



Sanadep®

- » Salviette alcoliche, di dimensioni 4 x 5 cm, imbevute con etanolo al 70 % e clorexidina digluconato allo 0,5 %, non sfilacciate
- » Confezionate in un comodo dispenser con un cuscinetto adesivo sul fondo del contenitore per garantire un solido posizionamento sul tavolo
- » Efficacia comprovata di detersione e disinfezione della cute prima di iniezioni e prelievi di sangue
- » Confezioni da 150 o 250 salviette per contenitore

Istruzioni per l'uso

Salviette alcoliche per la detersione la disinfezione di cute intatta o di qualsiasi altra superficie. Accertarsi che la cute o la superficie rimanga bagnata per il tempo di esposizione minimo di 30 secondi. Lasciare asciugare all'aria.

REF	Descrizione	Q.tà/conf.
78.000.13.100	Sanadep® salviette per la detersione cutanea	150 pz.
78.000.13.101	Sanadep® salviette per la detersione cutanea	250 pz.