

Intubazione

Laringoscopi

Videolaringoscopi

Tubi endotracheali

Tubi

Maschere di ventilazione

Rianimatori manuali e componenti

Laringoscopi

Lame



REF 90.003.10.030-040



REF 90.003.10.080-500



REF 90.003.10.699-705

Flex Blade PJD Fibra ottica

Con conduttore luce integrato e punta flessibile per il sollevamento dell'epiglottide

Descrizione	Confezione	REF
Misura 3	1	90.003.10.030
Misura 4	1	90.003.10.040

McIntosh Blade PJD Fibra ottica

Con conduttore luce integrato

Descrizione	Confezione	REF
Misura 00	1	90.003.10.070
Misura 0	1	90.003.10.080
Misura 1	1	90.003.10.100
Misura 2	1	90.003.10.200
Misura 3	1	90.003.10.300
Misura 4	1	90.003.10.400
Misura 5	1	90.003.10.500

McIntosh Blade PJD Fibra ottica

Con conduttore luce integrato – **solo monouso**

Descrizione	Confezione	REF
Misura 00	1	90.003.10.699
Misura 0	1	90.003.10.700
Misura 1	1	90.003.10.701
Misura 2	1	90.003.10.702
Misura 3	1	90.003.10.703
Misura 4	1	90.003.10.704
Misura 5	1	90.003.10.705

Laringoscopi

Lame



REF 90.003.96.999-97.004

Miller Blade PJD Fibra ottica

Con conduttore luce integrato

Descrizione	Confezione	REF
Misura 00	1	90.003.96.999
Misura 0	1	90.003.97.000
Misura 1	1	90.003.97.001
Misura 2	1	90.003.97.002
Misura 3	1	90.003.97.003
Misura 4	1	90.003.97.004

Miller Blade PJD Fibra ottica


Con conduttore luce integrato – **solo monouso**

Descrizione	Confezione	REF
Misura 00	1	90.003.10.799
Misura 0	1	90.003.10.800
Misura 1	1	90.003.10.801
Misura 2	1	90.003.10.802
Misura 3	1	90.003.10.803



Laringoscopi

Pezzi di ricambio, accessori e impugnature



REF 90.003.09.670-660

Impugnatura – LED – Fibra ottica

Descrizione	Confezione	REF
20 mm Ø, neonati, con batteria	1	90.003.09.002
20 mm Ø, pediatrica, con batteria	1	90.003.09.670
30 mm Ø, adulti, con batteria	1	90.003.09.660
30 mm Ø, "collo corto", adulti, con batteria	1	90.003.09.680




REF 90.003.09.002

Impugnatura – LED – con batteria – monouso

Descrizione	Confezione	REF
30 mm Ø, adulti, extra light	1	90.003.09.003
30 mm Ø, adulti	1	90.003.10.760

Capsula per sostituzione luce LED

Descrizione	Confezione	REF
Capsula luce LED	1	90.003.09.001



REF 90.003.09.003

Set laringoscopio a LED PJD – Fibra ottica – set completo

Con 3 lame McIntosh e batteria

Descrizione	Confezione	REF
Impugnatura pediatrica con batteria, con 3 lame, misura 0, 1 e 2	1	90.003.08.999
Impugnatura adulti con batteria, con 3 lame, misura 2, 3 e 4	1	90.003.09.000



REF 90.003.08.999-09.000

Altri set su richiesta.

Videolaringoscopio

Sistema per lame monouso



REF 91.000.01.002



REF 91.000.03.001 - 004



REF 91.000.05.000

Principali

- Portatile
- Conveniente
- Resistente
- Alta definizione

Il videolaringoscopio per lame monouso consente un'intubazione più semplice, anche quando le vie aeree sono difficili. Il laringoscopio è dotato di un generoso monitor LCD da 3,5" girevole e inclinabile. Il dispositivo può catturare immagini e registrare video. Il formato dei dati per le immagini è (.jpg) e per i video (.mp4). I dati vengono trasferiti tramite un cavo USB. La semplicità del funzionamento perfeziona il dispositivo.

Descrizione	Confezione	REF
Videolaringoscopio per lame monouso	1	91.000.01.002


Descrizione	Confezione	REF
Lama monouso Mac 1, misura bambini	250	91.000.03.001
Lama monouso Mac 2, misura bambini	250	91.000.03.002
Lama monouso Mac 3, misura adulti	250	91.000.03.003
Lama monouso Mac 4, misura adulti	250	91.000.03.004
Lama monouso MAC DX3, adulti con vie aeree difficili	250	91.000.03.005

Descrizione	Confezione	REF
Borsa EMS per videolaringoscopio, blu	1	91.000.05.000


Parti	Parametro	Dati tecnici
Display	Misura	3,5" Full View
	Monitor	LCD
	Risoluzione	640*480 (RGB)
	Proporzione Schermo	4:3
	Frequenza aggiornamento video	30 FPS
	Illuminazione	LED
Telecamera lama laringoscopio inclusa	Risoluzione	2,0 MPixels
	Luminanza	≥ 800 LUX
Batteria	Tipo	Batteria al litio ricaricabile
	Autonomia	≥ 120 minuti
	Voltaggio	3,7 V
	Capacità	3.400 mAh
	Cicli di ricarica	più di 300 volte
	Tempo di ricarica	circa 8 ore
Adattatore alimentazione	Porta di ricarica	Micro USB
	Input	100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A
	Output	5 V, 1,0 A
Condizioni trasporto/stoccaggio	Temperatura	da - 20 °C a + 60 °C
	Umidità	10-95 %
Condizioni operative	Temperatura	da + 5 °C a + 40 °C
	Umidità	10-95 %
Esclusiva funzione anti-appannamento	Funzione anti-appannamento all'accensione, senza preriscaldamento	
Peso	313 g (leggero, portatile, pratico)	
Funzione foto/video	pulsante sull'impugnatura per lo scatto; scheda di memoria interna 4G per memorizzare file; cavo USB per connessione a monitor esterno per caricamento	
Impugnatura	Pratico design ergonomico del manico corto	

Tubi endotracheali

Sterili



REF 44.000.09.060-090




REF 44.000.10.035-100



REF 44.000.11.020-080



REF 44.000.00.006



REF 44.000.00.001

Tubi endotracheali Magill, con foro Murphy

Misura	Con cuffia, con filo guida	Con cuffia, senza filo guida	Senza cuffia, senza filo guida	Confezione
2,0	–	–	44.000.11.020	100
2,5	–	–	44.000.11.025	100
3,0	–	44.000.10.036	44.000.11.030	100
3,5	–	44.000.10.035	44.000.11.035	100
4,0	–	44.000.10.040	44.000.11.040	100
4,5	–	44.000.10.045	44.000.11.045	100
5,0	–	44.000.10.050	44.000.11.050	100
5,5	–	44.000.10.055	44.000.11.055	100
6,0	44.000.09.060	44.000.10.060	44.000.11.060	100
6,5	44.000.09.065	44.000.10.065	44.000.11.065	100
7,0	44.000.09.070	44.000.10.070	44.000.11.070	100
7,5	44.000.09.075	44.000.10.075	44.000.11.075	100
8,0	44.000.09.080	44.000.10.080	44.000.11.080	100
8,5	44.000.09.085	44.000.10.085	–	100
9,0	44.000.09.090	44.000.10.090	–	100
9,5	–	44.000.10.095	–	100
10,0	–	44.000.10.100	–	100

Fili guida per tubi endotracheali

Confezionati singolarmente, sterili

Descrizione	Confezione	REF
CH 06, per tubi ET misura 3,5-4,5	20	44.000.00.006
CH 10, per tubi ET misura 5-6,5	20	44.000.00.001
CH 12, per tubi ET misura 7-7,5	20	44.000.00.012
CH 14, per tubi ET misura 8-10	20	44.000.00.014

Tubi endotracheali


Sterili



REF 44.000.30.035-100



REF 44.000.20.035-100




REF 44.000.21.020-050

Tubi endotracheali preformati/rinforzati, con foro Murphy

Misura	Preformato, con cuffia, senza filo guida	Rinforzato, con cuffia, con filo guida	Rinforzato, senza cuffia, con filo guida	Confezione
2,5	–	–	44.000.21.025	100
3,0	44.000.30.030	44.000.20.036	44.000.21.030	100
3,5	44.000.30.035	44.000.20.035	44.000.21.035	100
4,0	44.000.30.040	44.000.20.040	44.000.21.040	100
4,5	44.000.30.045	44.000.20.045	44.000.21.045	100
5,0	44.000.30.050	44.000.20.050	44.000.21.050	100
5,5	44.000.30.055	44.000.20.055	44.000.21.055	100
6,0	44.000.30.060	44.000.20.060	44.000.21.060	100
6,5	44.000.30.065	44.000.20.065	44.000.21.065	100
7,0	44.000.30.070	44.000.20.070	–	100
7,5	44.000.30.075	44.000.20.075	–	100
8,0	44.000.30.080	44.000.20.080	–	100
8,5	44.000.30.085	44.000.20.085	–	100
9,0	44.000.30.090	44.000.20.090	–	100
9,5	44.000.30.095	44.000.20.095	–	100
10,0	44.000.30.100	44.000.20.100	–	100

Tubi



REF 73.890.00.000
73.900.00.000-500

Tubi di Guedel

In PVC semitrasparenti di grado medico, bite block con codice cromatico, rigidità standard, confezionati singolarmente, sterili

Descrizione	sterile	Confezione	REF
Misura 000, rosa	sì	25	73.890.00.000
Misura 00, blu	sì	25	73.900.00.000
Misura 0, nero	sì	25	73.900.00.010
Misura 1, bianco	sì	25	73.900.00.100
Misura 2, verde	sì	25	73.900.00.200
Misura 3, giallo	sì	25	73.900.00.300
Misura 4, rosso	sì	25	73.900.00.400
Misura 5, arancione	sì	25	73.900.00.500

Come sopra – non sterili

Descrizione	sterile	Confezione	REF
Misura 00, blu	no	10	73.800.90.000
Misura 0, nero	no	10	73.800.90.010
Misura 1, bianco	no	10	73.800.90.100
Misura 2, verde	no	10	73.800.90.200
Misura 3, giallo	no	10	73.800.90.300
Misura 4, rosso	no	10	73.800.90.400
Misura 5, arancione	no	10	73.800.90.500

Le misure sopra menzionate corrispondono allo standard Euro (rispettivamente una misura superiore rispetto allo standard USA) e presentano un codice cromatico.



REF 43.008.03.060

Tubi nasofaringei (Tubi di WendI)

Confezionati singolarmente, monouso

Descrizione	sterile	Confezione	REF
Misura 6,0	sì	20	43.008.03.060
Misura 6,5	sì	20	43.008.03.065
Misura 7,0	sì	20	43.008.03.070
Misura 7,5	sì	20	43.008.03.075
Misura 8,0	sì	20	43.008.03.080
Misura 8,5	sì	20	43.008.03.085

Maschere di ventilazione

Maschere di ventilazione monouso



REF 44.000.60.010-050

Maschere laringee (silicone) – monouso, sterili

Con cuffia gonfiabile in silicone

Descrizione	Confezione	REF
Misura 1	50	44.000.60.010
Misura 1,5	50	44.000.60.015
Misura 2	50	44.000.60.020
Misura 2,5	50	44.000.60.025
Misura 3	50	44.000.60.030
Misura 4	50	44.000.60.040
Misura 5	50	44.000.60.050



REF 51.480.00.000-006

Maschere di ventilazione – monouso

Con cuffia gonfiabile

Descrizione	Confezione	REF
Misura 0, neonati	50	51.480.00.000
Misura 1, infanti	50	51.480.00.001
Misura 2, pediatrica	50	51.480.00.002
Misura 3, adulti, small	50	51.480.00.003
Misura 4, adulti, medium	50	51.480.00.004
Misura 5, adulti, large	50	51.480.00.005
Misura 6, adulti, extra large	50	51.480.00.006



REF 51.481.00.001-005

Maschere di ventilazione – monouso ECOPlus

Cuffia aperta

Descrizione	Confezione	REF
Misura 1	50	51.481.00.001
Misura 2	50	51.481.00.002
Misura 3	50	51.481.00.003
Misura 4	50	51.481.00.004
Misura 5	50	51.481.00.005

Maschere di ventilazione

Maschere in silicone



REF 51.500.00.030-060

Maschere di ventilazione – silicone

Cuffia gonfiabile, blu

Descrizione	Confezione	REF
Misura 3	100	51.500.00.030
Misura 4	100	51.500.00.040
Misura 5	100	51.500.00.050
Misura 6	100	51.500.00.060



REF 51.500.00.010-012

Maschere di ventilazione – 100% silicone

Cuffia aperta, trasparente

Descrizione	Confezione	REF
Misura 3	120	51.500.00.010
Misura 4	120	51.500.00.011
Misura 5	120	51.500.00.012



REF 51.500.00.000-002

Maschere di ventilazione – silicone rotonda

Trasparente

Descrizione	Confezione	REF
Misura 0	1	51.500.00.000
Misura 0/1	1	51.500.00.001
Misura 2	1	51.500.00.002



REF 51.500.00.003-005

Maschere di ventilazione – silicone

Cuffia aperta

Descrizione	Confezione	REF
Misura 3	1	51.500.00.003
Misura 4	1	51.500.00.004
Misura 5	1	51.500.00.005

Rianimatori manuali

Set rianimatori manuali



REF 48.010.55.004

Set rianimatore manuale – infanti/pediatrico/adulti

Con serbatoio di ossigeno, tubo ossigeno, due maschere e valvola pop off – **solo monouso**

Descrizione	Confezione	REF
Infanti, incl. maschera 0 e 1	24	48.010.55.104
Pediatrico, incl. maschera 2 e 3	24	48.010.55.204
Adulti, incl. maschera 4 e 5	24	48.010.55.004

Set rianimatore manuale – infanti

Con valvola pop off, 280 ml – **riutilizzabile**

Descrizione	Confezione	REF
Incl. maschera 0 e 1	1	51.500.00.100
Incl. maschera 0 e 1, serbatoio ossigeno 600 ml	1	51.500.00.303
Senza maschera	1	51.500.00.458

Set rianimatore manuale – pediatrico

Con valvola pop off, 550 ml – **riutilizzabile**

Descrizione	Confezione	REF
Incl. maschera 2 e 3	1	51.500.00.200
Incl. maschera 2 e 3, serbatoio ossigeno 600 ml	1	51.500.00.302
Senza maschera	1	51.500.00.454



REF 51.500.00.300

Set rianimatore manuale – adulti

Senza valvola pop off, 1.700 ml – **riutilizzabile**

Descrizione	Confezione	REF
Incl. maschera 4 e 5	1	51.500.00.300
Incl. maschera 4 e 5, serbatoio ossigeno 2.500 ml	1	51.500.00.301
Senza maschera	1	51.500.00.452
Senza maschera con valvola pop off	1	51.500.00.453

Rianimatori manuali e componenti

Descrizione	Confezione	REF
Valvola per serbatoio O ₂	1	51.500.00.436
Rianimatore manuale in silicone, adulti, 1.600 ml	24	51.500.00.452
Rianimatore manuale in silicone, adulti, 1.600 ml, con valvola pop off	24	51.500.00.453
Rianimatore manuale in silicone, pediatrico, 550 ml, con valvola pop off	24	51.500.00.454
Rianimatore manuale in silicone, neonati, 280 ml, con valvola pop off	24	51.500.00.458
Adattatore valvola PEEP 22 mm	10	51.500.00.501
Valvola di aspirazione	1	51.500.00.528
Serbatoio ossigeno 2.500 ml	1	51.500.00.538
Serbatoio ossigeno 600 ml	1	51.500.00.540



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913 - 0
Fax: +49 (0) 2236 3913 - 409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de