



Premisacca per infusione

Da 500ml e 1000ml

Premisacca per infusione a pressione e trasfusione

500ml e 1000ml



Premisacca pre infusione, pluriuso

Premisacca per infusione

Lavabile latex-free, manometro, valvola di scarico rapido, pompa a sfera con valvola, **pluriuso**

Prodotto	Pezzi/Conf.	REF
500ml	6 pz./box	43.018.00.013
1000ml	6 pz./box	43.019.00.013



Premisacca per infusione, monouso

Premisacca per infusione

Lavabile latex-free, pressure manometro, pompa a sfera con valvola, **monouso**

Prodotto	Pezzi/Conf.	REF
500ml	20 pz./box	43.018.00.012
1000ml	20 pz./box	43.019.00.012

DAHLHAUSEN®

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49(2236)39 13-0
Fax: +49(2236)39 13-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de