



Sistema di aspirazione a circuito chiuso per il paziente


Aspirazione a circuito chiuso

Durante la ventilazione a lungo termine nella pratica ospedaliera quotidiana si incontrano svariati problemi. Abbiamo sviluppato il sistema di aspirazione a circuito chiuso OptiFlo per rendere la ventilazione particolarmente sicura e igienica sia per i pazienti che per il personale infermieristico.

Camera di lavaggio richiudibile/durata d'uso più lunga

Per rispondere alle richieste dei nostri utilizzatori abbiamo esteso la durata d'uso del nostro OptiFlo a 72 ore e abbiamo inoltre sviluppato una camera di lavaggio richiudibile. Ora, OptiFlo è quindi ancora più sicuro pur rimanendo estremamente facile da usare.

Inoltre, grazie alle sue nuove funzioni, OptiFlo consente di risparmiare tempo e spazio di stoccaggio all'interno dell'ospedale.



1. aspirazione: (blue dotted line)
2. lavaggio/pulizia sicura: (orange dotted line)

- Facile da usare
- Assenza di reflusso tracheale
- Maggiore igiene e sicurezza



Camera di lavaggio richiudibile



Punta del catetere atraumatica



Vetro spia per il controllo delle secrezioni



Adattatore per il dosaggio dell'aerosol

Sistema standard per pazienti neonatali con codifica cromatica supplementare del catetere

	Misura	Lunghezza	Quantità nella confezione	REF
	CH 05	31 cm	60	43.004.59.050
	CH 06	31 cm	60	43.004.59.060

Sistema standard per pazienti pediatrici con codifica cromatica supplementare del catetere

	Misura	Lunghezza	Quantità nella confezione	REF
	CH 07	31 cm	60	43.004.59.070
	CH 08	31 cm	60	43.004.59.080

Sistema per pazienti adulti, con camera di lavaggio richiudibile per una pulizia sicura

	Misura	Lunghezza	Quantità nella confezione	REF
	CH 10	56 cm	60	43.004.57.100
	CH 12	56 cm	60	43.004.57.120
	CH 14	56 cm	60	43.004.57.140
	CH 16	56 cm	60	43.004.57.160

Sistema per pazienti adulti in versione extra lunga, con camera di lavaggio richiudibile per una pulizia sicura

	Misura	Lunghezza	Quantità nella confezione	REF
	CH 14	62 cm	60	43.004.57.142
	CH 16	62 cm	60	43.004.57.162

Sistema per pazienti adulti tracheotomizzati, con camera di lavaggio richiudibile per una pulizia sicura

	Misura	Lunghezza	Quantità nella confezione	REF
	CH 12	36 cm	60	43.004.57.121
	CH 14	36 cm	60	43.004.57.141
	CH 16	36 cm	60	43.004.57.161

Vantaggi in sintesi

- Non è necessario scollegare il tubo
- Ventilazione continua
- Nessuna perdita di PEEP/Migliore tenuta della PEEP
- Nessuna caduta della saturazione
- Controllo delle secrezioni
- Riduzione della pressione cerebrale
- Migliore tolleranza del paziente
- Guaina extra morbida
- **Camera di lavaggio richiudibile (per pazienti adulti)**
- **Intervallo di sostituzione di 72 ore**
- **Assenza di DEHP**