

NUOVO



Secco™ | Secco Protect™

Sistemi di gestione fecale
Sacca di raccolta fecale
Set per irrigazione

Contiene la contaminazione fecale a favore di un ambiente sano del paziente

Secco™ FMS è un sistema chiuso di catetere intestinale per la raccolta igienica di escrezioni intestinali liquide e semiliquide

- Riduce le irritazioni cutanee e le piaghe da decubito
- Protegge i pazienti e il personale dalle infezioni
- Riduce le complicazioni ed abbrevia la degenza in ospedale
- Protegge le ferite dalla contaminazione
- Controlla gli odori e migliora il comfort del paziente
- Riduce le spese derivanti dall'incontinenza fecale
- Salvaguarda la dignità del paziente



Placca di montaggio con cinghia da appendere




Siringa monouso, 45 ml



Connettori di irrigazione (blu) e di fissaggio (bianco)



Punto di prelievo campioni



Marcatore di posizione catetere

Secco™

Facile e sicuro da applicare


Secco™ è provvisto di una tecnologia unica con materiale superassorbente che cattura le feci liquide ed infettive ed impedisce che durante la raccolta e lo smaltimento si diffonda materiale infetto. La superficie unica EasyFlush fa sì che i tubi non aderiscano e contiene efficacemente gli odori.

Facile e sicuro da applicare

- Semplice utilizzo
- Facile da inserire
- Smaltimento sicuro



Filtro anti-odore sul retro della sacca



Palloncino di ancoraggio a bassa pressione



Sacca di raccolta da 1.500 ml con superassorbente

Secco Protect™

Lo sviluppo logico del consolidato sistema di drenaggio fecale

Secco Protect™ presenta le caratteristiche note del nostro sistema di drenaggio fecale da tempo consolidato:

- Riduce le irritazioni cutanee e le piaghe da decubito
- Protegge i pazienti e il personale dalle infezioni
- Riduce le complicazioni ed abbrevia la degenza in ospedale
- Protegge le ferite dalla contaminazione
- Controlla gli odori e migliora il comfort del paziente
- Riduce le spese derivanti dall'incontinenza fecale
- Salvaguarda la dignità del paziente



Palloncino di ancoraggio a bassa pressione e marcatore di posizione catetere



Dispositivo d'inserimento/Introduttore



Blu: connettore irrigazione
Bianco: connettore per palloncino di ancoraggio con valvola di limitazione della pressione integrata



Punto di prelievo campioni



Siringa monouso, 45 ml
Tappo di ricambio per placca di montaggio

Secco Protect™

La nuova generazione con maggiore sicurezza e migliore utilizzo

Facile e sicuro da applicare

- Inserimento ancora più semplice grazie al nuovo dispositivo all'estremità del palloncino di ancoraggio
- La nuova valvola di limitazione della pressione impedisce l'eccessivo riempimento del palloncino di ancoraggio offrendo una maggiore sicurezza per il paziente
- Sostituzione più igienica della sacca di raccolta grazie ai tappi forniti in dotazione

Secco™ è provvisto di una tecnologia unica con materiale superassorbente che cattura le feci liquide ed infettive ed impedisce che durante la raccolta e lo smaltimento si diffonda materiale infetto. La superficie unica EasyFlush fa sì che i tubi non aderiscano e contiene efficacemente gli odori.



Filtro anti-odore sul retro della sacca



Sacca di raccolta da 1.500 ml con superassorbente



Placca di montaggio con tappo di ricambio e cinghia da appendere

Secco™ | Secco Protect™

Offrono di più della salvaguardia della dignità del paziente



REF 52.000.00.150



REF 52.000.00.100

L'incontinenza fecale è un problema spiacevole per i pazienti che ne sono colpiti e svolge un ruolo importante nel mantenimento della dignità del paziente, della prevenzione di contaminazioni crociate e della prevenzione di lesioni cutanee.

Secco™ | Secco Protect™ offrono di più della salvaguardia della dignità del paziente

- La degenza in ospedale prolungata a causa del C. difficile aumenta i costi
- I pazienti con incontinenza fecale hanno un rischio tre volte maggiore di sviluppare piaghe da decubito
- Con Secco™ hai a disposizione un gruppo di prodotti di alta qualità

Descrizione	Numero art.
Secco™ – Sistema chiuso di drenaggio fecale	52.000.00.100
Secco Protect™ – Sistema chiuso di drenaggio fecale	52.000.00.150
Sacca di ricambio per sistemi chiusi di drenaggio fecale, 10 pezzi	52.000.00.200

Contenuto del set

- Catetere intestinale flessibile con palloncino a bassa pressione (silicone) e connettore per irrigazione (lunghezza 170 cm)
- 3 x 1.500 ml sacca di raccolta con materiale superassorbente
- 3 x tappo di ricambio (per Secco Protect™)
- Placca di montaggio con cinghie in velcro per il fissaggio al letto del paziente
- Istruzioni per l'uso
- Siringa 45 ml
- Morsetto

Sacca di raccolta fecale



Sacca di raccolta fecale, autoadesiva, con connettore per sacca di deflusso



Connettore per sacca di deflusso

Descrizione	Numero art.
Sacca di raccolta fecale, autoadesiva, con connettore per sacca di deflusso	52.000.00.201
Sacca di raccolta fecale, autoadesiva, con apertura con piega	52.000.00.202

I vantaggi

- Soluzione semplice ed igienica per i pazienti con diarrea
- Tenuta sicura grazie alla placca autoadesiva da ritagliare che sigilla la zona anale e protegge la cute
- Disponibile con due tappi
 - » In caso di feci liquide con connettore per sacca per secrezioni
 - » In caso di feci molli con apertura richiudibile

Set per irrigazione



Set di irrigazione chiuso, con valvola, sterile



Sistema di pulizia e irrigazione, sterile



Sacca per irrigazione 2.000 ml, sterile

Descrizione	Numero art.
Set di irrigazione con valvola, sterile	05.000.22.665
Sistema di pulizia e irrigazione, sterile	05.000.22.899
Sacca per irrigazione 2.000 ml, sterile	05.000.22.898



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49(2236)39 13-0
Fax: +49(2236)39 13-109
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de