

NUOVO



Opzione broncoscopica ora possibile anche con OptiFlo 48h e 72h senza scollegare il tubo!

I vantaggi in sintesi dell'adattatore OptiFlo (REF. 43.004.60.097)

- Grazie al nuovo adattatore OptiFlo, ora è possibile effettuare una broncoscopia sul paziente ventilato anche con OptiFlo 48h e 72h
- Non è necessario scollegare il tubo
- La ventilazione viene mantenuta
- L'adattatore è facile da usare grazie all'innesto rapido
- Non si verificano perdite di PEEP
- Migliore mantenimento della PEEP
- Nessun evento di desaturazione



Adattatore per OptiFlo 72h




Uso semplice e sicuro (nell'esempio è raffigurato OptiFlo 48h)



Broncoscopia (nell'esempio è raffigurato OptoFlo 48h)

Sistema OptiFlo

La nuova generazione di sistemi di aspirazione chiusi



Tubo di aspirazione endotracheale durante l'uso

Sistema versatile

Il sistema di aspirazione chiuso OptiFlo è equipaggiato per quasi tutte le indicazioni. OptiFlo è disponibile nelle più svariate misure e lunghezze, con diverse durate di permanenza e caratteristiche speciali.

Aspirazione chiusa

Nella pratica clinica quotidiana si verificano diversi problemi durante la ventilazione assistita a lungo termine. Il sistema di aspirazione chiuso OptiFlo è stato sviluppato per garantire elevati livelli di sicurezza e igiene sia per il paziente che per il personale sanitario durante le procedure di ventilazione assistita.



OptiFlo 48h

OptiFlo 48h

- Riduzione dei costi grazie alla durata di permanenza di 48 ore
- Doppio connettore girevole
- Punta del catetere atraumatica
- Vetrino di ispezione dei secreti
- Guaina extra morbida
- Opzione bronoscopica senza scollegare il tubo (con adattatore)
- Adattatore per aerosol dosatore



OptiFlo 72h safelean

OptiFlo 72h safelean

- Riduzione dei costi grazie alla durata di permanenza di 72 ore
- Assenza di riflusso della soluzione di irrigazione nella trachea
- Più igiene e sicurezza
- Camera di irrigazione sigillabile
- Punta del catetere atraumatica
- Vetrino di ispezione dei secreti
- Guaina extra morbida
- Opzione bronoscopica senza scollegare il tubo (con adattatore)
- Adattatore per aerosol dosatore



OptiFlo 168h multilink

OptiFlo 168h multilink

- Riduzione dei costi grazie alla durata di permanenza di 168 ore
- Assenza di riflusso della soluzione di irrigazione nella trachea
- Più igiene e sicurezza
- Camera di irrigazione sigillabile
- Punta del catetere atraumatica
- Guaina extra morbida
- Adattatore per aerosol dosatore
- Elemento di accesso per broncoscopia incluso