

Coperture sterili per impugnature di lampade **NOVITÀ**

Co-sviluppate e raccomandate da

Dr. Mach
medical lighting + technology



REF 42.700.01.001



REF 42.700.01.001



REF 42.700.01.002



REF 42.700.01.002

Le coperture da 12 cm e 15 cm sono impiegate per trattare le impugnature di lampade scialitiche in modo sterile, garantendo la regolazione ottimale delle lampade durante l'uso.

Sono disponibili due varianti:

- Copertura con un livello di dentatura (42.700.01.001)
- Copertura con 3 livelli di diverse lunghezze di dentatura per consentire l'uso antisdrucchiolo dell'impugnatura della lampada (42.700.01.002)

Vantaggi:

- Alternativa conveniente sia in termini di tempo che di costi al trattamento convenzionale delle impugnature delle lampade.
- Prodotto monouso senza lattice
- Facile da utilizzare
- Si adatta a tutte le comuni impugnature di lampade scialitiche

Materiale: PE

Sterile: Sì

Lunghezza: 12 cm/15 cm

Q.tà/conf.: 200 pz.

Lunghezza	Q.tà scat./Q.tà conf.	REF
12 cm	50/200	42.700.01.001
15 cm	50/200	42.700.01.002