



Guaine protettive per sonde a ultrasuoni

Prodotti di base

Guaine per sonde multiuso (RADIOLOGIA)

Le guaine per sonde a ultrasuoni DAHLHAUSEN riducono il rischio di trasmissione di malattie infettive, proteggono gli operatori sanitari in ogni tipo di ambiente ecografico e contribuiscono a migliorare gli esiti clinici potenziando al massimo il livello di protezione sia per i pazienti che per il personale medico durante le procedure.

La linea esaustiva Dahlhausen di soluzioni avanzate di guaine per sonde contribuisce a un impiego igienico e sicuro dei trasduttori a ultrasuoni. Qualsiasi sia l'area terapeutica, le guaine per sonde Dahlhausen assicurano in tutte le procedure ecografiche la serenità di cui si ha più bisogno.

Descrizione	Materiale	Misura	Sterilità	Qtà/scatola	REF
Guaina per sonda multiuso	PU	10 x 61 cm	sì	30	42.300.10.062
Guaina per sonda multiuso	PU	10 x 122 cm	sì	30	42.300.10.123
Guaina per sonda multiuso	PU	10 x 244 cm	sì	30	42.300.10.245
Guaina per sonda multiuso	PU	13 x 61 cm	sì	30	42.300.13.062
Guaina per sonda multiuso	PU	13 x 122 cm	sì	30	42.300.13.123
Guaina per sonda multiuso	PU	13 x 244 cm	sì	30	42.300.13.245
Guaina per sonda multiuso	PU	15 x 61 cm	sì	30	42.300.15.062
Guaina per sonda multiuso	PU	15 x 122 cm	sì	30	42.201.13.560
Guaina per sonda multiuso	PU	15 x 244 cm	sì	30	42.300.15.245

Tutti gli articoli summenzionati sono confezionati singolarmente in una busta blu con 2 elastici, 2 fascette adesive e 1 bustina di gel di trasmissione. Sono disponibili altre guaine. Rivolgersi al proprio consulente in dispositivi medici.



Le nostre guaine per sonde multiuso Dahlhausen assicurano una protezione sterile supplementare durante l'esecuzione di normali procedure ecografiche e di puntura. Le guaine presentano una piegatura telescopica per facilitare l'applicazione del gel di trasmissione e l'applicazione della guaina sul trasduttore. Tutte le guaine presentano un'estremità a scatola 3D.



Guaine per sonde per ecocardiografia transesofagea (TEE) (CARDIOLOGIA)



REF 42.202.25.101

Le guaine per ecocardiografia transesofagea (TEE) Dahlhausen presentano un disegno rastremato in grado di offrire una perfetta tenuta sui trasduttori TEE d'uso comune. Le guaine per TEE sagomate sono precaricate sull'applicatore per facilitare l'applicazione sul trasduttore per TEE. Il kit per TEE contiene un bloccamorso per garantire un sicuro passaggio attraverso il cavo orale del paziente, una siringa riempita di gel e un blocco antirotazione per il fissaggio.

Descrizione	Materiale	Misura	Sterilità	Qtà/scatola	REF
Kit guaina per sonda TEE	PU	25/11/1.000 mm	sì	10	42.202.25.101
Kit guaina per sonda TEE	lattice	25/11/1.000 mm	sì	10	42.202.25.201

Sono disponibili altre guaine. Rivolgersi al proprio consulente in dispositivi medici.

Guaine per sonde a ultrasuoni endocavitarie (GYN/URO)



REF 42.200.30.201

Le guaine per sonde a ultrasuoni endocavitarie Dahlhausen offrono una barriera contro i germi per procedure ecografiche transvaginali e transrettali e proteggono sia il paziente che il medico.

Descrizione	Materiale	Misura	Sterilità	Qtà/scatola	REF
Guaina per sonda endocavitaria	PU	30 x 200 mm	no	50	42.200.30.201
Guaina per sonda endocavitaria	lattice	30 x 300 mm	no	100	42.200.30.303
Guaina per sonda endocavitaria	lattice	33 x 195 mm	no	100	42.200.33.197

Sono disponibili altre guaine. Rivolgersi al proprio consulente in dispositivi medici.

Guaine per trasduttori a ultrasuoni

Il crescente impiego di tecniche ecografiche in ambito sanitario rende necessaria l'adozione di misure per proteggere i pazienti e gli operatori sanitari contro le infezioni nosocomiali, come l'uso di adeguate guaine per trasduttori a ultrasuoni.

DAHLHAUSEN offre una gamma completa di guaine protettive monouso per ridurre al minimo il rischio di CONTAMINAZIONE CROCIATA, proteggere i PAZIENTI e il PERSONALE MEDICO e prolungare la durata delle APPARECCHIATURE costose.

Le nostre guaine per sonde multiuso

- sono fornite sterili
- presentano una piegatura telescopica per facilitare l'applicazione
- presentano un'estremità a scatola 3D
- sono disponibili in un'ampia gamma di misure

Le nostre guaine per sonde TEE

- sono fornite sterili
- presentano un disegno rastremato per garantire una perfetta tenuta
- sono precaricate su un applicatore, quindi pronte per l'uso
- sono provviste di un bloccamorso per proteggere la sonda

Le nostre guaine per sonde endocavitare

- sono fornite non sterili
- si conformano alle sonde transvaginali/transrettali d'uso comune
- sono confezionate singolarmente

Le guaine per sonde a ultrasuoni Dahlhausen assicurano

- protezione contro le infezioni nosocomiali sia per pazienti che per operatori sanitari
- un impiego igienico e sicuro delle sonde a ultrasuoni
- una durata più lunga delle sonde a ultrasuoni



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913-0
Fax: +49 (0) 2236 3913-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de