



Guaine protettive per sonde a ultrasuoni

Ginecologia/urologia

Ginecologia/urologia

DAHLHAUSEN offre un assortimento esaustivo di guaine protettive monouso e accessori adatti per trasduttori a ultrasuoni d'uso comune. Le teste a ultrasuoni sono protette da guaine. Le guaine per sonde a ultrasuoni Dahlhausen proteggono sia il paziente che il personale contro la contaminazione crociata, aumentano l'efficienza e prolungano la durata delle apparecchiature costose.



REF 42.200.30.200



REF 42.200.13.055



REF 42.200.30.201

Per l'uso durante esami ecografici transvaginali e transrettali. La qualità del materiale sottile ma estremamente resistente all'uso delle guaine assicura la trasmissione e distribuzione delle onde a ultrasuoni. La perfetta tenuta delle guaine consente la trasmissione tramite il gel e assicura un'immagine ecografica ottimale. Le guaine protettive sono parzialmente o totalmente arrotolate.



Guaine protettive per sonde a ultrasuoni vaginali e rettali

Descrizione	Materiale	Sterilità	PU	REF
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 20 x 200 mm	lattice	no	2000	42.200.20.202
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 20 x 200 mm	lattice	sì	600	42.200.20.203
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 26 x 200 mm	PU	no	300	42.200.26.201
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 26 x 200 mm	lattice	no	2000	42.200.26.203
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 26 x 300 mm	PU	no	4000	42.200.26.301
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 26 x 300 mm	lattice	no	1800	42.200.26.303
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 26 x 300 mm	lattice	sì	600	42.200.26.305
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 28 x 200 mm	lattice	no	2400	42.200.28.202
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 28 x 200 mm	lattice	sì	600	42.200.28.203
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 30 x 200 mm	PU	no	1500	42.200.30.201
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 30 x 200 mm	lattice	sì	600	42.200.30.203
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 30 x 300 mm	PU	no	1500	42.200.30.301
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 30 x 300 mm	lattice	no	2200	42.200.30.303
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 30 x 300 mm	lattice	sì	600	42.200.30.305
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 33 x 195 mm	lattice	no	3300	42.200.33.197
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 33 x 195 mm	lattice	sì	600	42.200.33.198
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 36 x 300 mm	lattice	sì	540	42.200.36.301

Sono disponibili altre guaine. Rivolgersi al proprio consulente in dispositivi medici.

Accessori

Descrizione	PU	REF
Siringa con gel per ultrasuoni, 10 ml, sterile	200	42.200.00.001
Siringa con gel per ultrasuoni, 10 ml, non sterile	500	42.200.00.101
Gel per ultrasuoni, 20 ml, sterile	800	42.200.00.010
Gel per ultrasuoni, trasparente, flacone da 250 ml	24	93.050.00.425
Gel per ultrasuoni, trasparente, flacone da 500 ml	24	93.050.00.435
Gel per ultrasuoni, trasparente, viscoso, flacone da 500 ml	24	93.050.00.436
Gel per ultrasuoni, trasparente, flacone da 1 L	12	93.050.00.443
Gel per ultrasuoni, trasparente, viscoso, flacone da 1 L	12	93.050.00.444
Gel per ultrasuoni, trasparente, tanica da 5 L	4	93.050.00.048
Gel per ultrasuoni, viscoso, tanica da 5 L	4	93.050.00.049
Pompa per gel per ultrasuoni, tanica da 5 L	10	93.050.00.449
Gel per ultrasuoni, cubitainer da 5 L	1	93.050.00.050
Rubinetto di scarico per cubitainer da 5 L	30	93.050.00.051
Gel per ultrasuoni, cubitainer da 5 L + rubinetto di scarico	1	93.050.00.052



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913-0
Fax: +49 (0) 2236 3913-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de