



# Guaine protettive per sonde a ultrasuoni

Radiologia/anestesia

## Radiologia/anestesia

DAHLHAUSEN offre un assortimento esaustivo di guaine protettive monouso e accessori adatti per trasduttori a ultrasuoni d'uso comune. Le teste a ultrasuoni sono protette da guaine. Le guaine per sonde a ultrasuoni Dahlhausen proteggono sia il paziente che il personale contro la contaminazione crociata, aumentano l'efficienza e prolungano la durata delle apparecchiature costose.



REF 42.300.10.062

Le guaine per sonde a ultrasuoni multiuso Dahlhausen sono concepite per l'uso con trasduttori lineari, settoriali e convessi. Tutte le guaine presentano una struttura in morbido poliuretano con una punta 3D che elimina distorsioni dell'immagine ecografica. Sono disponibili sia in versione sterile che non sterile. Ciascuna guaina protettiva è provvista di una clip di bloccaggio che impedisce la fuoriuscita del gel per ultrasuoni.



REF 42.400.14.061

La nuova scheda per inserimento consente una semplice applicazione della guaina per sonda sul trasduttore.



REF 42.400.14.123



### Guaine protettive per teste a ultrasuoni

Descrizione	Materiale	Sterilità	PU	REF
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 100 x 610 mm	PU	sì	240	42.300.10.061
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 100 x 610 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.10.062
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 100 x 1.220 mm	PU	sì	240	42.300.10.122
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 100 x 1.220 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.10.123
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 100 x 2.440 mm	PU	sì	240	42.300.10.244
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 100 x 2.440 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.10.245
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 300 mm	PU	sì	240	42.300.13.030
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 300 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.13.031
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 610 mm	PU	sì	240	42.300.13.061
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 610 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.13.062
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 1.220 mm	PU	sì	240	42.300.13.122
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 1.220 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.13.123
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 2.440 mm	PU	sì	240	42.300.13.244
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 130 x 2.440 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.13.245
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 150 x 610 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.15.062
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 150 x 1.220 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.201.13.560
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 150 x 2.440 mm, con gel sterile	PU	sì	240	42.300.15.245
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 140 x 610 mm, con ausilio di applicazione e gel sterile	PU	sì	240	42.400.14.061
Guaina protettiva per sonda a ultrasuoni, 140 x 1.220 mm, con ausilio di applicazione e gel sterile	PU	sì	240	42.400.14.123

Sono disponibili altre guaine. Rivolgersi al proprio consulente in dispositivi medici.

## Accessori

Descrizione	PU	REF
Siringa con gel per ultrasuoni, 10 ml, sterile	200	42.200.00.001
Siringa con gel per ultrasuoni, 10 ml, non sterile	500	42.200.00.101
Gel per ultrasuoni, 20 ml, sterile	800	42.200.00.010
Gel per ultrasuoni, trasparente, flacone da 250 ml	24	93.050.00.425
Gel per ultrasuoni, trasparente, flacone da 500 ml	24	93.050.00.435
Gel per ultrasuoni, trasparente, viscoso, flacone da 500 ml	24	93.050.00.436
Gel per ultrasuoni, trasparente, flacone da 1 L	12	93.050.00.443
Gel per ultrasuoni, trasparente, viscoso, flacone da 1 L	12	93.050.00.444
Gel per ultrasuoni, trasparente, tanica da 5 L	4	93.050.00.048
Gel per ultrasuoni, viscoso, tanica da 5 L	4	93.050.00.049
Pompa per gel per ultrasuoni, tanica da 5 L	10	93.050.00.449
Gel per ultrasuoni, cubitainer da 5 L	1	93.050.00.050
Rubinetto di scarico per cubitainer da 5 L	30	93.050.00.051
Gel per ultrasuoni, cubitainer da 5 L + rubinetto di scarico	1	93.050.00.052

### Guaine termoprotettive

Descrizione	PU	REF
Guaina protettiva per termosensore/sonda termica, lattice, 5 x 200 mm, sterile	300	42.200.05.201
Guaina protettiva per termosensore/sonda termica, lattice, 5 x 200 mm, non sterile	4000	42.200.05.200
Guaina protettiva per termosensore/sonda termica, lattice, 8 x 200 mm, sterile	1000	42.200.08.401
Guaina protettiva per termosensore/sonda termica, lattice, 8 x 200 mm, non sterile	1000	42.200.08.400
Sacchetto protettivo per proteggere i dispositivi, 750 x 275 x 1.500 mm, non sterile, 50 pezzi per rotolo	1	42.700.00.150



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
 Emil-Hoffmann-Straße 53  
 50996 Köln · Germany  
 Phone: +49 (0) 2236 3913-0  
 Fax: +49 (0) 2236 3913-409  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)