



## Videolaringoscopio

Sistema per lame monouso

# Videolaringoscopio

Sistema per lame monouso



REF 91.000.01.002



REF 91.000.03.001 - 004



REF 91.000.05.000

## Principali

- Portatile
- Conveniente
- Resistente
- Alta definizione

Il videolaringoscopio per lame monouso consente un'intubazione più semplice, anche quando le vie aeree sono difficili. Il laringoscopio è dotato di un generoso monitor LCD da 3,5" girevole e inclinabile. Il dispositivo può catturare immagini e registrare video. Il formato dei dati per le immagini è (.jpg) e per i video (.mp4). I dati vengono trasferiti tramite un cavo USB. La semplicità del funzionamento perfeziona il dispositivo.

| Descrizione                         | Confezione | REF           |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Videolaringoscopio per lame monouso | 1          | 91.000.01.002 |

| Descrizione  | Confezione | REF           |
|--|------------|---------------|
| Lama monouso Mac 1, misura bambini                   | 250        | 91.000.03.001 |
| Lama monouso Mac 2, misura bambini                   | 250        | 91.000.03.002 |
| Lama monouso Mac 3, misura adulti                    | 250        | 91.000.03.003 |
| Lama monouso Mac 4, misura adulti                    | 250        | 91.000.03.004 |
| Lama monouso MAC DX3, adulti con vie aeree difficili | 250        | 91.000.03.005 |

| Descrizione                           | Confezione | REF           |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Borsa EMS per videolaringoscopio, blu | 1          | 91.000.05.000 |

| Parti                                 | Parametro  | Dati tecnici                   |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Display                               | Misura   | 3,5" Full View                 |
|                                       | Monitor  | LCD                            |
|                                       | Risoluzione  | 640*480 (RGB)                  |
|                                       | Proporzione Schermo  | 4:3                            |
|                                       | Frequenza aggiornamento video  | 30 FPS                         |
|                                       | Illuminazione  | LED                            |
| Telecamera lama laringoscopio inclusa | Risoluzione  | 2,0 MPixels                    |
|                                       | Luminanza  | ≥ 800 LUX                      |
| Batteria                              | Tipo   | Batteria al litio ricaricabile |
|                                       | Autonomia  | ≥ 120 minuti                   |
|                                       | Voltaggio  | 3,7 V                          |
|                                       | Capacità   | 3.400 mAh                      |
|                                       | Cicli di ricarica  | più di 300 volte               |
|                                       | Tempo di ricarica  | circa 8 ore                    |
| Adattatore alimentazione              | Porta di ricarica  | Micro USB                      |
|                                       | Input  | 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A    |
|                                       | Output   | 5 V, 1,0 A                     |
| Condizioni trasporto/stoccaggio       | Temperatura  | da - 20 °C a + 60 °C           |
|                                       | Umidità  | 10-95 %                        |
| Condizioni operative                  | Temperatura  | da + 5 °C a + 40 °C            |
|                                       | Umidità  | 10-95 %                        |
| Esclusiva funzione anti-appannamento  | Funzione anti-appannamento all'accensione, senza preriscaldamento  |                                |
| Peso                                  | 313 g (leggero, portatile, pratico)  |                                |
| Funzione foto/video                   | pulsante sull'impugnatura per lo scatto; scheda di memoria interna 4G per memorizzare file; cavo USB per connessione a monitor esterno per caricamento |                                |
| Impugnatura                           | Pratico design ergonomico del manico corto   |                                |