

## Drenaggio dell'urina

# Cateteri urinari

Cateteri femminili, di Nelaton e di Tiemann



REF 07.032.08.100-18.100

Catetere monouso per svuotamento intermittente della vescica: materiale PVC; punta atraumatica per evitare irritazioni; 2 occhielli smussati lateralmente; connettore a imbuto con codice colore.

## Catetere femminile

Descrizione	PU	REF
Catetere femminile, 18 cm, CH 08	800	07.032.08.100
Catetere femminile, 18 cm, CH 10	800	07.032.10.100
Catetere femminile, 18 cm, CH 12	800	07.032.12.100
Catetere femminile, 18 cm, CH 14	800	07.032.14.100
Catetere femminile, 18 cm, CH 16	800	07.032.16.100
Catetere femminile, 18 cm, CH 18	800	07.032.18.100



REF 07.090.14.100

## Catetere di Nelaton

Descrizione	PU	REF
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 08	600	07.090.08.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 10	600	07.090.10.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 12	600	07.090.12.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 14	600	07.090.14.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 16	600	07.090.16.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 18	600	07.090.18.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 20	300	07.090.20.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 22	300	07.090.22.100
Catetere di Nelaton, 40 cm, CH 24	300	07.090.24.100



REF 07.091.16.200

## Catetere di Tiemann

Descrizione	PU	REF
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 10	600	07.091.10.200
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 12	600	07.091.12.200
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 14	600	07.091.14.200
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 16	600	07.091.16.200
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 18	600	07.091.18.200
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 20	300	07.091.20.200
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 22	300	07.091.22.200
Catetere di Tiemann, 40 cm, CH 24	300	07.091.24.200

# Cateteri urinari

## Catetere a palloncino transuretrale in silicone



REF 23.000.14.208



REF 23.000.24.216



REF 23.000.20.220

### Cateteri a palloncino multilume


Canale di riempimento con codice colore, con valvola e attacco per siringhe Luer e Luer Lock; canale di drenaggio con informazione sul volume di riempimento del palloncino; 2 occhielli contrapposti, superficie anti-incrostazione, tempo di permanenza max. 29 giorni.

### Catetere a palloncino in silicone

Descrizione	PU	REF
Catetere tipo Foley, per bambini, a 2 vie, 3,0 ml, CH 06	10	23.000.14.206
Catetere tipo Foley, per bambini, a 2 vie, 3,0 ml, CH 08	10	23.000.14.208
Catetere tipo Foley, per bambini, a 2 vie, 3,0 ml, CH 10	10	23.000.14.210
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-10 ml, CH 12	500	23.000.14.212
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-10 ml, CH 14	500	23.000.14.214
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-10 ml, CH 16	500	23.000.14.216
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-10 ml, CH 18	500	23.000.14.218
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-10 ml, CH 20	500	23.000.14.220
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-10 ml, CH 22	500	23.000.14.222
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-10 ml, CH 24	500	23.000.14.224
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 20 ml, CH 18	500	23.000.24.218
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30 ml, CH 20	500	23.000.24.220
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30 ml, CH 22	500	23.000.24.222
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30 ml, CH 24	500	23.000.24.224
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 3-5 ml, CH 10	100	23.000.20.210
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 5-10 ml, CH 12	500	23.000.20.212
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 5-10 ml, CH 14	500	23.000.20.214
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 5-10 ml, CH 16	500	23.000.20.216
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 5-10 ml, CH 18	500	23.000.20.218
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 5-10 ml, CH 20	500	23.000.20.220
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 5-10 ml, CH 22	500	23.000.20.222
Catetere tipo Tiemann, a 2 vie, 5-10 ml, CH 24	500	23.000.20.224

# Cateteri urinari

## Catetere a palloncino transuretrale in lattice siliconizzato



REF 23.100.14.206

### Cateteri a palloncino multilume

Canale di riempimento con codice colore, con valvola e attacco per siringhe Luer e Luer Lock e canale di drenaggio; 2 occhielli contrapposti, tempo di permanenza max. 14 giorni. I cateteri in lattice siliconizzato assicurano il comfort desiderato grazie allo strato di silicone applicato sul lato del paziente e, al tempo stesso, la convenienza d'uso.

### Catetere a palloncino in lattice siliconizzato

Descrizione	PU	REF
Catetere tipo Foley, per bambini, a 2 vie, 3,0 ml, CH 08	10	23.100.14.208
Catetere tipo Foley, per bambini, a 2 vie, 3,0 ml, CH 10	10	23.100.14.210
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-15 ml, CH 12	100	23.100.14.212
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-15 ml, CH 14	100	23.100.14.214
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-15 ml, CH 16	100	23.100.14.216
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-15 ml, CH 18	200	23.100.14.218
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-15 ml, CH 20	200	23.100.14.220
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 5-15 ml, CH 22	100	23.100.14.222
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 15-30 ml, CH 24	100	23.100.14.224
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30 ml, CH 16	200	23.100.24.216
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30 ml, CH 18	200	23.100.24.218
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30-50 ml, CH 20	100	23.100.24.220
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30-50 ml, CH 22	100	23.100.24.222
Catetere tipo Foley, a 2 vie, 30-50 ml, CH 24	200	23.100.24.224



REF 23.100.22.100

### Catetere a palloncino in lattice siliconizzato

Descrizione	PU	REF
Catetere tipo Foley, a 3 vie, CH 16	10	23.100.16.100
Catetere tipo Foley, a 3 vie, CH 18	10	23.100.18.100
Catetere tipo Foley, a 3 vie, CH 20	10	23.100.20.100
Catetere tipo Foley, a 3 vie, CH 22	10	23.100.22.100
Catetere tipo Foley, a 3 vie, CH 24	10	23.100.24.100
Catetere tipo Foley, a 3 vie, CH 26	10	23.100.26.100
Catetere tipo Foley, a 3 vie, CH 28	10	23.100.28.100

## Sacche per urina/secreti



REF 53.074.15.090



REF 53.077.21.090



REF 53.712.02.000



REF 53.711.05.000

Le nostre sacche per urina e secreti sono disponibili anche in versione con valvola di non ritorno (VNR) e un rubinetto di drenaggio.

Descrizione	PU	REF
Sacca per urina/secreti, 1,5 L, sterile	100	53.074.15.090
Sacca per urina/secreti, 1,5 L, VNR, sterile	100	53.076.15.090
Sacca per urina, 2,0 L, VNR, con drenaggio, non sterile	250	53.077.21.090
Sacca per urina, 2,0 L, VNR, con drenaggio, sterile	200	53.077.22.090
Sacca per urina, D4, 2,0 L, sterile	50	53.712.02.000
Sacca per irrigazione, 4,0 L, sterile	20	53.711.05.000



## Sacche per urina/secreti



REF 53.712.08.000



REF 53.712.06.090

Offriamo una vasta selezione di sistemi di drenaggio dell'urina indicati per requisiti ed esigenze differenti.

### Caratteristiche strutturali

- Connettore a gradini universale
- Punto di campionamento dell'urina senza ago
- Camera di gocciolamento con valvola anti-reflusso integrata
- Scala graduata trasparente in ml
- Ventilazione della sacca a tenuta di batteri e liquidi
- Tubo resistente alla piegatura con morsetto scorrevole/ morsetto per lenzuolo
- Doppio gancio stabile con cordino per un fissaggio sicuro del sistema
- Valvola di scarico sul fondo con morsetto a una mano o comando scorrevole

Descrizione	PU	REF
Sistema di drenaggio dell'urina chiuso, D8, con funzione di misurazione oraria, sterile	10	53.712.08.000
Sistema di drenaggio dell'urina chiuso, D6, 2,0 L, tubo da 120 cm, sterile	20	53.712.06.000
Sistema di drenaggio dell'urina chiuso, 100 cm, sterile	20	53.712.06.090
Sistema di drenaggio dell'urina chiuso, 120 cm, sterile	20	53.712.06.095

## Varie/accessori



REF 76.380.42.000

Descrizione	PU	REF
Sacca per urina, per bambini	3000	76.380.42.000
Contenitore per urina, per uomo, 1 L	25	66.031.01.000
Supporto sacca per urina, rotondo	250	53.711.02.051
Set per catetere Dahlhausen tipo 1	25	94.000.00.101



REF 53.711.02.051