



## Robusti sotto tutti i punti di vista

Lacci emostatici riutilizzabili per tutte le strutture mediche

# Lacci emostatici Prämeta | Un investimento che si ripaga da solo



Laccio emostatico verde – comprovato da milioni di applicazioni



## Durata estremamente elevata

In virtù del suo materiale, il laccio emostatico può essere utilizzato per ben 25.000 applicazioni. La resistenza a trazione è stata testata nell'ambito di prove di resistenza con 100.000 cicli di allungamento al 60%.


**Durata: laccio emostatico Prämeta\* / laccio emostatico convenzionale**

> 10 anni

ø 3.5 anni

\* Con un utilizzo quotidiano di 10 applicazioni per 249 giorni lavorativi all'anno.

- Tutti i lacci emostatici Prämeta sono realizzati in tessuto di cotone molto resistente e di lunga durata, che ne consente un utilizzo molto prolungato.
- Solida chiusura in metallo brevettata, realizzata in lega di alluminio di alta qualità



3D rendering della tessitura della fascia del laccio emostatico



## Qualità “made in Germany”

- I lacci emostatici (tourniquets) Prämeta soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e della legge di attuazione della legge sui dispositivi medici.
- Marcatura CE
- Tutte le fasce dei lacci emostatici Prämeta sono realizzate con miscele di cotone con ottime proprietà di allungamento.



## Sostenibili

- Tutti i lacci emostatici Prämeta sono riutilizzabili - questa caratteristica rappresenta un'ulteriore garanzia di riduzione dei costi.
- Sterilizzazione con comuni agenti chimici in commercio, in autoclave a 121 °C / 1,1 bar
- Possibilità di ordinare fasce di ricambio



Fasce di ricambio per lacci emostatici Prämeta

# Lacci emostatici Prämeta | Il giusto laccio emostatico per ogni esigenza



REF 70.902.00.001 | Il laccio emostatico verde

## Il laccio emostatico ideale per la pratica quotidiana – comprovato da milioni di applicazioni

Il laccio emostatico verde può essere applicato e rimosso rapidamente con una sola mano. È realizzato in tessuto di cotone di lunga durata.

Questo laccio emostatico presenta una solida chiusura in metallo dal design moderno, offre una ritenzione sicura e una costrizione ottimale della vena. Ciò consente inoltre la decongestione separata e controllata con precisione della vena.

### Laccio emostatico verde | 902 – In sintesi

- + Premiato con l'iF Product Design Award
- + Laccio emostatico facile e rapido da applicare/rimuovere
- + Utilizzabile con una sola mano
- + Decongestione separata e controllata con precisione
- + Non pizzica la pelle e non strappa i peli
- + Tessuto di cotone di lunga durata
- + Solida chiusura in metallo – in speciale lega di alta qualità
- + Senza lattice



REF 70.904.00.001 | Laccio emostatico Easy

## Il laccio emostatico ad alta efficienza con una gamma di funzioni uniche nel loro genere

La compressione venosa non è mai stata così semplice. Il laccio emostatico Easy può essere applicato con una sola mano e lo speciale dispositivo di rilascio assicura che non venga applicata pressione sul vaso sanguigno. Ciò facilita la localizzazione di vene difficilmente accessibili.

### Laccio emostatico Easy | 904 – In sintesi

- + Laccio emostatico facile e rapido da applicare/rimuovere
- + Rapido prelievo di sangue senza compromissione della qualità
- + Incannulamento sicuro grazie al fissaggio della vena
- + Prevenzione della congestione della vena punta
- + Riempimento venoso ottimale – venipuntura semplificata anche con aghi cannula di grande calibro
- + Somministrazione di farmaci nel libero flusso sanguigno quando il laccio emostatico è applicato
- + Minore acidosi tissutale durante una compressione prolungata
- + Solida chiusura in metallo – in speciale lega di alta qualità
- + Utilizzabile con una sola mano




REF 70.901.00.001 | Laccio emostatico grigio

### La variante classica per medici esigenti

Il laccio emostatico grigio utilizza una comprovata tecnologia e convince per la sua facilità d'uso. Il laccio emostatico è realizzato in tessuto di cotone di lunga e facilita al massimo il prelievo di sangue.

### Laccio emostatico grigio I 901 – In sintesi

- + Facilità d'uso grazie alla comprovata tecnologia
- + Chiusura in metallo di alta qualità per una decongestione controllata con precisione
- + Anche facile da applicare/rimuovere per infusioni
- + Tessuto di cotone di lunga durata



REF Magic 70.906.00.004 | REF Zoo 70.906.00.025  
Il laccio emostatico Magic+Zoo

### La nostra variante per bambini


I lacci emostatici Prämeta per bambini presentano un design di alta qualità e possono essere utilizzati in modo semplice e sicuro con una sola mano. Durante la produzione è stata privilegiata un'ergonomia che rasenta la perfezione, per questo i lacci emostatici non pizzicano la pelle e non strappano i peli neppure se impiegati su braccia sottili.

### Il laccio emostatico Magic+Zoo I 906 – In sintesi

- + Simpatici motivi di animali e di magia stampati sul laccio
- + Ergonomia perfetta
- + Design adatto per i bambini
- + Decongestione separata e controllata con precisione
- + Non pizzica la pelle, neppure su braccia sottili
- + Senza metallo
- + Utilizzabile con una sola mano



# Lacci emostatici Prämeta | Tutte le informazioni in sintesi



<b>Laccio emostatico grigio I 901</b> La variante classica per medici esigenti	<b>Il laccio emostatico verde I 902</b> Il laccio emostatico ideale per la pratica quotidiana – comprovato da milioni di applicazioni	<b>Laccio emostatico Easy I 904</b> Il laccio emostatico ad alta efficienza con una gamma di funzioni uniche nel loro genere	<b>Laccio emostatico Magic+Zoo I 906</b> La nostra variante per bambini
<b>REF Dahlhausen I Prämeta</b> 70.901.00.001 I 901 <b>Confezione in serie, 252 pezzi</b> 70.901.00.002 I 901 M <b>Accessori / fasce di ricambio</b> 70.901.00.003 I 901-1	<b>REF Dahlhausen I Prämeta</b> 70.902.00.001 I 902 <b>Confezione in serie, 252 pezzi</b> 70.902.00.002 I 902 M <b>Accessori / fasce di ricambio</b> 70.902.00.003, versione a due pulsanti I 902-2 70.902.00.004, versione a un pulsante I 902-3	<b>REF Dahlhausen I Prämeta</b> 70.904.00.001 I 904 <b>Accessori / fasce di ricambio</b> 70.904.00.002 I 904-4	<b>REF Dahlhausen I Prämeta</b> 70.906.00.004 I 906 MAGIC 70.906.00.025 I 906 ZOO
Solida chiusura in metallo – in speciale lega di alta qualità			Senza metallo (PA)
Miscele di cotone – con ottime proprietà di allungamento			
Decongestione ben controllata			
Facile rilascio su un lato	Facile rilascio su un lato – premendo la linguetta della chiusura		Facile rilascio su un lato
Fascia infilata attraverso la chiusura	Si clicca semplicemente sulla linguetta presente sulla chiusura		Facile fissaggio della chiusura
Utilizzabile con due mani	Utilizzabile con una sola mano = si crea compressione tirando l'estremità della fascia		
Non pizzica la pelle e non strappa i peli			
Tutte le parti possono essere sterilizzate in autoclave			
<ul style="list-style-type: none"><li>+ Comprovato da decenni di utilizzo</li><li>+ Facilità d'uso grazie alla comprovata tecnologia</li><li>+ Chiusura in metallo di alta qualità per una decongestione controllata con precisione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Applicazione ottimale per tutte le normali attività</li><li>+ Decongestione separata e controllata con precisione</li><li>+ Design moderno premiato</li><li>+ Senza lattice</li><li>+ Utilizzabile con una sola mano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Incannulamento sicuro grazie al fissaggio della vena</li><li>+ Prevenzione della congestione della vena punta</li><li>+ Riempimento venoso ottimale – venipuntura semplificata anche con aghi cannula di grande calibro</li><li>+ Somministrazione di farmaci nel libero flusso sanguigno quando il laccio emostatico è applicato</li><li>+ Per attività speciali: livello di compressione = livello di puntura</li><li>+ Per attività normali: utilizzabile, ad esempio, anche sulla parte superiore del braccio</li><li>+ Utilizzabile con una sola mano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Adatto anche per le braccia sottili dei bambini</li><li>+ Simpatici motivi di animali e di magia stampati sul laccio</li><li>+ Ergonomia perfetta</li><li>+ Senza metallo</li><li>+ Utilizzabile con una sola mano</li></ul>



**Distribuito da:**

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Cologne, Germania  
Tel.: +49 (0) 22 36 39 13-0  
Fax: +49 (0) 22 36 39 13-109  
info@dahlhausen.de  
www.dahlhausen.de

**Fabbricante:**

Dahlhausen Medizintechnik GmbH  
Am Bahndamm 3  
38820 Halberstadt · Germania  
Tel.: +49 (0) 39 41 - 58 87-0  
Fax: +49 (0) 39 41 - 58 87-19  
info.halberstadt@dahlhausen.de  
www.dahlhausen.de

Per ulteriori informazioni visitate  
il nostro sito web.

**[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)**