



## Davecos® emostatici venosi

Laccio emostatico monouso

# Davecos® emostatici venosi

Igienico – Delicato – Facile da usare – Sicuro



## Igienico

- » L'utilizzo per una sola volta protegge dalla trasmissione di germi, previene la contaminazione crociata e riduce il rischio di infezioni nosocomiali, ad es. infezioni da MRSA
- Contribuisce al rispetto delle norme igieniche per il personale
- Non richiede procedure di pulizia e disinfezione dispendiose in termini di tempo
- Prodotto monopaziente

## Delicato

- » Delicato sulla pelle in virtù del suo morbido materiale
- » No provoca schiacciamento, costrizione né punti di pressione
- » Assicura un comfort ottimale per il paziente (larghezza 3,5 cm, lunghezza 65 cm)

## Facile da usare

- » Micro fissaggio tipo Velcro® per un'applicazione e un rilascio ottimali
- » Facilmente „ri-comprimibile”, se necessario

## Sicuro

- » La fascia elastica assicura una compressione ottimale
- » Senza lattice
- » Senza silicone
- » Senza DEHP

Ultra leggero per servizi d'emergenza: 2 g/ pezzo

Made in Germany



REF	Contenuto	Quantità nella confezione	PZN
70.521.00.210	Dispenser, 100 pezzi	800 pezzi	11102732
70.521.00.211	Confezione ricarica, 100 pezzi	800 pezzi	

**DAHLHAUSEN®**

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49(2236)39 13-0  
Fax: +49(2236)39 13-409  
export@dahlhausen.de  
www.dahlhausen.de