



Fundas protectoras para sondas ecográficas

Radiología/Anestesia

Radiología/Anestesia

DAHLHAUSEN ofrece una extensa gama de fundas protectoras desechables y accesorios que se ajustan a los transductores ecográficos de uso más habitual. Los cabezales sónicos están protegidos con fundas. Las fundas para sondas ecográficas de Dahlhausen proporcionan protección frente a la contaminación cruzada tanto para el paciente como para el personal sanitario, de esta forma aumentan la eficiencia y prolongan la vida útil de su costoso equipo.



REF 42.300.10.062

Las fundas ecográficas de uso general de Dahlhausen están diseñadas para ajustarse a transductores lineales, sectoriales y convexos. Todas están fabricadas con un material de poliuretano blando y una punta tridimensional que garantizan la ausencia de distorsión de la imagen ecográfica. Disponibles estériles y no estériles. Cada funda protectora se acompaña de una pinza de bloqueo que impide la salida del gel ecográfico.



REF 42.400.14.061

La nueva tarjeta de inserción permite aplicar de forma sencilla la funda para sondas sobre el transductor.



REF 42.400.14.123



Fundas protectoras para cabezales sónicos

Descripción	Materiales	Esterilidad	UE	REF
Funda protectora para sonda ecográfica, 100 x 610 mm	UE	sí	240	42.300.10.061
Funda protectora para sonda ecográfica, 100 x 610 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.10.062
Funda protectora para sonda ecográfica, 100 x 1220 mm	UE	sí	240	42.300.10.122
Funda protectora para sonda ecográfica, 100 x 1220 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.10.123
Funda protectora para sonda ecográfica, 100 x 2440 mm	UE	sí	240	42.300.10.244
Funda protectora para sonda ecográfica, 100 x 2440 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.10.245
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 300 mm	UE	sí	240	42.300.13.030
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 300 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.13.031
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 610 mm	UE	sí	240	42.300.13.061
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 610 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.13.062
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 1220 mm	UE	sí	240	42.300.13.122
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 1220 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.13.123
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 2440 mm	UE	sí	240	42.300.13.244
Funda protectora para sonda ecográfica, 130 x 2440 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.13.245
Funda protectora para sonda ecográfica, 150 x 610 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.15.062
Funda protectora para sonda ecográfica, 150 x 1220 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.201.13.560
Funda protectora para sonda ecográfica, 150 x 2440 mm, con gel estéril	UE	sí	240	42.300.15.245
Funda protectora para sonda ecográfica, 140 x 610 mm, con accesorio de aplicación y gel estéril	UE	sí	240	42.400.14.061
Funda protectora para sonda ecográfica, 140 x 1220 mm, con accesorio de aplicación y gel estéril	UE	sí	240	42.400.14.123

Hay otras fundas disponibles. Póngase en contacto con su asesor de productos sanitarios.

Accesorios

Descripción	UE	REF
Jeringa con gel ecográfico, 10 ml, estéril	200	42.200.00.001
Jeringa con gel ecográfico, 10 ml, no estéril	500	42.200.00.101
Gel ecográfico, 20 ml, estéril	800	42.200.00.010
Gel ecográfico, transparente, frasco de 250 ml	24	93.050.00.425
Gel ecográfico, transparente, frasco de 500 ml	24	93.050.00.435
Gel ecográfico, transparente, viscoso, frasco de 500 ml	24	93.050.00.436
Gel ecográfico, transparente, frasco de 1 l	12	93.050.00.443
Gel ecográfico, transparente, viscoso, frasco de 1 l	12	93.050.00.444
Gel ecográfico, transparente, bote de 5 l	4	93.050.00.048
Gel ecográfico, viscoso, bote de 5 l	4	93.050.00.049
Bomba para gel ecográfico, bote de 5 l	10	93.050.00.449
Gel ecográfico, contenedor de 5 l	1	93.050.00.050
Llave de descarga para contenedor de 5 l	30	93.050.00.051
Gel ecográfico, contenedor de 5 l + llave de descarga	1	93.050.00.052

Fundas de protección térmica

Descripción	UE	REF
Funda protectora para sensor térmico/sonda de temperatura, látex, 5 x 200 mm, estéril	300	42.200.05.201
Funda protectora para sensor térmico/sonda de temperatura, látex, 5 x 200 mm, no estéril	4000	42.200.05.200
Funda protectora para sensor térmico/sonda de temperatura, látex, 8 x 200 mm, estéril	1000	42.200.08.401
Funda protectora para sensor térmico/sonda de temperatura, látex, 8 x 200 mm, no estéril	1000	42.200.08.400
Bolsa protectora para cubrir dispositivos, 750 x 275 x 1500 mm, no estéril, 50 unidades por rollo	1	42.700.00.150



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
 Emil-Hoffmann-Straße 53
 50996 Köln · Germany
 Phone: +49 (0) 2236 3913-0
 Fax: +49 (0) 2236 3913-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de