

*Todo lo mejor para el hospital*



## ATRAUMA

Catéteres de aspiración atraumáticos

 DAHLHAUSEN®

# ATRAUMA | CATÉTERES DE ASPIRACIÓN ATRAUMÁTICOS

El catéter de aspiración atraumático con reborde y orificio con 2 botones laterales minimiza las lesiones de la mucosa durante la aspiración. Los catéteres de aspiración constan de un tubo con una geometría de punta definida y un conector con embudo.



REF. 07.010.16.143

## PUNTA DE CATÉTER RECTA

|  | TAMAÑO | LONGITUD | UV  | PZN      | REF           |
|--|--------|----------|-----|----------|---------------|
|  | CH 10  | 60 cm    | 100 | 3656155  | 07.010.10.143 |
|  | CH 12  | 60 cm    | 100 | 3656244  | 07.010.12.143 |
|  | CH 14  | 60 cm    | 100 | 3656273  | 07.010.14.143 |
|  | CH 16  | 60 cm    | 100 | 3656310  | 07.010.16.143 |
|  | CH 10  | 60 cm    | 800 | 10518258 | 07.011.10.143 |
|  | CH 12  | 60 cm    | 800 | 10518264 | 07.011.12.143 |
|  | CH 14  | 60 cm    | 800 | 10518270 | 07.011.14.143 |
|  | CH 16  | 60 cm    | 800 | 10518287 | 07.011.16.143 |

HiMi: 01.99.01.007



Tubo de aspiración endotraqueal

## ACCESORIOS OPCIONALES

| DESCRIPCIÓN   | UV          | REF           |
|---|-------------|---------------|
| Tubo de aspiración endotraqueal – 200 cm con control por dedo y 2 pinzas, extremo liso      | 30 unidades | 05.000.22.657 |
| Tubo de aspiración endotraqueal – 200 cm con control por dedo y 2 pinzas, con pieza de tubo | 30 unidades | 05.000.22.658 |



Kit de aspiración endotraqueal para la obtención de secreciones bronquiales

| DESCRIPCIÓN   | UV          | PZN      | REF           |
|---|-------------|----------|---------------|
| Kit de aspiración endotraqueal con embudo y control por dedo    | 60 unidades | 97487212 | 07.098.00.000 |
| Kit de aspiración endotraqueal con embudo y conector escalonado | 60 unidades | 08825042 | 07.098.00.003 |
| Recipiente colector de secreciones (10 ml)                      | 60 unidades | 10033851 | 07.098.00.001 |