



Sistema de aspiración cerrado para el paciente


## Aspiración cerrada

En la rutina diaria hospitalaria, surgen toda clase de problemas durante la ventilación prolongada. Nuestro propósito al desarrollar el sistema de aspiración cerrado OptiFlo es garantizar una ventilación especialmente segura e higiénica, tanto para los pacientes como para el personal de enfermería.

## Cámara de enjuague sellable/mayor vida útil

En respuesta a las necesidades de los usuarios, hemos ampliado la vida útil de nuestro OptiFlo a 72 horas. Además, hemos desarrollado una cámara de enjuague sellable. Ahora OptiFlo es aún más seguro, sin dejar de ser muy fácil de usar.

Además, sus nuevas características permiten ahorrar tiempo y reducir el espacio de almacenaje en el hospital.



1. Aspiración: .....  
2. Enjuague/limpieza segura: .....

- Fácil de montar
- Evita el reflujo a la tráquea
- Mayor higiene y seguridad



Cámara de enjuague sellable



Punta de catéter atraumática



Mirilla de secreción



Adaptador de dosificación de aerosoles

## Neonatos, sistema estándar con codificación adicional por colores del catéter

Tamaño	Longitud	Unidad de embalaje	REF
CH 05	31 cm	60	43.004.59.050
CH 06	31 cm	60	43.004.59.060

## Niños y adolescentes, sistema estándar con codificación adicional por colores del catéter

Tamaño	Longitud	Unidad de embalaje	REF
CH 07	31 cm	60	43.004.59.070
CH 08	31 cm	60	43.004.59.080

## Adulto, safeclean, con cámara de enjuague sellable

Tamaño	Longitud	Unidad de embalaje	REF
CH 10	56 cm	60	43.004.57.100
CH 12	56 cm	60	43.004.57.120
CH 14	56 cm	60	43.004.57.140
CH 16	56 cm	60	43.004.57.160

## Adulto, safeclean, versión extralarga, con cámara de enjuague sellable

Tamaño	Longitud	Unidad de embalaje	REF
CH 14	62 cm	60	43.004.57.142
CH 16	62 cm	60	43.004.57.162

## Adulto, safeclean, pacientes traqueostomizados, con cámara de enjuague sellable

Tamaño	Longitud	Unidad de embalaje	REF
CH 12	36 cm	60	43.004.57.121
CH 14	36 cm	60	43.004.57.141
CH 16	36 cm	60	43.004.57.161

### Las ventajas de un vistazo

- Sin necesidad de desconectar el tubo
- Ventilación continua
- Sin pérdida de PEEP
- Sello PEEP mejorado
- Sin disminución de la saturación
- Control de secreciones
- Reducción de la presión cerebral
- Tolerabilidad mejorada para el paciente
- Vaina extrasuave
- **Cámara de enjuague sellable (para adulto)**
- **Intervalo de sustitución de 72 horas**
- **Sin DEHP**