



Fundas protectoras para sondas ecográficas

Cardiología/ETE

Cardiología/ETE

DAHLHAUSEN ofrece una extensa gama de fundas protectoras desechables y accesorios que se ajustan a los transductores ecográficos de uso más habitual. Los cabezales sónicos se protegen con fundas. Las fundas para sondas ecográficas de Dahlhausen proporcionan protección frente a la contaminación cruzada tanto para el paciente como para el personal sanitario, de esta forma aumentan la eficiencia y prolongan la vida útil de su costoso equipo.



REF 42.202.25.103

Las fundas para ecocardiografía transesofágica (ETE) de Dahlhausen tienen un diseño ahusado para proporcionar un ajuste ceñido a los transductores de ETE de uso más habitual. Disponibles en material con látex y sin látex, tanto estériles como no estériles. Se pueden solicitar de forma individual o como juego completo con pinza de bloqueo, jeringa con gel ecográfico y un anillo de mordida. Estos juegos están disponibles como KIT (premontado) y como BANDEJA (componentes individuales en envase termoformado).



REF 42.202.25.101 (Kit)

Fundas para sondas para ETE

Descripción	Materiales*	Esterilidad	UE	REF
Funda protectora para sonda ecográfica, ETE, 25/11 x 1000 mm	látex	sí	300	42.201.25.100
Funda protectora para sonda ecográfica, ETE, 25/11 x 1000 mm	látex	no	300	42.200.25.100
Funda protectora para sonda ecográfica, ETE, 25/11 x 1000 mm	UE	sí	300	42.201.25.102
Funda protectora para sonda ecográfica, ETE, 25/11 x 1000 mm	UE	no	300	42.200.25.102
Funda protectora para sonda ecográfica, ETE, 32/10 x 1000 mm	látex	sí	300	42.200.32.100
Funda protectora para sonda ecográfica, ETE, 32/10 x 1000 mm	látex	no	300	42.200.32.102

Kits para sondas para ETE

Descripción	Materiales*	Esterilidad	UE	REF
Kit para ETE 25/11 x 1000 mm, anillo de mordida	látex	sí	80	42.201.25.101
Kit para ETE 25/11 x 1000 mm, anillo de mordida	látex	no	80	42.201.25.103
Kit para ETE 25/11 x 1000 mm, anillo de mordida	UE	sí	80	42.200.25.103
Kit para ETE 32/10 x 1000 mm, anillo de mordida	látex	sí	80	42.200.32.101

* Las fundas protectoras de PU no contienen látex.



REF 42.201.25.108 (Bandeja)



REF 42.201.25.110 (Bandeja)

Bandejas para sondas para ETE

Descripción	Materiales*	Esterilidad	UE	REF
BANDEJA de kit para ETE 17/11 x 650 mm, pediátrica, anillo de mordida/banda para la cabeza	látex	sí	80	42.201.17.650
BANDEJA de kit para ETE 25/11 x 1000 mm, anillo de mordida/banda para la cabeza	látex	sí	80	42.201.25.110
BANDEJA de kit para ETE 25/11 x 1000 mm, sin anillo de mordida/banda para la cabeza	látex	sí	80	42.201.25.109
BANDEJA de kit para ETE 25/11 x 1000 mm, anillo de mordida/banda para la cabeza	UE	sí	80	42.201.25.111
BANDEJA de kit para ETE 25/11 x 1000 mm, sin anillo de mordida/banda para la cabeza	UE	sí	80	42.201.25.108
BANDEJA de kit para ETE 32/10 x 1000 mm, anillo de mordida/banda para la cabeza	látex	sí	80	42.201.32.110

Fundas para sondas para ETE con accesorio de aplicación

Descripción	Materiales*	Esterilidad	UE	REF
Funda para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación	látex	sí	160	42.202.25.200
Funda para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación	látex	no	160	42.202.25.202
Funda para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación	UE	sí	160	42.202.25.100
Funda para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación	UE	no	160	42.202.25.102

Kits para sondas para ETE con accesorio de aplicación

Descripción	Materiales*	Esterilidad	UE	REF
Kit para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación, anillo de mordida	látex	sí	80	42.202.25.201
Kit para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación, anillo de mordida	látex	no	80	42.202.25.203
Kit para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación, anillo de mordida	UE	sí	80	42.202.25.101
Kit para ETE 25/11 x 1000 mm con accesorio de aplicación, anillo de mordida	UE	no	80	42.202.25.103

* Las fundas protectoras de PU no contienen látex.

Accesorios

Descripción	UE	REF
Jeringa con gel ecográfico, 10 ml, estéril	200	42.200.00.001
Jeringa con gel ecográfico, 10 ml, no estéril	500	42.200.00.101
Gel ecográfico, 20 ml, estéril	800	42.200.00.010
Gel ecográfico, transparente, frasco de 250 ml	24	93.050.00.425
Gel ecográfico, transparente, frasco de 500 ml	24	93.050.00.435
Gel ecográfico, transparente, viscoso, frasco de 500 ml	24	93.050.00.436
Gel ecográfico, transparente, frasco de 1 l	12	93.050.00.443
Gel ecográfico, transparente, viscoso, frasco de 1 l	12	93.050.00.444
Gel ecográfico, transparente, bote de 5 l	4	93.050.00.048
Gel ecográfico, viscoso, bote de 5 l	4	93.050.00.049
Bomba para gel ecográfico, bote de 5 l	10	93.050.00.449
Gel ecográfico, contenedor de 5 l	1	93.050.00.050
Llave de descarga para contenedor de 5 l	30	93.050.00.051
Gel ecográfico, contenedor de 5 l + llave de descarga	1	93.050.00.052



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913-0
Fax: +49 (0) 2236 3913-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de