

Sin DEHP / BBP / DBP



## Línea de oxígeno

Gafas de oxígeno  
Mascarillas de oxígeno  
Nebulizadores  
Catéteres de oxígeno  
Líneas de conexión

# Gafas de oxígeno




REF 01.000.01.601

## Gafas de oxígeno blandas con cánula recta

Con tubo de conexión de seguridad de 210 cm y conector estándar

Descripción	Estéril	Envase	REF
Neonatos	No	50	01.000.01.601
Niños	No	50	01.000.01.602
Adultos	No	50	01.000.01.750



REF 01.000.01.602

## Gafas de oxígeno blandas con cánula recta

Con tubo de conexión de seguridad de 420 cm y conector estándar

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.00.319



REF 01.000.01.750

## Gafas de oxígeno blandas con cánula curva

Con tubo de conexión de seguridad de 210 cm y conector estándar

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.01.751



REF 01.000.01.751

Todos los productos de la línea de oxígeno están libres de látex y de DEHP.

# Mascarillas de oxígeno



REF 01.000.01.120



REF 01.000.08.115



REF 01.000.08.110



REF 01.000.08.130

## Mascarilla de oxígeno para aerosol

Con diseño por debajo de la barbilla, sin tubo de conexión

Descripción	Estéril	Envase	REF
Niños	No	50	01.000.01.121
Adultos	No	50	01.000.01.120

## Mascarilla de oxígeno

Con diseño por debajo de la barbilla, sin tubo de conexión

Descripción	Estéril	Envase	REF
Neonatos	No	50	01.000.08.113
Adultos	No	50	01.000.08.115

## Mascarilla de oxígeno

Diseño por debajo de la barbilla, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con 2 conectores estándar

Descripción	Estéril	Envase	REF
Niños	No	50	01.000.01.122
Adultos	No	50	01.000.08.110

## Mascarilla de alta concentración de oxígeno

Diseño por debajo de la barbilla, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar, dos válvulas laterales (sin reinspiración) con bolsa de reinspiración

Descripción	Estéril	Envase	REF
Niños	No	50	01.000.08.131
Adultos	No	50	01.000.08.130

## Mascarilla de alta concentración de oxígeno

Diseño por debajo de la barbilla, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar, válvula en un lateral (reinspiración parcial) con bolsa de reinspiración

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.08.132

# Mascarillas de oxígeno

## Traqueotomía



REF 01.000.01.118

### Mascarilla de oxígeno de cara completa

Con conector de 6 mm/22 mm y cinta de goma

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos, conector de 6 mm	No	50	01.000.01.116
Adultos, conector de 22 mm	No	50	01.000.01.117



REF 01.000.01.119

### Mascarilla de oxígeno para traqueotomía

Con conector de 6 mm y cinta de goma

Descripción	Estéril	Envase	REF
Niños/adultos	No	50	01.000.01.118

### Mascarilla de oxígeno para traqueotomía

Con conector de 22 mm y cinta de goma

Descripción	Estéril	Envase	REF
Niños/adultos	No	50	01.000.01.119



# Nebulizadores



REF 01.000.08.753

## Kit de nebulizador (aerosol)

Mascarilla con diseño por debajo de la barbilla, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar + conector de rosca universal, nebulizador de 6 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Niños	No	50	01.000.08.752
Adultos	No	50	01.000.08.753



REF 01.000.08.853

## Kit de nebulizador (aerosol)

Mascarilla con diseño por debajo de la barbilla, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con 2 conectores estándar, nebulizador de 6 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Niños	No	50	01.000.08.852
Adultos	No	50	01.000.08.853



REF 01.000.08.900

## Kit de nebulizador T

Pieza en T, tubo corrugado de 15 cm, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con 2 conectores estándar, nebulizador de 6 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.08.900

# Nebulizadores



REF 01.000.08.901

## Kit de nebulizador T

Pieza en T, tubo corrugado de 15 cm, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar + conector de rosca universal, nebulizador de 6 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.08.901



REF 01.000.08.903

## Kit de nebulizador T

Para incorporación en un sistema de ventilación, pieza en T con conector 22M/15F a ambos lados, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar + conector de rosca universal, nebulizador de 6 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	100	01.000.08.903

## Sistema de terapia con nebulizador

Para incorporación en un sistema de ventilación, pieza en T con conector a ambos lados 22F-22M/15F con válvula antirretorno, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar + conector de rosca universal, nebulizador de 6 ml



REF 01.000.08.904

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.08.904



# Nebulizadores



REF 01.000.09.100



REF 01.000.08.924

## Sistema de terapia con nebulizador

Para incorporación en un sistema de ventilación, pieza en T con conectores a ambos lados 22F-22M/15F, con válvula antiretorno, tubo de conexión de seguridad de 210 cm y 2 conectores estándar, nebulizador de 6 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.08.905

## Sistema de terapia con nebulizador cerrado

Con boquilla, pieza en Y con válvula espiratoria, filtro y válvula inspiratoria con pieza en T con tubo corrugado, tubo de conexión de seguridad de 210 cm y 2 conectores estándar, nebulizador de 6 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos (sistema cerrado)	No	50	01.000.09.100

## Sistema nebulizador (aerosol)

Mascarilla con diseño por debajo de la barbilla, tubo de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar + conector de rosca universal, nebulizador de 20 ml

Descripción	Estéril	Envase	REF
Adultos	No	50	01.000.08.924



# Catéteres de oxígeno



REF 07.061.08.100

## Catéteres de oxígeno

Apertura distal, compresa fija, conector escalonado (macho), 40 cm

	Ta ma ño	Estéril	Enva se	REF
	CH 08	Sí	600	07.060.08.100
	CH 10	Sí	600	07.060.10.100
	CH 12	Sí	600	07.060.12.100
	CH 14	Sí	600	07.060.14.100



REF 07.061.08.110

## Catéteres de oxígeno

Apertura distal, compresa fija, acoplamiento de embudo (hembra), 40 cm

	Ta ma ño	Estéril	Enva se	REF
	CH 08	Sí	600	07.061.08.110
	CH 10	Sí	600	07.061.10.110
	CH 12	Sí	600	07.061.12.110
	CH 14	Sí	600	07.061.14.110

## Catéteres de oxígeno

Apertura distal, aberturas laterales, atraumático, compresa suelta, conector escalonado (macho), 40 cm

	Ta ma ño	Estéril	Enva se	REF
	CH 08	Sí	600	07.061.08.200
	CH 10	Sí	600	07.061.10.200
	CH 12	Sí	600	07.061.12.200
	CH 14	Sí	600	07.061.14.200

## Catéteres de oxígeno

Apertura distal, 4 aberturas laterales, sin compresa, conector escalonado (macho), 40 cm

	Ta ma ño	Estéril	Enva se	REF
	CH 10	Si	600	07.059.10.250
	CH 12	Si	600	07.059.12.250

## Catéteres de oxígeno

Apertura distal, 4 aberturas laterales, compresa suelta, conector de embudo, 220 cm

	Ta ma ño	Estéril	Enva se	REF
	CH 14	Si	150	07.061.14.220



## Líneas de conexión de oxígeno



REF 01.000.02.002

### Líneas de conexión de oxígeno

Línea de conexión de seguridad con 2 conectores estándar

Longitud	Estéril	Envase	REF
210 cm	No	50	01.000.02.002
210 cm	Si	50	01.000.02.003
426 cm	No	50	01.000.02.014
700 cm	No	25	01.000.02.018

### Líneas de conexión de oxígeno

Línea de conexión de seguridad de 210 cm con conector estándar + conector de rosca universal

Longitud	Estéril	Envase	REF
210 cm	No	50	01.000.02.099



REF 01.000.02.014

### Líneas de conexión de oxígeno

Línea de conexión de seguridad de 200 cm, de color verde, con acoplamiento de embudo/conector de drenaje

Longitud	Estéril	Envase	REF
200 cm	Si	50	07.062.14.111




REF 07.062.14.111

### Líneas de conexión de oxígeno

Línea de conexión de seguridad de 200 cm, de color verde, con acoplamiento de embudo/sin acoplamiento

Longitud	Estéril	Envase	REF
200 cm	Si	50	07.062.16.110



## Líneas de conexión de oxígeno



REF 07.062.00.080

### Línea de conexión de oxígeno

De color verde, acoplamiento de embudo/embudo, 180 cm

	Tamaño	Estéril	Envase	REF
	CH 14	Sí	150	07.062.00.080
	CH 16	Sí	150	07.062.16.180

### Línea de conexión de oxígeno

De color verde, acoplamiento de embudo/embudo, 200 cm

	Tamaño	Estéril	Envase	REF
	CH 16	Sí	150	07.062.16.200



REF 40.000.90.300

### Línea de conexión de oxígeno

De color verde, tubos sin acoplamientos en ambos extremos, 200 cm

	Tamaño	Estéril	Envase	REF
	CH 24	Sí	75	07.062.00.200

### Línea de burbujas, transparente (PVC)


Diámetro interior del tubo 3,3 mm, rollo de 30 m (a granel)

	Tamaño	Estéril	Envase	REF
	CH 10	No	1	40.000.90.300

# Conectores



Conector escalonado (macho)



Acoplamiento de embudo (hembra)



Conector estándar



Conector de rosca universal



Conector de drenaje



Conector de látex azul



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49 (0) 2236 3913 - 0  
Fax: +49 (0) 2236 3913 - 409  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)