



## Sanadep®

- » Toallitas con alcohol y sin pelusa, tamaño 4 x 5 cm, empapados en etanol al 70 % con digluconato de clorhexidina al 0,5 %
- » Envasados en un cómodo dispensador con superficie adhesiva en la base del contenedor para asegurar su colocación firme en la mesa
- » Eficacia probada para la limpieza y la desinfección de la piel antes de la punción en la inyección o la toma de una muestra de sangre
- » Envasados en 150 o 250 toallitas por contenedor

## Instrucciones de uso

Toallitas con alcohol para limpiar y desinfectar la piel intacta o cualquier otra superficie.

Asegurarse de que la piel o la superficie permanece húmeda durante el tiempo mínimo de exposición de 30 segundos.

Dejar secar al aire.

REF	Descripción	Unidad de embalaje
78.000.13.100	Sanadep® toallitas para limpiar la piel	150 uds.
78.000.13.101	Sanadep® toallitas para limpiar la piel	250 uds.