



Robustos en todos los sentidos

Torniquetes reutilizables para todos los centros médicos

Torniquetes Prämeta | Una inversión que se amortiza sola



El torniquete verde – de eficacia sobradamente demostrada



Extremadamente duradero

El material del torniquete permite hasta 25 000 aplicaciones. La resistencia a la tracción se comprueba en ensayos de resistencia con 100 000 ciclos al 60 % de alargamiento.


Vida útil: Torniquete Prämeta* / torniquete convencional

> 10 años

∅ 3.5 años

* Con un uso diario de 10 aplicaciones en 249 días laborables al año.

- Todos los torniquetes Prämeta están fabricados con un tejido de algodón duradero y muy resistente que permite un uso extremadamente prolongado.
- Cierre metálico macizo patentado de aleación de aluminio de alta calidad.



Renderización en 3D de la textura de la cinta del torniquete



Calidad «made in Germany»

- Los torniquetes Prämeta cumplen con los requisitos del reglamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo y de la ley de implementación de dispositivos médicos.
- Marca CE
- Todas las cintas de torniquete Prämeta están fabricadas con mezclas de algodón con excelentes propiedades de alargamiento.



Sostenible

- Todos los torniquetes Prämeta son reutilizables, lo que constituye una garantía más de reducción de costes.
- Esterilización con productos químicos disponibles en el comercio, así como en autoclave a 121 °C / 1,1 bares
- Se pueden pedir cintas de repuesto



Cintas de repuesto para torniquetes Prämeta

Torniquetes Prämeta | El torniquete adecuado para cada necesidad



REF. 70.902.00.001 | El torniquete verde

El torniquete ideal para la práctica diaria – de eficacia sobradamente demostrada

El torniquete verde se puede aplicar y retirar rápidamente y con una sola mano. Está fabricado con un tejido de algodón duradero. El torniquete cuenta con un sólido cierre metálico de diseño moderno, proporciona una retención fiable y comprime la vena de forma óptima. Esto también permite des congestionar la vena independientemente y de forma precisa.

El torniquete verde | 902 – De un vistazo

- + Galardonado con el premio iF al diseño de productos
- + Aplicación/retirada fácil y rápida del torniquete
- + Manejo con una sola mano
- + Descongestión independiente y precisa
- + Sin atrapamiento de piel ni de pelo
- + Tejido de algodón duradero
- + Cierre metálico macizo – fabricado en aleación especial de alta calidad
- + Sin látex



REF. 70.904.00.001 | El torniquete Easy

El torniquete de gran eficacia con gama de funciones única

La compresión venosa nunca ha sido más fácil. El torniquete Easy se puede aplicar con una sola mano, mientras que el dispositivo especial de descarga evita que se aplique presión al vaso sanguíneo. Esto facilita el acceso incluso a las venas difíciles.

El torniquete Easy | 904 – De un vistazo

- + Aplicación/retirada fácil y rápida del torniquete
- + Extracción rápida de sangre sin comprometer la calidad
- + Punción segura gracias a la fijación de la vena
- + La vena puncionada no se congestiona
- + Llenado venoso óptimo – punción simplificada, incluso con agujas de luz amplia
- + Inyección sin restricciones de medicamentos en la circulación sanguínea con el torniquete colocado
- + Reducción de la acidosis tisular durante la compresión prolongada
- + Cierre metálico macizo – fabricado en aleación especial de alta calidad
- + Manejo con una sola mano




REF. 70.901.00.001 | El torniquete gris

La variante clásica para el médico exigente

El torniquete gris se basa en tecnología acreditada e impresiona por su fácil manejo. El torniquete está fabricado con un tejido de algodón resistente que proporciona máxima comodidad durante la extracción de sangre.

El torniquete gris | 901 – De un vistazo

- + Manejo fácil gracias a tecnología acreditada
- + Cierre metálico de alta calidad para una descongestión precisa
- + También fácil de aplicar/retirar para infusiones
- + Tejido de algodón duradero



REF. Magic 70.906.00.004 | REF. Zoo 70.906.00.025
El torniquete Magic+Zoo

Nuestra variante para niños


Los torniquetes Prämeta para niños presentan un diseño de alta calidad y se pueden manejar de forma fácil y segura con una sola mano. Durante la fabricación se ha prestado atención a la ergonomía perfecta, a fin de evitar que la piel o los pelos queden atrapados, incluso en el caso de brazos delgados.

El torniquete Magic+Zoo | 906 – De un vistazo

- + Atractivos motivos de animales y magos
- + Ergonomía perfecta
- + Diseño adaptado a los niños
- + Descongestión independiente y precisa
- + Sin atrapamiento de piel ni de pelo, incluso en caso de brazos delgados
- + Sin metal
- + Manejo con una sola mano



Torniquetes Prämeta | Toda la información de un vistazo



El torniquete gris I 901 La variante clásica para el médico exigente	El torniquete verde I 902 El torniquete ideal para la práctica diaria – de eficacia sobradamente demostrada	El torniquete Easy I 904 El torniquete de gran eficacia con gama de funciones única	Torniquete Magic+Zoo I 906 Nuestra variante para niños
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

REF. Dahlhausen I Prämeta 70.901.00.001 I 901 Paquete a granel, 252 unidades 70.901.00.002 I 901 M Accesorios / cintas de repuesto 70.901.00.003 I 901-1	REF. Dahlhausen I Prämeta 70.902.00.001 I 902 Paquete a granel, 252 unidades 70.902.00.002 I 902 M Accesorios / cintas de repuesto 70.902.00.003, versión con dos pulsadores I 902-2 70.902.00.004, versión con un pulsador I 902-3	REF. Dahlhausen I Prämeta 70.904.00.001 I 904 Accesorios / cintas de repuesto 70.904.00.002 I 904-4	REF. Dahlhausen I Prämeta 70.906.00.004 I 906 MAGIC 70.906.00.025 I 906 ZOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Cierre metálico macizo – fabricado en aleación especial de alta calidad		Sin metal (PA)
Mezclas de algodón – con excelentes propiedades de alargamiento		
Descongestión precisa		
Fácil liberación en un lado	Fácil liberación en un lado – presionando la pestaña de cierre	Fácil liberación en un lado
Cinta introducida a través del cierre	Simple presión en la pestaña de cierre	Cierre fácil del mecanismo de cierre
Manejo con dos manos	Manejo con una sola mano = compresión tirando del extremo de la cinta	
Sin atrapamiento de piel ni de pelo		
Todos los componentes se pueden esterilizar en autoclave		

<ul style="list-style-type: none"> + Eficacia probada durante décadas + Manejo fácil gracias a tecnología acreditada + Cierre metálico de alta calidad para una descongestión precisa 	<ul style="list-style-type: none"> + Aplicación óptima para todas las tareas habituales + Descongestión independiente y precisa + Diseño moderno premiado + Sin látex + Manejo con una sola mano 	<ul style="list-style-type: none"> + Punción segura gracias a la fijación de la vena + La vena puncionada no se congestiona + Llenado venoso óptimo – punción simplificada, incluso con agujas de luz amplia + Inyección sin restricciones de medicamentos en la circulación sanguínea con el torniquete colocado + Para tareas especiales: nivel de compresión = nivel de punción + Para tareas normales: puede utilizarse p. ej., también en la parte superior del brazo + Manejo con una sola mano 	<ul style="list-style-type: none"> + También adecuado para brazos delgados de los niños + Atractivos motivos de animales y magos + Ergonomía perfecta + Sin metal + Manejo con una sola mano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Distribuido por:

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Cologne, Alemania
Tel.: +49 (0) 22 36 39 13-0
Fax: +49 (0) 22 36 39 13-109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de

Fabricante:

Dahlhausen Medizintechnik GmbH
Am Bahndamm 3
38820 Halberstadt · Alemania
Tel.: +49 (0) 39 41 - 58 87-0
Fax: +49 (0) 39 41 - 58 87-19
info.halberstadt@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de

Visite nuestra página Web para más
información.

www.dahlhausen.de