

*Todo lo mejor para el hospital*



## EL SEPARADOR DE HEGENBERGER

Separador vaginal innovador

 **DAHLHAUSEN®**

# EL SEPARADOR DE HEGENBERGER

**SEPARADOR VAGINAL INNOVADOR QUE MEJORA EN GRAN MEDIDA LA VISIBILIDAD Y EL ACCESO A DESGARROS PERINEALES Y EPISIOTOMÍAS TRAS UN PARTO NATURAL.**

La médico escandinava Malene Hegenberger tiene 20 años de experiencia en suturas y ha desarrollado un innovador separador para poder utilizar mejor los dedos durante la sutura. El separador se ha diseñado para optimizar y revolucionar el proceso de sutura para los médicos.

El portasuturas asegura la disponibilidad de suficiente material de sutura hasta el momento del anudado.

Fácil inserción y giro gracias al mango de fácil manejo

Mejor visibilidad y acceso al mantener elevada la pared de la vejiga

Al empujar el cuello uterino hacia el canal del parto se mejora la visión y el acceso.

Unas protuberancias palpables evitan el atrapamiento de tejidos durante la extracción.



# MANOS LIBRES PARA LA SUTURA



## El 100 % de los médicos

opinaron que el producto permitía una visualización óptima de las lesiones durante la aplicación.<sup>1</sup>



## El 91 % de los médicos

que utilizaron el producto por primera vez opinaron que fue bien aceptado por las pacientes.<sup>1</sup>



## El 94 % de los médicos

opinan que el separador minimiza el riesgo de lesiones punzantes por aguja.<sup>2</sup>



## El 94 % de los médicos

opinan que el separador les permite una sutura más rápida.<sup>2</sup>

# EL SEPARADOR DE HEGENBERGER | VENTAJAS



REF 25.200.01.390 | UV 10 unidades

## TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- + No se requiere una segunda persona para separar la herida
- + Las dos manos quedan libres para suturar la paciente
- + Mejora la formación de la nueva generación de profesionales de la medicina
- + Proporciona un entorno de trabajo seguro
- + Mejora la visión



Visite nuestro sitio web para  
obtener más información:

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Adam-Riese-Straße 4  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49 (0) 22 36 39 13-0  
Fax: +49 (0) 22 36 39 13-409  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)