



## Cintas de presión Davecos®

Torniquete desechable

# Cintas de presión Davecos®

Higiénico – Respetuoso – Sencillo – Seguro



## Higiénico

- » El uso único protege frente a la transmisión de gérmenes, evita la contaminación cruzada y reduce el riesgo de infecciones hospitalarias, como SARM
- » Contribuye a las normas de higiene para el personal
- » No se necesita tiempo para la limpieza ni la desinfección
- » Producto para un solo paciente

## Respetuoso

- » Respetuoso con la piel gracias a su tejido suave
- » No comprime, oprime ni pellizca
- » Confort óptimo para el paciente  
(3,5 cm de anchura, 65 cm de largo)

## Sencillo

- » Microcierre tipo Velcro® para una fijación y una liberación óptimas
- » Fácil de reapretar si fuera necesario

## Seguro

- » La banda elástica proporciona una compresión óptima
- » Libre de látex
- » Libre de silicona
- » Libre de DEHP

Peso extraligero para los servicios de urgencia: 2 g / unidad

Fabricado en Alemania



REF	Contenido	Unidad de embalaje	PZN
70.521.00.210	Dispensador, 100 unidades	800 unidades	11102732
70.521.00.211	Bolsa de recarga, 100 unidades	800 unidades	

**DAHLHAUSEN®**

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49(2236)39 13-0  
Fax: +49(2236)39 13-409  
export@dahlhausen.de  
www.dahlhausen.de