

NUEVO



Secco™ | Secco Protect™

Sistemas de gestión fecal
Bolsa colectora de heces
Kits de irrigación

Contiene la contaminación fecal y favorece un entorno saludable para el paciente

Secco™ FMS es un sistema de sonda intestinal cerrado para la evacuación higiénica de heces semilíquidas y líquidas

- Reduce irritaciones cutáneas y úlceras por presión
- Protege a los pacientes y al personal frente a infecciones
- Reduce las complicaciones y el tiempo de hospitalización
- Protege las heridas de la contaminación
- Controla el olor y mejora la comodidad del paciente
- Reduce los costes causados por la incontinencia fecal
- Protege la dignidad del paciente



Placa de aplicación con cinta de suspensión



Jeringa desechable, 45 ml



Conectores de irrigación (azul) y de retención (blanco)



Puerto de toma de muestras



Marca de localización de la sonda



Simple y seguro de usar

Secco™ está dotado de una tecnología superabsorbente única para aglutinar heces líquidas infecciosas. Esta evita la dispersión de material infeccioso durante la recogida y la eliminación de las heces. La exclusiva superficie EasyFlush evita la obstrucción del tubo y retiene eficazmente los olores.

Simple y seguro de usar

- Manejo sencillo
- Inserción fácil
- Eliminación segura



Filtros inhibidores de olores en la parte posterior de la bolsa



Balón de retención de baja presión



Bolsa colectora de 1500 ml con tecnología superabsorbente

Secco Protect™

El perfeccionamiento consecuente del sistema de drenaje fecal de eficacia probada

Secco Protect™ cumple las conocidas propiedades de nuestro sistema de drenaje fecal de eficacia probada durante muchos años:

- Reduce irritaciones cutáneas y úlceras por presión
- Protege a los pacientes y al personal frente a infecciones
- Reduce las complicaciones y el tiempo de hospitalización
- Protege las heridas de la contaminación
- Controla el olor y mejora la comodidad del paciente
- Reduce los costes causados por la incontinencia fecal
- Protege la dignidad del paciente



Balón de retención de baja presión y marca de localización de la sonda



Funda para dedo/ayuda de inserción



Azul: conector de irrigación
Blanco: conector para balón de retención con válvula de alivio de presión integrada



Puerto de toma de muestras



Jeringa desechable, 45 ml
Cierre intercambiable para la placa de aplicación

Secco Protect™

La nueva generación con mayor seguridad y aplicación mejorada

Simple y seguro de usar

- Inserción aún más fácil gracias a la nueva funda para dedo en el balón de retención
- La nueva válvula de alivio de presión evita el llenado excesivo del balón de retención y ofrece mayor seguridad al paciente
- Sustitución más higiénica de la bolsa colectora gracias a los cierres intercambiables incluidos

Secco Protect™ está dotado de una tecnología superabsorbente única para aglutinar heces líquidas infecciosas. Esta evita la dispersión de material infeccioso durante la recogida y la eliminación de las heces. La exclusiva superficie EasyFlush evita la obstrucción del tubo y retiene eficazmente los olores.



Filtros inhibidores de olores en la parte posterior de la bolsa



Bolsa colectora de 1500 ml con tecnología superabsorbente



Placa de aplicación con cierre intercambiable y cinta de suspensión

Secco™ | Secco Protect™

Van mucho más allá de preservar la dignidad del paciente



REF 52.000.00.150



REF 52.000.00.100

La incontinencia fecal es un problema desagradable para los pacientes afectados y es muy importante preservar la dignidad del paciente, evitar infecciones cruzadas y prevenir lesiones cutáneas.

Secco™ | Secco Protect™ van mucho más allá de preservar la dignidad del paciente

- La prolongación de la hospitalización a causa de C. difficile origina costes elevados
- Los pacientes con incontinencia fecal tienen un riesgo tres veces mayor de desarrollar una úlcera por presión
- Con Secco™ tiene un grupo de productos de alta calidad a su disposición

| Descripción | REF |
|---|---------------|
| Secco™ – Sistema de drenaje fecal cerrado | 52.000.00.100 |
| Secco Protect™ – Sistema de drenaje fecal cerrado | 52.000.00.150 |
| Bolsas de repuesto para sistemas de drenaje fecal cerrados, 10 unidades | 52.000.00.200 |

Contenido del kit

- Sonda intestinal flexible con balón de baja presión (silicona) y conector de irrigación (longitud 170 cm)
- 3 bolsas colectoras de 1500 ml con material superabsorbente
- 3 cierres intercambiables (en Secco Protect™)
- Placa de aplicación con cintas de gancho y bucle para permitir la suspensión en la cama del paciente
- Instrucciones de uso
- Jeringa de 45 ml
- Pinzas

Bolsa colectora de heces



Bolsa colectora de heces, autoadhesiva, con conector para bolsa de drenaje



Conector para bolsas de drenaje

| Descripción | REF |
|--|---------------|
| Bolsa colectora de heces, autoadhesiva, con conector para bolsa de drenaje | 52.000.00.201 |

Sus ventajas

- Solución sencilla e higiénica para pacientes con diarrea
- Sujeción segura gracias a la placa de protección cutánea recortable y autoadhesiva, que sella la zona anal y protege la piel
- Disponible con dos cierres
 - » Para heces líquidas con conector para bolsa de secreciones
 - » Para heces blandas con abertura exprimible y resellable

Kits de irrigación



Kit de irrigación cerrado, con válvula, estéril



Sistema de irrigación-lavado, estéril



Bolsa de irrigación 2000 ml, estéril

| Descripción | REF |
|--|---------------|
| Kit de irrigación con válvula, estéril | 05.000.22.665 |
| Sistema de irrigación-lavado, estéril | 05.000.22.899 |
| Bolsa de irrigación 2000 ml, estéril | 05.000.22.898 |



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (2236) 39 13-0
Fax: +49 (2236) 39 13-109
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de