

# Fundas estériles para mangos de lámparas

NUEVO

Desarrollado y recomendado conjuntamente por

**Dr. Mach**  
medical lighting + technology



REF 42.700.01.001



REF 42.700.01.001



REF 42.700.01.002



REF 42.700.01.002

Las fundas de 12 cm y 15 cm se usan para manipular el mango de la lámpara quirúrgica de manera estéril para asegurar el ajuste preciso de la luz durante la intervención.

Hay disponibles dos opciones:

- Funda dentada de una fase (42.700.01.001)
- 3 longitudes diferentes de dientes para permitir el manejo antideslizante del mango de la lámpara (42.700.01.002)

Ventajas:

- Alternativa rápida y económica al tratamiento habitual de los mangos de las lámparas.
- Producto desechable libre de látex
- Fácil manejo
- Se ajusta a todos los mangos de las lámparas quirúrgicas habituales

**Material:** PE  
**Estéril:** Sí  
**Longitud:** 12 cm/15 cm  
**UC:** 200 uds.

Longitud	Caja cant./UC	REF
12 cm	50/200	42.700.01.001
15 cm	50/200	42.700.01.002