

## Bisturís

Afilados y seguros

# Afilados y seguros

Bisturís Präzisa



Los mangos y las cuchillas de los bisturís „Präzisa“ le ofrecen las siguientes ventajas:

- Hoja cortante
- Disponible en diferentes figuras
- Mangos de ABS azul
- Estéril

## Bisturís

Número figura	PZN	REF
Figura 10	13832280	11.000.00.710
Figura 11	13832297	11.000.00.711
Figura 12	13832305	11.000.00.712
Figura 15	13832311	11.000.00.715
Figura 18	13832328	11.000.00.718
Figura 20	13832334	11.000.00.720
Figura 21	13832340	11.000.00.721
Figura 22	13832357	11.000.00.722
Figura 23	13832363	11.000.00.723
Figura 24	13832386	11.000.00.724

## Hojas de bisturí

Número figura	PZN	REF
Figura 10	13832392	11.000.00.810
Figura 11	13832400	11.000.00.811
Figura 12	13832417	11.000.00.812
Figura 15	13832423	11.000.00.815
Figura 18	13832446	11.000.00.818
Figura 20	13832475	11.000.00.820
Figura 21	13832481	11.000.00.821
Figura 22	13832498	11.000.00.822
Figura 23	13832512	11.000.00.823
Figura 24	13832529	11.000.00.824

## Bisturí „largo“

Número figura	PZN	REF
Figura 10	09065900	11.000.00.410
Figura 11	09065917	11.000.00.411
Figura 15	09065923	11.000.00.415

# Afilados y seguros

## Bisturís Präzisa Plus



Los mangos y las cuchillas de los bisturís „Präzisa Plus“ le ofrecen las siguientes ventajas:

- Hoja cortante duradero
- Disponible en diferentes figuras
- Mango antideslizante de LDPE
- Estéril

### Bisturís


Número figura	PZN	REF
Figura 10	07490220	11.000.00.510
Figura 11	07490237	11.000.00.511
Figura 12	07490243	11.000.00.512
Figura 15	07490266	11.000.00.515
Figura 18	07490289	11.000.00.518
Figura 19	07490295	11.000.00.519
Figura 20	07490303	11.000.00.520
Figura 21	07490326	11.000.00.521
Figura 22	07490332	11.000.00.522
Figura 23	07490349	11.000.00.523
Figura 24	07490355	11.000.00.524

### Hojas de bisturí

Número figura	PZN	REF
Figura 10	07490088	11.000.00.610
Figura 11	07490094	11.000.00.611
Figura 12	07490102	11.000.00.612
Figura 15	07490119	11.000.00.615
Figura 18	07490131	11.000.00.618
Figura 19	07490148	11.000.00.619
Figura 20	07490154	11.000.00.620
Figura 21	07490160	11.000.00.621
Figura 22	07490177	11.000.00.622
Figura 23	07490183	11.000.00.623
Figura 24	07490208	11.000.00.624

# Afilados y seguros

## Bisturís de seguridad




### Nuestros bisturís de seguridad le ofrecen las siguientes ventajas:

- Protección de hoja transparente
- La protección de la hoja se puede abrir de nuevo en la primera posición
- Bloqueo permanente y seguro en la 2.ª posición
- Hoja cortante duradero
- Disponible en diferentes figuras
- Mango antideslizante de LDPE
- Estéril




### Versiones disponibles:

	Número figura	PZN	REF
	Figura 10	12389109	11.000.10.910
	Figura 11	12389115	11.000.10.911
	Figura 15	12389121	11.000.10.915
	Figura 18	12389138	11.000.10.918
	Figura 19	12389144	11.000.10.919
	Figura 20	12389150	11.000.10.920
	Figura 21	12389167	11.000.10.921
	Figura 22	12389173	11.000.10.922
	Figura 23	12389196	11.000.10.923
	Figura 24	12389204	11.000.10.924



# Afilados y seguros

## Cuchillas para cortar suturas y mangos de bisturí



Nuestras cuchillas para cortar suturas son resistentes y garantizan la retirada indolora de la sutura gracias a su hoja cortante.

Material	Longitud total	REF
Cuchilla: carbono-acero Grado de dureza: 800 HV, corto	6,4 cm	11.000.00.010
Cuchilla: carbono-acero Grado de dureza: 725 HV, largo	11,0 cm	11.000.00.020
Cuchilla para cortar suturas con cierre de seguridad		11.000.00.090



Para nuestras hojas de bisturí le ofrecemos mangos resistentes y duraderos de acero inoxidable médico en diferentes tamaños.

Tipo de producto del fabricante	REF
Tamaño 3	11.000.00.330
Tamaño 4	11.000.00.340
Tamaño 4 L	11.000.00.341



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Adam-Riese-Straße 4  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49(2236)39 13-0  
Fax: +49(2236)39 13-409  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)