



Fundas protectoras para sondas ecográficas

Productos principales

Fundas para sondas de uso general (RADIOLOGÍA)

Las fundas para sondas ecográficas de DAHLHAUSEN reducen el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, protegen a los profesionales sanitarios en cualquier tipo de entorno ecográfico y ayudan a mejorar los resultados clínicos al maximizar la protección disponible tanto para los pacientes como para el personal médico durante los procedimientos.

La completa línea de soluciones avanzadas de fundas para sondas de Dahlhausen facilita el uso seguro e higiénico de transductores ecográficos. Cualquiera que sea la rama de la medicina en la que se utilice la ecografía, las fundas para sondas de Dahlhausen ofrecen la clave para la tranquilidad cuando más importa.

Descripción	Materiales	Tamaño	Esterilidad	Cant./caja	REF
Funda para sonda de uso general	UE	10 x 61 cm	sí	30	42.300.10.062
Funda para sonda de uso general	UE	10 x 122 cm	sí	30	42.300.10.123
Funda para sonda de uso general	UE	10 x 244 cm	sí	30	42.300.10.245
Funda para sonda de uso general	UE	13 x 61 cm	sí	30	42.300.13.062
Funda para sonda de uso general	UE	13 x 122 cm	sí	30	42.300.13.123
Funda para sonda de uso general	UE	13 x 244 cm	sí	30	42.300.13.245
Funda para sonda de uso general	UE	15 x 61 cm	sí	30	42.300.15.062
Funda para sonda de uso general	UE	15 x 122 cm	sí	30	42.201.13.560
Funda para sonda de uso general	UE	15 x 244 cm	sí	30	42.300.15.245

Todos los artículos anteriormente mencionados se envasan individualmente en una envoltura azul junto con dos bandas de goma, dos tiras adhesivas y un sobre de gel de transmisión. Hay otras fundas disponibles. Póngase en contacto con su asesor de productos sanitarios.



Las fundas para sondas de uso general de Dahlhausen ofrecen una protección estéril adicional al realizar procedimientos ecográficos y de punción sistemáticos. Las fundas se pliegan telescópicamente para facilitar la aplicación del gel de transmisión, así como para facilitar la aplicación de la funda sobre el transductor. Todas las fundas tienen un extremo rectangular tridimensional.



Fundas para sondas para ecocardiografía transesofágica (ETE) (CARDIOLOGÍA)



REF 42.202.25.101

Las fundas para ecocardiografía transesofágica (ETE) de Dahlhausen tienen un diseño ahusado para proporcionar un ajuste ceñido a los transductores de ETE de uso más habitual. Las fundas para ETE de forma ajustable van precargadas en el aplicador para facilitar su aplicación sobre el transductor para ETE. El kit de ETE contiene un protector de mordida, que proporciona un paso seguro a través de la boca del paciente, una jeringa con gel y un seguro de sujeción.

Descripción	Materiales	Tamaño	Esterilidad	Cant./caja	REF
Kit de funda para sonda para ETE	UE	25/11/1000 mm	sí	10	42.202.25.101
Kit de funda para sonda para ETE	látex	25/11/1000 mm	sí	10	42.202.25.201

Hay otras fundas disponibles. Póngase en contacto con su asesor de productos sanitarios.

Fundas para sondas ecográficas endocavitarias (GIN/URO)



REF 42.200.30.201

Las fundas para sondas ecográficas endocavitarias de Dahlhausen proporcionan una barrera vírica para los procedimientos ecográficos transrectales y transvaginales y protegen tanto al profesional sanitario como al paciente.

Descripción	Materiales	Tamaño	Esterilidad	Cant./caja	REF
Funda para sonda endocavitaria	UE	30 x 200 mm	no	50	42.200.30.201
Funda para sonda endocavitaria	látex	30 x 300 mm	no	100	42.200.30.303
Funda para sonda endocavitaria	látex	33 x 195 mm	no	100	42.200.33.197

Hay otras fundas disponibles. Póngase en contacto con su asesor de productos sanitarios.

Fundas para transductores ecográficos

Con el siempre creciente uso de la ecografía en el ámbito sanitario, es muy importante proteger a los pacientes y a los profesionales sanitarios frente a las infecciones adquiridas en el hospital utilizando la funda para transductores ecográficos adecuada.

DAHLHAUSEN ofrece una gama completa de fundas protectoras desechables para minimizar el riesgo de CONTAMINACIÓN CRUZADA, proteger a los PACIENTES y al PERSONAL MÉDICO y prolongar la vida útil de su costoso EQUIPO.

Nuestras fundas para sondas de uso general

- Se suministran estériles
- Se pliegan telescópicamente para facilitar su aplicación
- Tienen un extremo rectangular tridimensional
- Disponibles en una amplia gama de tamaños

Nuestras fundas para sondas para ETE

- Se suministran estériles
- Tienen un diseño ahusado para proporcionar un ajuste ceñido
- Van precargadas en un aplicador, por lo que están listas para usar
- Vienen con un protector de mordida que protege la sonda

Nuestras fundas para sondas endocavitarias

- Se suministran no estériles
- Se ajustan a las sondas transvaginales/transrectales de uso más habitual
- Están envasadas de forma individual

Las fundas para sondas ecográficas de Dahlhausen proporcionan

- Protección frente a las infecciones adquiridas en el hospital tanto a los pacientes como al personal
- Un uso seguro e higiénico de las sondas ecográficas
- Una vida útil más larga de las sondas ecográficas



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913-0
Fax: +49 (0) 2236 3913-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de