

Drenaje de orina

Sondas urinarias

Sondas femeninas, de Nelaton y de Tiemann



REF 07.032.08.100-18.100

Sonda de un solo uso para vaciado intermitente de la vejiga:
Material de PVC; punta atraumática, para evitar irritación;
2 orificios lateralizados; conexión en embudo codificada por colores.

Sonda femenina

Descripción	Envase	REF
Sonda femenina, 18 cm, CH 08	800	07.032.08.100
Sonda femenina, 18 cm, CH 10	800	07.032.10.100
Sonda femenina, 18 cm, CH 12	800	07.032.12.100
Sonda femenina, 18 cm, CH 14	800	07.032.14.100
Sonda femenina, 18 cm, CH 16	800	07.032.16.100
Sonda femenina, 18 cm, CH 18	800	07.032.18.100



REF 07.090.14.100

Sonda de Nelaton

Descripción	Envase	REF
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 08	600	07.090.08.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 10	600	07.090.10.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 12	600	07.090.12.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 14	600	07.090.14.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 16	600	07.090.16.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 18	600	07.090.18.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 20	300	07.090.20.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 22	300	07.090.22.100
Sonda de Nelaton, 40 cm, CH 24	300	07.090.24.100



REF 07.091.16.200

Sonda de Tiemann

Descripción	Envase	REF
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 10	600	07.091.10.200
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 12	600	07.091.12.200
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 14	600	07.091.14.200
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 16	600	07.091.16.200
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 18	600	07.091.18.200
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 20	300	07.091.20.200
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 22	300	07.091.22.200
Sonda de Tiemann, 40 cm, CH 24	300	07.091.24.200

Sondas urinarias

Sonda con balón de silicona transuretral



REF 23.000.14.208



REF 23.000.24.216



REF 23.000.20.220

Sondas con balón multiluminales


Canal de llenado codificado por colores con válvula y conexión para jeringas Luer y LuerLock; canal de drenaje con información sobre el volumen de llenado del balón; 2 orificios opuestos entre sí, superficie antiincrustación, tiempo de permanencia máximo 29 días.

Sonda con balón de silicona

Descripción	Envase REF	
Tipo Foley, pediátrico, dos vías, 3,0 ml, CH 06	10	23.000.14.206
Tipo Foley, pediátrico, dos vías, 3,0 ml, CH 08	10	23.000.14.208
Tipo Foley, pediátrico, dos vías, 3,0 ml, CH 10	10	23.000.14.210
Tipo Foley, dos vías, 5-10 ml, CH 12	500	23.000.14.212
Tipo Foley, dos vías, 5-10 ml, CH 14	500	23.000.14.214
Tipo Foley, dos vías, 5-10 ml, CH 16	500	23.000.14.216
Tipo Foley, dos vías, 5-10 ml, CH 18	500	23.000.14.218
Tipo Foley, dos vías, 5-10 ml, CH 20	500	23.000.14.220
Tipo Foley, dos vías, 5-10 ml, CH 22	500	23.000.14.222
Tipo Foley, dos vías, 5-10 ml, CH 24	500	23.000.14.224
Tipo Foley, dos vías, 20 ml, CH 18	500	23.000.24.218
Tipo Foley, dos vías, 30 ml, CH 20	500	23.000.24.220
Tipo Foley, dos vías, 30 ml, CH 22	500	23.000.24.222
Tipo Foley, dos vías, 30 ml, CH 24	500	23.000.24.224
Tipo Tiemann, dos vías, 3-5 ml, CH 10	100	23.000.20.210
Tipo Tiemann, dos vías, 5-10 ml, CH 12	500	23.000.20.212
Tipo Tiemann, dos vías, 5-10 ml, CH 14	500	23.000.20.214
Tipo Tiemann, dos vías, 5-10 ml, CH 16	500	23.000.20.216
Tipo Tiemann, dos vías, 5-10 ml, CH 18	500	23.000.20.218
Tipo Tiemann, dos vías, 5-10 ml, CH 20	500	23.000.20.220
Tipo Tiemann, dos vías, 5-10 ml, CH 22	500	23.000.20.222
Tipo Tiemann, dos vías, 5-10 ml, CH 24	500	23.000.20.224

Sondas urinarias

Sonda con balón de látex siliconado transuretral




REF 23.100.14.206

Sondas con balón multiluminales

Canal de llenado codificado por colores con válvula y conexión para jeringas Luer y LuerLock y canal de drenaje; 2 orificios opuestos entre sí; tiempo de permanencia máximo 14 días. Las sondas de látex siliconado ofrecen la comodidad deseada debido a que la silicona se aplica en el lado del paciente, junto con un uso económico al mismo tiempo.

Sonda con balón de látex siliconado

Descripción	Envase REF	
Tipo Foley, pediátrico, dos vías, 3,0 ml, CH 08	10	23.100.14.208
Tipo Foley, pediátrico, dos vías, 3,0 ml, CH 10	10	23.100.14.210
Tipo Foley, dos vías, 5-15 ml, CH 12	100	23.100.14.212
Tipo Foley, dos vías, 5-15 ml, CH 14	100	23.100.14.214
Tipo Foley, dos vías, 5-15 ml, CH 16	100	23.100.14.216
Tipo Foley, dos vías, 5-15 ml, CH 18	200	23.100.14.218
Tipo Foley, dos vías, 5-15 ml, CH 20	200	23.100.14.220
Tipo Foley, dos vías, 5-15 ml, CH 22	100	23.100.14.222
Tipo Foley, dos vías, 15-30 ml, CH 24	100	23.100.14.224
Tipo Foley, dos vías, 30 ml, CH 16	200	23.100.24.216
Tipo Foley, dos vías, 30 ml, CH 18	200	23.100.24.218
Tipo Foley, dos vías, 30-50 ml, CH 20	100	23.100.24.220
Tipo Foley, dos vías, 30-50 ml, CH 22	100	23.100.24.222
Tipo Foley, dos vías, 30-50 ml, CH 24	200	23.100.24.224



REF 23.100.22.100

Sonda con balón de látex siliconado

Descripción	Envase REF	
Tipo Foley, tres vías, CH 16	10	23.100.16.100
Tipo Foley, tres vías, CH 18	10	23.100.18.100
Tipo Foley, tres vías, CH 20	10	23.100.20.100
Tipo Foley, tres vías, CH 22	10	23.100.22.100
Tipo Foley, tres vías, CH 24	10	23.100.24.100
Tipo Foley, tres vías, CH 26	10	23.100.26.100
Tipo Foley, tres vías, CH 28	10	23.100.28.100

Bolsas para orina/secreciones



REF 53.074.15.090



REF 53.077.21.090



REF 53.712.02.000



REF 53.711.05.000

Nuestras bolsas para secreciones y orina disponen en parte de una válvula antirretorno (VAR) y una llave de drenaje.

Descripción	Envase	REF
Bolsa para orina/secreciones, 1,5 l, estéril	100	53.074.15.090
Bolsa para orina/secreciones, 1,5 l, VAR, estéril	100	53.076.15.090
Bolsa para orina, 2,0 l, VAR, con drenaje, no estéril	250	53.077.21.090
Bolsa para orina, 2,0 l, VAR, con drenaje, estéril	200	53.077.22.090
Bolsa para orina, D4, 2,0 l, estéril	50	53.712.02.000
Bolsa de irrigación, 4,0 l, estéril	20	53.711.05.000



Bolsas para orina/secreciones



REF 53.712.08.000



REF 53.712.06.090

Le ofrecemos una selección de sistemas cerrados de drenaje de orina que se adaptan a los diferentes requisitos y necesidades.

Equipo

- Conector escalonado universal
- Punto de toma de muestras de orina sin aguja
- Cámara de goteo con válvula de reflujo integrada
- Graduación clara en ml
- Ventilación de la bolsa estanca a bacterias y líquidos
- Tubo resistente al acodamiento con pinza deslizante/pinza para sábanas
- Gancho doble estable con cordón para la fijación segura del sistema
- Válvula de salida inferior con pinza manual simple o control deslizante

Descripción	Envase	REF
Sistema cerrado de drenaje de orina, D8, con función de medición cada hora, estéril	10	53.712.08.000
Sistema cerrado de drenaje de orina, D6, 2,0 l, tubo de 120 cm, estéril	20	53.712.06.000
Sistema cerrado de drenaje de orina, tubo de 100 cm, estéril	20	53.712.06.090
Sistema cerrado de drenaje de orina, tubo de 120 cm, estéril	20	53.712.06.095

Varios/Accesorios



REF 76.380.42.000

Descripción	Envase	REF
Bolsa para orina, niños	3000	76.380.42.000
Botella para orina, masculina, 1 l	25	66.031.01.000
Colgador para bolsa para orina, redondo	250	53.711.02.051
Set sondaje Dahlhausen tipo 1	25	94.000.00.101



REF 53.711.02.051