



## Videolaringoscopio

Sistema para palas desechables

# Videolaringoscopio

Sistema para palas desechables



REF 91.000.01.002



REF 91.000.03.001 - 004



REF 91.000.05.000

## Ventajas

- Portátil
- Asequible
- Duradero
- Alta definición

El videolaringoscopio para palas desechables facilita la intubación incluso en vías aéreas difíciles. El laringoscopio dispone de una amplia pantalla LCD de 3,5" giratoria y táctil. El dispositivo puede capturar imágenes y grabar vídeos. El formato de datos para imágenes es (.jpg) y para vídeo (.mp4). Los datos se transfieren con un cable USB. Su simplicidad de manejo lleva el dispositivo a la perfección.

Descripción	UE	REF
Videolaringoscopio para palas desechables	1	91.000.01.002

Descripción	UE	REF
Pala desechable Mac 1, tamaño pediátrico	250	91.000.03.001
Pala desechable Mac 2, tamaño pediátrico	250	91.000.03.002
Pala desechable Mac 3, tamaño adulto	250	91.000.03.003
Pala desechable Mac 4, tamaño adulto	250	91.000.03.004
Hoja desechable MAC DX3, adultos con vías aéreas difíciles	250	91.000.03.005

Descripción	UE	REF
Bolsa EMS para videolaringoscopio, azul	1	91.000.05.000

Componentes	Parámetro	Datos técnicos
Pantalla	Tamaño	3.5" Vista total
	Monitor	LCD
	Resolución	640*480 (RGB)
	Aspecto	4:3
	Frecuencia de reseteo de video	30 FPS
	Iluminación	LED
Pala de laringoscopio cámara incluida	Resolución	2,0 megapíxeles
	Iluminancia	≥ 800 LUX
Batería	Tipo	Batería de litio recargable
	Gran autonomía	≥ 120 minutos
	Tensión	3,7 V
	Capacidad	3400 mAh
	Número de cargas	más de 300
	Tiempo de carga	aprox. 8 h.
Adaptador de red	Puerto de carga	Micro USB
	Entrada	100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A
	Salida	5 V, 1,0 A
Condiciones de transporte/almacenamiento	Temperatura	de - 20 °C a + 60 °C
	Humedad	10-95 %
Condiciones operativas	Temperatura	de + 5 °C a + 40 °C
	Humedad	10-95 %
Función antivaho única	Función antivaho activa al encender el dispositivo, sin necesidad de precalentamiento	
Peso	313 g (ligero, portátil, cómodo)	
Función de foto/vídeo	un botón en el mango para instantáneas; tarjeta de memoria interna de 4G para almacenar el archivo; cable USB para la conexión al monitor externo para la carga	
Mango	Diseño del mango reducido, cómodo y ergonómico	