



Ventilación asistida y anestesia

Circuitos respiratorios

Filtros (bacterianos y virales) – HME

Conexiones paciente

Circuitos respiratorios – CUIDADOS INTENSIVOS

Sets



Circuito respiratorio – tubos coarrugados



Circuito respiratorio – tubos coarrugados con trampas de agua inspiratoria/expiratoria



Circuito respiratorio – tubos extensibles



Circuito respiratorio – tubos extensibles con trampas de agua inspiratoria/expiratoria

Aquí encontrará una pequeña selección de nuestros sets. Más sets previa solicitud.

Tubos coarrugados

Circuito respiratorio – simple

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.020.21.210
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.921.18.006
Niños y adolescentes	150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.020.16.703

Circuito respiratorio – con trampas de agua inspiratoria/expiratoria

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.115.74.701
Niños y adolescentes	150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.115.74.702

Tubos extensibles

Circuito respiratorio – simple

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	80-180 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.922.18.200
Adulto	100-300 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.922.30.002
Niños y adolescentes	50-150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.020.16.710

Circuito respiratorio – con trampas de agua inspiratoria/expiratoria

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	100-300 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.922.25.100

Circuitos respiratorios – CUIDADOS INTENSIVOS

Sets



Circuito respiratorio – tubos circulares de alma lisa

Tubos circulares de alma lisa

Circuito respiratorio – simple

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.923.18.100
Adulto	150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.500.13.201
Niños y adolescentes	150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.500.13.200



Circuito respiratorio – tubos circulares de alma lisa con trampas de agua inspiratoria/expiratoria

Circuito respiratorio – con trampas de agua inspiratoria/expiratoria

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.923.18.004
Niños y adolescentes	150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂	43.913.15.200

Sets InEx (coaxiales)

Circuito respiratorio – InEx simple

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	180 cm	codo con conexión de CO ₂	43.003.05.533
Adulto	150 cm	codo con conexión de CO ₂	43.003.05.535
Adulto	200 cm	codo con conexión de CO ₂	43.003.05.536
Adulto	300 cm	codo con conexión de CO ₂	43.003.05.534
Niños y adolescentes	150 cm	codo con conexión de CO ₂	43.500.41.500



Circuito respiratorio – set InEx

Circuito respiratorio – InEx con línea para toma de muestras de gas

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	150 cm	codo con conexión de CO ₂	43.003.05.537
Adulto	200 cm	codo con conexión de CO ₂	43.003.05.538
Adulto	300 cm	codo con conexión de CO ₂	43.003.05.539

Circuito respiratorio – Sets InEx

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	200 cm	codo con conexión de CO ₂ , filtro/filtro HME, conexión paciente	43.924.20.100
Adulto	150 cm	codo con conexión de CO ₂ , filtro/filtro HME, conexión paciente	43.924.15.100
Adulto	300 cm	codo con conexión de CO ₂ , filtro/filtro HME, conexión paciente	43.924.30.100

Circuitos respiratorios – ANESTÉSIA

Sets



Circuito respiratorio – tubos coarrugados con balón reservorio/ramal



Circuito respiratorio – tubos coarrugados con balón reservorio/ramal y trampas de agua inspiratoria/expiratoria



Circuito respiratorio – tubos extensibles con balón reservorio/ramal y trampas de agua inspiratoria/expiratoria

Tubos circulares de alma lisa

Circuito respiratorio – con balón reservorio/ramal

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	160 cm	codo con pieza en Y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.921.16.100
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.921.18.100
Niños y adolescentes	150 cm	codo con pieza en Y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 1 l, tubo coarrugado para balón 160 cm	43.911.15.100

Circuito respiratorio – con trampas de agua inspiratoria/expiratoria, ramal

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.921.18.200

Tubos extensibles

Circuito respiratorio – con balón reservorio/ramal

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	50-180 cm	codo con pieza en Y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.922.18.300
Niños y adolescentes	50-150 cm	codo con pieza en Y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 1 l, tubo coarrugado para balón 120 cm	43.020.16.711

Circuito respiratorio – con trampas de agua inspiratoria/expiratoria, ramal

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	90-250 cm	codo con pieza en Y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.922.25.200

Circuitos respiratorios – ANESTÉSIA

Sets



Circuito respiratorio – tubos de interior liso con balón reservorio/ramal



Circuito respiratorio – set InEx con balón reservorio/ramal

Tubos circulares de alma lisa

Circuito respiratorio – con balón reservorio/ramal

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.500.12.700
Niños y adolescentes	150 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 1 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.913.15.300

Circuito respiratorio – con trampas de agua inspiratoria/expiratoria, ramal

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	180 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.923.18.400
Niños y adolescentes	120 cm	codo con pieza en Y y conexión de CO ₂ , balón reservorio de 1 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.913.15.400

Sets InEx (coaxiales)

Circuito respiratorio – con balón reservorio

Tipo	Longitud	Componentes individuales	REF
Adulto	200 cm	codo con conexión de CO ₂ , balón reservorio de 2 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.562.00.011
Niños y adolescentes	150 cm	codo con conexión de CO ₂ , balón reservorio de 1 l, tubo coarrugado para balón 150 cm	43.914.15.200



Filtros respiratorios (No estériles)



REF 43.009.05.096

Tipo	Peso (g)	Volumen corriente (ml)	Espacio muerto
Adulto, redondo, conexión de CO ₂	40	300-1500	38

Filtration % B/V	HME	Tamaño	REF
99,999/99,999	NO	22/15F-22/15M	43.009.05.096



REF 43.009.05.708

Tipo	Peso (g)	Volumen corriente (ml)	Espacio muerto
Adulto, redondo, conexión de CO ₂	29	300-1500	45

Filtration % B/V	HME	Tamaño	REF
99,999/99,999	SÍ	22/15F	43.009.05.708



REF 43.009.05.097

Tipo	Peso (g)	Volumen corriente (ml)	Espacio muerto
Adulto, redondo, estéril, conexión de CO ₂	29	300-1500	45

Filtration % B/V	HME	Tamaño	REF
99,999/99,999	NO	22/15F-22/15M	43.009.05.097



REF 43.009.05.707

Tipo	Peso (g)	Volumen corriente (ml)	Espacio muerto
Adulto, redondo, estéril, conexión de CO ₂	29	300-1500	45

Filtration % B/V	HME	Tamaño	REF
99,999/99,999	SÍ	22/15F-22/15M	43.009.05.707

Conexiones paciente

Componentes sueltos



Con tapón de bronceoscopia, articulación giratoria 15M



Con tapón para bronceoscopia swivel 22F



Con tapón para bronceoscopia extensible 15M



Recto 15M-15F

Conexiones paciente con tapón para bronceoscopia, articulación giratoria 15M

Tipo	REF
5 cm	13.503.00.005
10 cm	13.503.00.010
15 cm	13.503.00.015
20 cm	13.503.00.020

Conexiones paciente con tapón para bronceoscopia, articulación giratoria 22F

Tipo	REF
5 cm	13.504.00.005
10 cm	13.504.00.010
15 cm	13.504.00.015
20 cm	13.504.00.020

Conexiones paciente con tapón para bronceoscopia, extensibles 15M

Tipo	REF
15 cm	13.506.00.015
20 cm	13.506.00.020

Conexiones rectas paciente 15M-15F

Tipo	REF
5 cm	13.502.00.005
10 cm	43.500.15.100
15 cm	13.502.00.015
20 cm	13.502.00.020

Conexiones rectas paciente 15M-22F

Tipo	REF
5 cm	13.501.00.005
10 cm	13.501.00.010
15 cm	13.501.00.015
20 cm	13.501.00.020



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913 - 0
Fax: +49 (0) 2236 3913 - 409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de