



Housses de caméra

Housses de caméra

Les housses de caméra servent à la couverture stérile des caméras et de leurs câbles



RÉF 29.000.05.118

Description	Unité de conditionnement	RÉF
Housse de caméra 244 cm x 18 cm, embout flexible, aide à l'insertion et bande de fixation	25/100 pièces	29.000.05.118



RÉF 41.000.00.018

Description	Unité de conditionnement	RÉF
Housse de caméra 242 cm x 18 cm, aide à l'insertion et bande de fixation	25/100 pièces	41.000.00.018



RÉF 42.000.02.800

Description	Unité de conditionnement	RÉF
Housse de caméra 244 cm x 18 cm, avec système de couplage	20/40 pièces	42.000.02.800



RÉF 42.000.03.800

Description	Unité de conditionnement	RÉF
Housse de caméra 242 cm x 15 cm, aide à l'insertion de l'anneau et bande de fixation	60 pièces	42.000.03.800

Housses de caméra



RÉF 42.000.04.800

Description	Unité de conditionnement	RÉF
Housse de caméra 242 cm x 13 cm, aide à l'insertion et bande de fixation	50/200 pièces	42.000.04.800



RÉF 42.000.05.800

Description	Unité de conditionnement	RÉF
Housse de caméra 242 cm x 13 cm, bande de fixation, pliage inversé	40/160 pièces	42.000.05.800



RÉF 42.000.05.900

Description	Unité de conditionnement	RÉF
Housse de caméra 242 cm x 13 cm, bande de fixation, pliage télescopique	50/200 pièces	42.000.05.900



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49(2236)39 13-0
Fax: +49(2236)39 13-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de