

Drainage urinaire

Sondes urinaires

Sondes femelles, Nélaton et Tiemann



RÉF. 07.032.08.100-18.100

Sonde à usage unique destinée au vidage intermittent de la vessie: Matériau: PVC; pointe atraumatique pour la prévention des irritations, 2 yeux à décalage latéral; raccord étagé à code couleur.

Sonde femelle

Description	Pack	RÉF.
Sonde femelle, 18 cm, CH 08	800	07.032.08.100
Sonde femelle, 18 cm, CH 10	800	07.032.10.100
Sonde femelle, 18 cm, CH 12	800	07.032.12.100
Sonde femelle, 18 cm, CH 14	800	07.032.14.100
Sonde femelle, 18 cm, CH 16	800	07.032.16.100
Sonde femelle, 18 cm, CH 18	800	07.032.18.100



RÉF. 07.090.14.100

Sonde Nélaton

Description	Pack	RÉF.
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 08	600	07.090.08.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 10	600	07.090.10.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 12	600	07.090.12.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 14	600	07.090.14.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 16	600	07.090.16.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 18	600	07.090.18.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 20	300	07.090.20.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 22	300	07.090.22.100
Sonde Nélaton, 40 cm, CH 24	300	07.090.24.100



RÉF. 07.091.16.200

Sonde Tiemann

Description	Pack	RÉF.
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 10	600	07.091.10.200
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 12	600	07.091.12.200
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 14	600	07.091.14.200
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 16	600	07.091.16.200
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 18	600	07.091.18.200
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 20	300	07.091.20.200
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 22	300	07.091.22.200
Sonde Tiemann, 40 cm, CH 24	300	07.091.24.200

Sondes urinaires

Sonde à ballonnet transurétrale en silicone



RÉF. 23.000.14.208



RÉF. 23.000.24.216



RÉF. 23.000.20.220

Sondes à ballonnet multi-lumières


Flexible de remplissage à code couleur avec valve et raccord pour seringues Luer et Luer Lock; flexible de drainage avec informations sur le volume de remplissage du ballonnet; 2 yeux décalés, surface anti-incrustation, durée de maintien max.: 29 jours.

Sonde à ballonnet en silicone

Description	Pack	RÉF.
Type Foley, pédiatrique, 2 voies, 3,0 ml, CH 06	10	23.000.14.206
Type Foley, pédiatrique, 2 voies, 3,0 ml, CH 08	10	23.000.14.208
Type Foley, pédiatrique, 2 voies, 3,0 ml, CH 10	10	23.000.14.210
Type Foley, 2 voies, 5-10 ml, CH 12	500	23.000.14.212
Type Foley, 2 voies, 5-10 ml, CH 14	500	23.000.14.214
Type Foley, 2 voies, 5-10 ml, CH 16	500	23.000.14.216
Type Foley, 2 voies, 5-10 ml, CH 18	500	23.000.14.218
Type Foley, 2 voies, 5-10 ml, CH 20	500	23.000.14.220
Type Foley, 2 voies, 5-10 ml, CH 22	500	23.000.14.222
Type Foley, 2 voies, 5-10 ml, CH 24	500	23.000.14.224
Type Foley, 2 voies, 20 ml, CH 18	500	23.000.24.218
Type Foley, 2 voies, 30 ml, CH 20	500	23.000.24.220
Type Foley, 2 voies, 30 ml, CH 22	500	23.000.24.222
Type Foley, 2 voies, 30 ml, CH 24	500	23.000.24.224
Type Tiemann, 2 voies, 3-5 ml, CH 10	100	23.000.20.210
Type Tiemann, 2 voies, 5-10 ml, CH 12	500	23.000.20.212
Type Tiemann, 2 voies, 5-10 ml, CH 14	500	23.000.20.214
Type Tiemann, 2 voies, 5-10 ml, CH 16	500	23.000.20.216
Type Tiemann, 2 voies, 5-10 ml, CH 18	500	23.000.20.218
Type Tiemann, 2 voies, 5-10 ml, CH 20	500	23.000.20.220
Type Tiemann, 2 voies, 5-10 ml, CH 22	500	23.000.20.222
Type Tiemann, 2 voies, 5-10 ml, CH 24	500	23.000.20.224

Sondes urinaires

Sonde à ballonnet transurétrale en latex siliconé




RÉF. 23.100.14.206

Sondes à ballonnet multi-lumières

Flexible de remplissage à code couleur avec valve et raccord pour seringues et flexible de drainage Luer et Luer Lock; 2 yeux décalés, durée de maintien max.: 14 jours. Les sondes de latex siliconé offrent le confort désiré permis par le silicone appliqué du côté du patient simultanément associé à un usage économique.

Sonde à ballonnet en latex siliconé

Description	Pack	RÉF.
Type Foley, pédiatrique, 2 voies, 3,0 ml, CH 08	10	23.100.14.208
Type Foley, pédiatrique, 2 voies, 3,0 ml, CH 10	10	23.100.14.210
Type Foley, 2 voies, 5-15 ml, CH 12	100	23.100.14.212
Type Foley, 2 voies, 5-15 ml, CH 14	100	23.100.14.214
Type Foley, 2 voies, 5-15 ml, CH 16	100	23.100.14.216
Type Foley, 2 voies, 5-15 ml, CH 18	200	23.100.14.218
Type Foley, 2 voies, 5-15 ml, CH 20	200	23.100.14.220
Type Foley, 2 voies, 5-15 ml, CH 22	100	23.100.14.222
Type Foley, 2 voies, 15-30 ml, CH 24	100	23.100.14.224
Type Foley, 2 voies, 30 ml, CH 16	200	23.100.24.216
Type Foley, 2 voies, 30 ml, CH 18	200	23.100.24.218
Type Foley, 2 voies, 30-50 ml, CH 20	100	23.100.24.220
Type Foley, 2 voies, 30-50 ml, CH 22	100	23.100.24.222
Type Foley, 2 voies, 30-50 ml, CH 24	200	23.100.24.224



RÉF. 23.100.22.100

Sonde à ballonnet en latex siliconé

Description	Pack	RÉF.
Type Foley, 3 voies, CH 16	10	23.100.16.100
Type Foley, 3 voies, CH 18	10	23.100.18.100
Type Foley, 3 voies, CH 20	10	23.100.20.100
Type Foley, 3 voies, CH 22	10	23.100.22.100
Type Foley, 3 voies, CH 24	10	23.100.24.100
Type Foley, 3 voies, CH 26	10	23.100.26.100
Type Foley, 3 voies, CH 28	10	23.100.28.100

Poches à urine/sécrétions



RÉF. 53.074.15.090



RÉF. 53.077.21.090



RÉF. 53.712.02.000



RÉF. 53.711.05.000

Nos poches à sécrétions et à urine sont en partie équipées d'une valve anti-retour et d'un robinet de purge.

Description	Pack	RÉF.
Poche à urine/sécrétions, 1,5 l, stérile	100	53.074.15.090
Poche à urine/sécrétions, 1,5 l, valve anti-retour, stérile	100	53.076.15.090
Poche à urine, 2,0 l, valve anti-retour, avec drain, non stérile	250	53.077.21.090
Poche à urine, 2,0 l, valve anti-retour, avec drain, stérile	200	53.077.22.090
Poche à urine, D4, 2,0 l, stérile	50	53.712.02.000
Poche d'irrigation, 4,0 l, stérile	20	53.711.05.000



Poches à urine/sécrétions



RÉF. 53.712.08.000



RÉF. 53.712.06.090

Nous vous proposons une sélection de systèmes de drainage urinaire clos qui sont adaptés aux différents besoins et exigences.

Équipement

- Connecteur étagé universel
- Point de prélèvement d'urine sans aiguille
- Chambre compte-gouttes avec valve anti-reflux intégrée
- Graduation claire en ml
- Ventilation de poche étanche aux bactéries et aux liquides
- Tubulure résistante aux pliures avec bride coulissante/pince pour drap
- Double crochet stable avec lanière pour une fixation sûre du système
- Valve de vidange au fond avec fermeture d'une main ou commande à glissière

Description	Pack	RÉF.
Système de drainage urinaire clos, D8, avec fonction de mesure horaire, stérile	10	53.712.08.000
Système de drainage urinaire clos, D6, 2,0 l, tubulure de 120 cm, stérile	20	53.712.06.000
Système de drainage urinaire clos, tubulure de 100 cm, stérile	20	53.712.06.090
Système de drainage urinaire clos, tubulure de 120 cm, stérile	20	53.712.06.095

Divers/Accessoires



RÉF. 76.380.42.000



RÉF. 53.711.02.051

Description	Pack	RÉF.
Poche à urine, pédiatrique	3000	76.380.42.000
Bouteille à urine, mâle, 1 l	25	66.031.01.000
Suspension de poche à urine, ronde	250	53.711.02.051
Set de sonde Dahlhausen type 1	25	94.000.00.101