


Housses pour poignée de luminaire stériles **NOUVEAU**

Co-développées et recommandées par

Dr. Mach
medical lighting + technology




RÉF. 42.700.01.001



RÉF. 42.700.01.001



RÉF. 42.700.01.002



RÉF. 42.700.01.002

Les housses de 12 cm et 15 cm servent au traitement stérile de la poignée chirurgicale afin d'assurer l'ajustement optimal de la source d'éclairage dans le cadre d'une opération.

Deux options sont disponibles :

- Housse à un seul niveau de dentelure (42.700.01.001)
- Housse à 3 niveaux de dentelures de longueurs différentes pour un fonctionnement antidérapant de la poignée du luminaire (42.700.01.002)

Avantages :

- Gain de temps et économies par rapport au traitement conventionnel des poignées de luminaires
- Produit jetable sans latex
- Maniement aisé
- Convient à toutes les poignées de luminaires chirurgicaux standard

Matériau : PE

Stérile : Oui

Longueur : 12 cm/15 cm

Unité : 200 pcs

Longueur	Qté boîte/unité	RÉF
12 cm	50/200	42.700.01.001
15 cm	50/200	42.700.01.002