

**NOUVEAU**



## Secco™ | Secco Protect™

Systèmes de gestion des matières fécales

Poche de recueil de matières fécales

Sets d'irrigation

Limite les contaminations par des matières fécales et contribue à un environnement sain

**Secco™ FMS est un système de drainage de matières fécales clos destiné à l'évacuation hygiénique de selles semi-liquides et liquides**

- Réduit les irritations cutanées et les escarres
- Protège le patient et le personnel contre toute infection
- Réduit les complications et raccourcit la durée d'hospitalisation
- Protège les plaies de toute contamination
- Contrôle les odeurs et améliore le confort des patients
- Réduit les coûts induits par l'incontinence fécale
- Préserve la dignité des patients



Interface de connexion à la poche et système de fixation




Seringue à usage unique, 45 ml



Port ballonnet (blanc) et site d'irrigation (bleu)



Site de prélèvement



Repère de positionnement

## Une utilisation simple et sûre


Secco™ est équipée d'une technologie de super-absorbant unique destinée à gélifier les selles infectieuses et liquides. Elle prévient la propagation de matières infectieuses lors du recueil et de l'élimination des selles. La surface EasyFlush unique prévient l'occlusion des tubulures et retient efficacement les odeurs.

### Une utilisation simple et sûre

- Manipulation facile
- Introduction aisée
- Élimination sûre



Filtres anti-odeurs au dos de la poche



Ballonnet de rétention à faible pression



Poche de recueil de 1500 ml avec super-absorbant

## Secco Protect™

L'évolution logique du système de drainage fécal éprouvé

**Secco Protect™ présente les propriétés de notre système de drainage fécal éprouvé depuis de nombreuses années :**

- Réduit les irritations cutanées et les escarres
- Protège le patient et le personnel contre toute infection
- Réduit les complications et raccourcit la durée d'hospitalisation
- Protège les plaies de toute contamination
- Contrôle les odeurs et améliore le confort des patients
- Réduit les coûts induits par l'incontinence fécale
- Préserve la dignité des patients



Ballonnet de rétention à faible pression et marquage de localisation de cathéter



Insert pour doigt/guide d'introduction



Bleu : site d'irrigation  
Blanc : port de gonflage du ballonnet avec valve de détente intégrée



Site de prélèvement



Seringue à usage unique, 45 ml  
Bouchon de rechange pour interface de connexion à la poche

## Secco Protect™

La prochaine génération garante de plus de sécurité et d'une utilisation améliorée

### Une utilisation simple et sûre

- Introduction encore plus aisée grâce au nouvel insert pour doigt au niveau du ballonnet de rétention
- La nouvelle valve de détente prévient tout remplissage excessif du ballonnet de rétention et offre plus de sécurité pour le patient
- Les bouchons de rechange permettent un changement plus hygiénique de la poche de recueil

Secco Protect™ est équipée d'une technologie de super-absorbante unique destinée à la gélification de selles infectieuses et liquides. Elle prévient la propagation de matières infectieuses lors du recueil et de l'élimination des selles. La surface EasyFlush unique prévient l'occlusion des tubulures et retient efficacement les odeurs.



Filtres anti-odeurs au dos de la poche



Poche de recueil de 1500 ml avec super-absorbant



Interface de connexion à la poche avec bouchon de rechange et système de fixation



# Secco™ | Secco Protect™

Préservent bien plus que la dignité des patients



REF 52.000.00.150



REF 52.000.00.100

L'incontinence fécale est un problème désagréable pour chaque patient affecté et exerce une importante influence sur la préservation de la dignité des patients et la prévention d'infections croisées et de lésions cutanées.

## Secco™ | Secco Protect™ font bien plus que préserver la dignité des patients

- Le séjour hospitalier prolongé par Clostridium difficile se traduit par d'importants coûts
- Les patients atteints d'incontinence fécale sont exposés à un risque trois fois supérieur de développer une escarre
- Secco™ vous permet de disposer d'un groupe de produits de haute qualité

| Description   | RÉF           |
|---|---------------|
| Secco™ – système de drainage fécal clos                           | 52.000.00.100 |
| Secco Protect™ – système de drainage fécal clos                   | 52.000.00.150 |
| Poche de rechange pour systèmes de drainage fécal clos, 10 pièces | 52.000.00.200 |

## Contenu de set

- Sonde rectale flexible avec ballonnet à basse pression (silicone) et site d'irrigation (longueur : 170 cm)
- 3 x poches de recueil de 1500 ml avec matériau super-absorbant
- 3 x bouchons de rechange (pour Secco Protect™)
- Interface de connexion à la poche avec bandes auto-agrippantes à suspendre au lit du patient
- Mode d'emploi
- Seringue de 45 ml
- Clamp

# Poche de recueil de matières fécales



Poche de recueil de matières fécales, auto-adhésive, avec raccord pour sac collecteur

| Description   | RÉF           |
|---|---------------|
| Poche de recueil de matières fécales, auto-adhésive, avec raccord pour sac collecteur | 52.000.00.201 |



Raccord pour sac collecteur

## Vos avantages

- Une solution simple et hygiénique pour les patients atteints de diarrhées
- Un maintien sûr permis par une plaque auto-adhésive à découper qui étanchéifie la zone anale et protège la peau
- Disponible avec deux bouchons
  - » En présence de selles liquides : raccord pour sac collecteur
  - » En présence de selles molles : avec ouverture à déplier refermable

## Sets d'irrigation



Set d'irrigation clos, avec valve, stérile



Système de lavage par irrigation, stérile



Poche d'irrigation 2000 ml, stérile

| Description                               | RÉF           |
|---|---------------|
| Set d'irrigation avec valve, stérile      | 05.000.22.665 |
| Système de lavage par irrigation, stérile | 05.000.22.899 |
| Poche d'irrigation 2000 ml, stérile       | 05.000.22.898 |



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49(2236)39 13-0  
Fax: +49(2236)39 13-109  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)