

Tout le meilleur pour l'hôpital



ATRAUMA

Cathéters d'aspiration atraumatiques

 **DAHLHAUSEN®**

ATRAUMA | CATHÉTERS D'ASPIRATION ATRAUMATIQUES

Le cathéter d'aspiration atraumatique avec jupe et orifice à deux yeux latéraux minimise les lésions des muqueuses au cours de la procédure d'aspiration. Les cathéters d'aspiration se composent d'une tubulure présentant une géométrie effilée définie et d'un connecteur avec entonnoir.



RÉF. 07.010.16.143

POINTE DE CATHÉTER DROITE

	TAILLE	LONGUEUR	UV	PZN	RÉF
	CH 10	60 cm	100	3656155	07.010.10.143
	CH 12	60 cm	100	3656244	07.010.12.143
	CH 14	60 cm	100	3656273	07.010.14.143
	CH 16	60 cm	100	3656310	07.010.16.143
	CH 10	60 cm	800	10518258	07.011.10.143
	CH 12	60 cm	800	10518264	07.011.12.143
	CH 14	60 cm	800	10518270	07.011.14.143
	CH 16	60 cm	800	10518287	07.011.16.143

Moyens auxiliaires : 01.99.01.007



Tubulure d'aspiration endotrachéale

ACCESSOIRES FACULTATIFS

DESCRIPTION	UV	RÉF
Tubulure d'aspiration endotrachéale – 200 cm avec prise d'air et 2 clamps, extrémité lisse	30 pièces	05.000.22.657
Tubulure d'aspiration endotrachéale – 200 cm avec prise d'air et 2 clamps, avec tubulure	30 pièces	05.000.22.658



Set d'aspiration endotrachéale destiné au recueil de sécrétions bronchiques

DESCRIPTION	UV	PZN	RÉF
Set d'aspiration endotrachéale avec entonnoir et prise d'air	60 pièces	97487212	07.098.00.000
Set d'aspiration endotrachéale avec entonnoir et connecteur cannelé	60 pièces	08825042	07.098.00.003
Récipient collecteur de sécrétions (10 ml)	60 pièces	10033851	07.098.00.001