



## Respiration et anesthésie

Circuits de respiration

Filtres antibactériens et antiviraux

Catheter mounts

# Circuits de respiration – SOINS INTENSIFS

## Kits



Circuit de respiration – tubulure annelée



Circuit de respiration – tubulure annelée avec piège à eau inspiratoire/expiratoire



Circuit de respiration – tubulure extensible



Circuit de respiration – tubulure extensible avec piège à eau inspiratoire/expiratoire

Retrouvez ici une brève sélection de nos kits. Kits supplémentaires sur demande.

### Tubulure annelée

Circuit de respiration – simple

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.020.21.210
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.921.18.006
Pédiatrique	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.020.16.703

Circuit de respiration – avec piège à eau inspiratoire/expiratoire

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.115.74.701
Pédiatrique	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.115.74.702

### Tubulure extensible

Circuit de respiration – simple

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	80-180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.922.18.200
Adulte	100-300 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.922.30.002
Pédiatrique	50-150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.020.16.710

Circuit de respiration – avec piège à eau inspiratoire/expiratoire

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	100-300 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.922.25.100

# Circuits de respiration – SOINS INTENSIFS

## Kits



Circuit de respiration – tube intérieur lisse

### Tube intérieur lisse

Circuit de respiration – simple

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.923.18.100
Adulte	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.500.13.201
Pédiatrique	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.500.13.200



Circuit de respiration – tube intérieur lisse avec piège à eau inspiratoire/expiratoire

Circuit de respiration – avec piège à eau inspiratoire/expiratoire

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.923.18.004
Pédiatrique	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub>	43.913.15.200

### Kits InEx (coaxiaux)

Circuit de respiration – InEx simple

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	180 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.003.05.533
Adulte	150 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.003.05.535
Adulte	200 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.003.05.536
Adulte	300 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.003.05.534
Pédiatrique	150 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.500.41.500



Circuit de respiration – kit InEx

Circuit de respiration – InEx avec ligne de prélèvement de gaz

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	150 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.003.05.537
Adulte	200 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.003.05.538
Adulte	300 cm	coude avec port CO <sub>2</sub>	43.003.05.539

Circuit de respiration – kits InEx

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	200 cm	coude avec port CO <sub>2</sub> , port, filtre/filtre HME, catheter mount	43.924.20.100
Adulte	150 cm	coude avec port CO <sub>2</sub> , port, filtre/filtre HME, catheter mount	43.924.15.100
Adulte	300 cm	coude avec port CO <sub>2</sub> , port, filtre/filtre HME, catheter mount	43.924.30.100

# Circuits de respiration – ANESTHÉSIE

## Kits



Circuit de respiration – tubulure annelée avec ballon de ventilation/tubulure de branche



Circuit de respiration – tubulure annelée avec ballon de ventilation/tubulure de branche et piège à eau inspiratoire/expiratoire



Circuit de respiration – tubulure extensible avec ballon de ventilation/tubulure de branche et piège à eau inspiratoire/expiratoire

### Tubulure annelée

Circuit de respiration – avec ballon de ventilation/tubulure de branche

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	160 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.921.16.100
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.921.18.100
Pédiatrique	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 1 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 160 cm	43.911.15.100

Circuit de respiration – avec piège à eau insp./exp., tubulure de branche

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.921.18.200

### Tubulure extensible

Circuit de respiration – avec ballon de ventilation/tubulure de branche

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	50-180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.922.18.300
Pédiatrique	50-150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 1 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 120 cm	43.020.16.711

Circuit de respiration – avec piège à eau insp./exp., tubulure de branche

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	90-250 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.922.25.200

# Circuits de respiration – ANESTHÉSIE

## Kits



Circuit de respiration – tube intérieur lisse avec ballon de ventilation/tubulure de branche



Circuit de respiration – kit InEx avec ballon de ventilation/tubulure de branche

### Tube intérieur lisse

Circuit de respiration – avec ballon de ventilation/tubulure de branche

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.500.12.700
Pédiatrique	150 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 1 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.913.15.300

Circuit de respiration – avec piège à eau insp./exp., tubulure de branche

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	180 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.923.18.400
Pédiatrique	120 cm	coude avec pièce en Y et port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 1 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.913.15.400

### Kits InEx (coaxiaux)

Circuit de respiration – avec ballon de ventilation/tubulure de branche

Type	Longueur	Pièces individuelles	RÉF.
Adulte	200 cm	coude avec port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 2 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.562.00.011
Pédiatrique	150 cm	coude avec port CO <sub>2</sub> , ballon de ventilation de 1 l, tubulure annelée pour ballon de ventilation de 150 cm	43.914.15.200





## Filtre antibactérien et antiviral



RÉF. 43.009.05.096

Type	Poids (g)	Volume courant (ml)	Espace mort
Adulte, rond, port CO <sub>2</sub>	40	300-1500	38

Filtration % B/V	HME	Taille	RÉF.
99,999/99,999	NON	22/15F-22/15M	43.009.05.096



RÉF. 43.009.05.708

Type	Poids (g)	Volume courant (ml)	Espace mort
Adulte, rond, port CO <sub>2</sub>	29	300-1500	45

Filtration % B/V	HME	Taille	RÉF.
99,999/99,999	OUI	22/15F	43.009.05.708



RÉF. 43.009.05.097

Type	Poids (g)	Volume courant (ml)	Espace mort
Adulte, rond, stérile, port CO <sub>2</sub>	29	300-1500	45

Filtration % B/V	HME	Taille	RÉF.
99,999/99,999	NON	22/15F-22/15M	43.009.05.097



RÉF. 43.009.05.707

Type	Poids (g)	Volume courant (ml)	Espace mort
Adulte, rond, stérile, port CO <sub>2</sub>	29	300-1500	45

Filtration % B/V	HME	Taille	RÉF.
99,999/99,999	OUI	22/15F-22/15M	43.009.05.707

# Catheter mounts

## Pièces individuelles



Avec capuchon pour bronchoscope, rotule 15M



Avec capuchon pour bronchoscope, rotule 22F



Avec capuchon pour bronchoscope, extensible 15M



Droit 15M-15F

### Catheter mounts avec capuchon pour bronchoscope, rotule 15M

Type	RÉF.
5 cm	13.503.00.005
10 cm	13.503.00.010
15 cm	13.503.00.015
20 cm	13.503.00.020

### Catheter mounts avec capuchon pour bronchoscope, rotule 22F

Type	RÉF.
5 cm	13.504.00.005
10 cm	13.504.00.010
15 cm	13.504.00.015
20 cm	13.504.00.020

### Catheter mounts avec capuchon pour bronchoscope, extensible 15M

Type	RÉF.
15 cm	13.506.00.015
20 cm	13.506.00.020

### Catheter mounts droits 15M-15F

Type	RÉF.
5 cm	13.502.00.005
10 cm	43.500.15.100
15 cm	13.502.00.015
20 cm	13.502.00.020

### Catheter mounts droits 15M-22F

Type	RÉF.
5 cm	13.501.00.005
10 cm	13.501.00.010
15 cm	13.501.00.015
20 cm	13.501.00.020



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49 (0) 2236 3913 - 0  
Fax: +49 (0) 2236 3913 - 409  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)