

Sans DEHP / BBP / DBP



Gamme Oxygène

Canule à oxygène

Masque à oxygène

Nébuliseur

Cathéter à oxygène

Tubulure de raccordement

Canule à oxygène



RÉF. 01.000.01.601



RÉF. 01.000.01.602



RÉF. 01.000.01.750



RÉF. 01.000.01.751

Canule à oxygène à embout souple droit

Tubulure non écrasable 210 cm et connecteur standard

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Nouveau-né	Non	50	01.000.01.601
Pédiatrique	Non	50	01.000.01.602
Adulte	Non	50	01.000.01.750

Canule à oxygène à embout souple droit

Tubulure non écrasable 420 cm et connecteur standard

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.00.319

Canule à oxygène à embout souple courbe

Tubulure non écrasable 210 cm et connecteur standard

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.01.751

Tous les produits de la gamme oxygène sont exempts de latex et de DEHP.

Masque à oxygène



RÉF. 01.000.01.120



RÉF. 01.000.08.115



RÉF. 01.000.08.110



RÉF. 01.000.08.130

Masque à oxygène pour aérosol

Maintien sous le menton, sans tubulure

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Pédiatrique	Non	50	01.000.01.121
Adulte	Non	50	01.000.01.120

Masque à oxygène

Maintien sous le menton, sans tubulure

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Nouveau-né	Non	50	01.000.08.113
Adulte	Non	50	01.000.08.115

Masque à oxygène

Maintien sous le menton, tubulure non écrasable 210 cm avec 2 connecteurs standard

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Pédiatrique	Non	50	01.000.01.122
Adulte	Non	50	01.000.08.110

Masque à oxygène à haute concentration

Maintien sous le menton, tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard, valves bilatérales (non recyclantes) avec ballonnet de recyclage

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Pédiatrique	Non	50	01.000.08.131
Adulte	Non	50	01.000.08.130

Masque à oxygène à haute concentration

Maintien sous le menton, tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard, valve unilatérale (en partie recyclante) avec ballonnet de recyclage

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.08.132

Masque à oxygène

Trachéotomie



RÉF. 01.000.01.118



RÉF. 01.000.01.119

Masque à oxygène intégral

Connecteur de 6 mm/22 mm et bande élastique

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte, connecteur 6 mm	Non	50	01.000.01.116
Adulte, connecteur 22 mm	Non	50	01.000.01.117

Masque à oxygène pour trachéotomie

Connecteur de 6 mm et bande élastique

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Pédiatrique/Adulte	Non	50	01.000.01.118

Masque à oxygène pour trachéotomie

Connecteur de 22 mm et bande élastique

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Pédiatrique/Adulte	Non	50	01.000.01.119



Nébuliseur



RÉF. 01.000.08.753

Set de nébuliseur (aérosol)

Masque maintien sous le menton, tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard + universel, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Pédiatrique	Non	50	01.000.08.752
Adulte	Non	50	01.000.08.753

Set de nébuliseur (aérosol)

Masque maintien sous le menton, tubulure non écrasable 210 cm avec 2 connecteurs standard, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Pédiatrique	Non	50	01.000.08.852
Adulte	Non	50	01.000.08.853



RÉF. 01.000.08.853

Kit d'embout en T pour nébuliseur

Embout buccal en T, tubulure annelée 15 cm, tubulure non écrasable 210 cm avec 2 connecteurs standard, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.08.900



RÉF. 01.000.08.900

Nébuliseur



RÉF. 01.000.08.901

Kit d'embout en T pour nébuliseur

Embout buccal en T, tubulure annelée 15 cm, tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard + universel, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.08.901



RÉF. 01.000.08.903

Kit d'embout en T pour nébuliseur

Pour l'intégration à un circuit de respiration, embout en T avec connecteur 22M/15F des deux côtés, tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard + universel, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	100	01.000.08.903



RÉF. 01.000.08.904

Système de thérapie par nébuliseur

Pour l'intégration à un circuit de respiration, embout en T avec connecteur 22F-22M/15F des deux côtés avec valve anti-retour, tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard + universel, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.08.904

Nébuliseur



RÉF. 01.000.09.100

Système de thérapie par nébuliseur

Pour l'intégration à un circuit de respiration, embout en T avec connecteurs 22F-22M/15F des deux côtés, avec valve anti-retour, tubulure non écrasable 210 cm et 2 connecteurs standard, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.08.905

Système de thérapie clos par nébuliseur

Avec embout buccal, pièce en Y avec valve expiratoire, filtre et valve d'inspiration avec embout en T avec tubulure annelée, tubulure non écrasable 210 cm et 2 connecteurs standard, nébuliseur 6 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte (système clos)	Non	50	01.000.09.100



RÉF. 01.000.08.924

Système de nébuliseur (aérosol)

Masque maintien sous le menton, tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard + universel, nébuliseur 20 ml

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Adulte	Non	50	01.000.08.924



Cathéter à oxygène



RÉF. 07.061.08.100

Cathéter à oxygène

OEil distal, compresse fixe, connecteur étagé (mâle), 40 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 08	Oui	600	07.060.08.100
	CH 10	Oui	600	07.060.10.100
	CH 12	Oui	600	07.060.12.100
	CH 14	Oui	600	07.060.14.100



RÉF. 07.061.08.110

Cathéter à oxygène

OEil distal, compresse fixe, connecteur conique (femelle), 40 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 08	Oui	600	07.061.08.110
	CH 10	Oui	600	07.061.10.110
	CH 12	Oui	600	07.061.12.110
	CH 14	Oui	600	07.061.14.110

Cathéter à oxygène

OEil distal, yeux latéraux, ouverture atraumatique, compresse libre, connecteur étagé (mâle), 40 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 08	Oui	600	07.061.08.200
	CH 10	Oui	600	07.061.10.200
	CH 12	Oui	600	07.061.12.200
	CH 14	Oui	600	07.061.14.200

Cathéter à oxygène

OEil distal, 4 yeux latéraux, sans compresse, connecteur étagé (mâle), 40 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 10	Oui	600	07.059.10.250
	CH 12	Oui	600	07.059.12.250

Cathéter à oxygène

OEil distal, 4 yeux latéraux, compresse libre, connecteur conique, 220 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 14	Oui	150	07.061.14.220

Tubulure de raccordement à oxygène



RÉF. 01.000.02.002

Tubulure de raccordement à oxygène

Tubulure non écrasable avec 2 connecteurs standard

Longueur	Stérile	Pack	RÉF.
210 cm	Non	50	01.000.02.002
210 cm	Oui	50	01.000.02.003
426 cm	Non	50	01.000.02.014
700 cm	Non	25	01.000.02.018



RÉF. 01.000.02.014

Tubulure de raccordement à oxygène

Tubulure non écrasable 210 cm avec connecteur standard + universel

Longueur	Stérile	Pack	RÉF.
210 cm	Non	50	01.000.02.099

Tubulure de raccordement à oxygène

Tubulure non écrasable 200 cm, coloris vert, avec connecteur conique/drain

Longueur	Stérile	Pack	RÉF.
200 cm	Oui	50	07.062.14.111



RÉF. 07.062.14.111

Tubulure de raccordement à oxygène

Tubulure non écrasable 200 cm, coloris vert, avec connecteur lisse/conique

Longueur	Stérile	Pack	RÉF.
200 cm	Oui	50	07.062.16.110





Tubulure de raccordement à oxygène



RÉF. 07.062.00.080


Tubulure de raccordement à oxygène

Coloris vert, connecteur conique/conique, 180 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 14	Oui	150	07.062.00.080
	CH 16	Oui	150	07.062.16.180

Tubulure de raccordement à oxygène

Coloris vert, connecteur conique/conique, 200 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 16	Oui	150	07.062.16.200



RÉF. 40.000.90.300


Tubulure de raccordement à oxygène

Coloris vert, tubulures lisses bilatérales, 200 cm

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 24	Oui	75	07.062.00.200

Débitmètre à bulle de gaz, transparent (PVC)


Diamètre interne de la tubulure 3,3 mm,
rouleau de 30 m (en vrac)

	Taille	Stérile	Pack	RÉF.
	CH 10	Non	1	40.000.90.300

Connecteurs



Connecteur étagé (mâle)



Connecteur conique (femelle)



Connecteur standard



Connecteur universel



Connecteur de drain



Connecteur de latex bleu



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913 - 0
Fax: +49 (0) 2236 3913 - 409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de