

# Intubation

Laryngoscopes

Laryngoscopes vidéo

Sondes endotrachéales


Canules

Masques respiratoires

Dispositifs de réanimation et composants

# Laryngoscopes

## Lames




RÉF. 90.003.10.030-040

### Lame flexible PJD à fibre optique

Avec conducteur optique intégré et embout flexible pour le soulèvement de l'épiglotte

Description	Pack	RÉF.
Taille 3	1	90.003.10.030
Taille 4	1	90.003.10.040



RÉF. 90.003.10.080-500

### Lame McIntosh PJD à fibre optique

Avec conducteur optique intégré

Description	Pack	RÉF.
Taille 00	1	90.003.10.070
Taille 0	1	90.003.10.080
Taille 1	1	90.003.10.100
Taille 2	1	90.003.10.200
Taille 3	1	90.003.10.300
Taille 4	1	90.003.10.400
Taille 5	1	90.003.10.500



RÉF. 90.003.10.699-705

### Lame McIntosh PJD à fibre optique

Avec conducteur optique intégré – à usage unique

Description	Pack	RÉF.
Taille 00	1	90.003.10.699
Taille 0	1	90.003.10.700
Taille 1	1	90.003.10.701
Taille 2	1	90.003.10.702
Taille 3	1	90.003.10.703
Taille 4	1	90.003.10.704
Taille 5	1	90.003.10.705

# Laryngoscopes

## Lames



RÉF. 90.003.96.999-97.004

### Lame Miller PJD à fibre optique

Avec conducteur optique intégré

Description	Pack	RÉF.
Taille 00	1	90.003.96.999
Taille 0	1	90.003.97.000
Taille 1	1	90.003.97.001
Taille 2	1	90.003.97.002
Taille 3	1	90.003.97.003
Taille 4	1	90.003.97.004

### Lame Miller PJD à fibre optique


Avec conducteur optique intégré – à usage unique

Description	Pack	RÉF.
Taille 00	1	90.003.10.799
Taille 0	1	90.003.10.800
Taille 1	1	90.003.10.801
Taille 2	1	90.003.10.802
Taille 3	1	90.003.10.803



# Laryngoscopes

Pièces de rechange, accessoires et manches



RÉF. 90.003.09.670-660

## Manche – LED – fibre optique

Description	Pack	RÉF.
20 mm Ø, nouveau-né, avec pile	1	90.003.09.002
20 mm Ø, pédiatrique, avec pile	1	90.003.09.670
30 mm Ø, adulte, avec pile	1	90.003.09.660
30 mm Ø, « col court », adulte, avec pile	1	90.003.09.680



RÉF. 90.003.09.002

## Manche – LED – avec pile – à usage unique

Description	Pack	RÉF.
30 mm Ø, adulte, extra léger	1	90.003.09.003
30 mm Ø, adulte	1	90.003.10.760

## Capsule LED de remplacement

Description	Pack	RÉF.
Capsule LED	1	90.003.09.001



RÉF. 90.003.09.003



RÉF. 90.003.08.999-09.000

## Kit de laryngoscope PJD à LED – fibre optique – kit complet

Avec 3 lames McIntosh et pile

Description	Pack	RÉF.
Manche avec pile, pédiatrique, avec 3 lames, tailles 0, 1 et 2	1	90.003.08.999
Manche avec pile, adulte, avec 3 lames, tailles 2, 3 et 4	1	90.003.09.000

Kits supplémentaires sur demande.

# Laryngoscope Vidéo

Système pour lames à usage unique



REF 91.000.01.002



REF 91.000.03.001 - 004



REF 91.000.05.000

## Principaux Avantages

- Portable
- Abordable
- Durable
- Haute Définition

Le laryngoscope vidéo pour lames à usage unique permet une intubation plus aisée même si les voies respiratoires sont difficiles d'accès. Le laryngoscope est équipé d'un écran LCD généreux de 3,5" pivotant et inclinable. Le dispositif peut prendre des photos et enregistrer des vidéos. Les images sont transmises au format (.jpg) et les vidéos sont transmises au format (.mp4). Les données sont transférées par le biais d'un câble USB. Un fonctionnement simple perfectionne le dispositif.

Description	RÉF.
Laryngoscope vidéo pour lames à usage unique	91.000.01.002

Description	RÉF.
Lames à usage unique Mac 1, pédiatrique	91.000.03.001
Lames à usage unique Mac 2, pédiatrique	91.000.03.002
Lames à usage unique Mac 3, adulte	91.000.03.003
Lames à usage unique Mac 4, adulte	91.000.03.004
Lames à usage unique MAC DX3, adulte, pour voies aériennes difficiles	91.000.03.005

Description	RÉF.
Pochette EMS pour laryngoscope vidéo, bleu	91.000.05.000

Composants	Paramètres	Données techniques
Ecran	Taille	3.5" plein écran
	Ecran	LCD
	Résolution	640*480 (RGB)
	Format d'écran	4:3
	Ratio de Rafraichissement vidéo	30 FPS
	Illumination	LED
Lame de laryngoscope camera incluse	Résolution	2.0 MPixels
	Luminosité	≥ 800 LUX
Batterie	Type	Batterie Lithium rechargeable
	Durée de marche	≥ 120 minutes
	Voltage	3.7 V
	Capacité	3,400 mAh
	Durée de vie	Plus de 300 fois
	Cycle de charge	approx. 8 heures
Adaptateur secteur	Port de charge	Micro USB
	Alimentation	100-240 V, 50-60 Hz, 0.15 A
	Output	5 V, 1.0 A
Conditions de transport/stockage	Température	- 20 °C to + 60 °C
	Humidité	10-95 %
Conditions de fonctionnement	Température	+ 5 °C to + 40 °C
	Humidité	10-95 %
Fonction unique antibuée	Fonction antibuée dès la mise sous tension, sans préchauffage	
Poids	313 g (léger, portable, confortable)	
Fonction Photo/Vidéo	Bouton sur la poignée pour prendre un instantané. Carte mémoire interne 4G pour stocker les fichiers. Utiliser le câble USB pour connecter l'écran externe et télécharger.	
Prise en main	Poignée courte au design confortable et ergonomique	

# Sondes endotrachéales


Stériles



RÉF. 44.000.09.060-090




RÉF. 44.000.10.035-100



RÉF. 44.000.11.020-080



RÉF. 44.000.00.006



RÉF. 44.000.00.001

## Sondes endotrachéales de Magill, avec œil de Murphy

Taille	Avec coussinet et fil-guide	Avec coussinet et sans fil-guide	Sans coussinet et sans fil-guide	Pack
2,0	–	–	44.000.11.020	100
2,5	–	–	44.000.11.025	100
3,0	–	44.000.10.036	44.000.11.030	100
3,5	–	44.000.10.035	44.000.11.035	100
4,0	–	44.000.10.040	44.000.11.040	100
4,5	–	44.000.10.045	44.000.11.045	100
5,0	–	44.000.10.050	44.000.11.050	100
5,5	–	44.000.10.055	44.000.11.055	100
6,0	44.000.09.060	44.000.10.060	44.000.11.060	100
6,5	44.000.09.065	44.000.10.065	44.000.11.065	100
7,0	44.000.09.070	44.000.10.070	44.000.11.070	100
7,5	44.000.09.075	44.000.10.075	44.000.11.075	100
8,0	44.000.09.080	44.000.10.080	44.000.11.080	100
8,5	44.000.09.085	44.000.10.085	–	100
9,0	44.000.09.090	44.000.10.090	–	100
9,5	–	44.000.10.095	–	100
10,0	–	44.000.10.100	–	100

## Fil-guide pour sondes endotrachéales

Conditionnement individuel, stérile

Description	Pack	RÉF.
CH 06, pour tailles de sonde ET 3,5-4,5	20	44.000.00.006
CH 10, pour tailles de sonde ET 5-6,5	20	44.000.00.001
CH 12, pour tailles de sonde ET 7-7,5	20	44.000.00.012
CH 14, pour tailles de sondes ET 8-10	20	44.000.00.014

# Sondes endotrachéales


Stériles



RÉF. 44.000.30.035-100



RÉF. 44.000.20.035-100




RÉF. 44.000.21.020-050

## Sondes endotrachéales préformées/renforcées, avec œil de Murphy

Taille	Préformée, avec coussinet et sans fil-guide	Renforcée, avec coussinet et fil-guide	Renforcée, sans coussinet et avec fil-guide	Pack
2,5	–	–	44.000.21.025	100
3,0	44.000.30.030	44.000.20.036	44.000.21.030	100
3,5	44.000.30.035	44.000.20.035	44.000.21.035	100
4,0	44.000.30.040	44.000.20.040	44.000.21.040	100
4,5	44.000.30.045	44.000.20.045	44.000.21.045	100
5,0	44.000.30.050	44.000.20.050	44.000.21.050	100
5,5	44.000.30.055	44.000.20.055	44.000.21.055	100
6,0	44.000.30.060	44.000.20.060	44.000.21.060	100
6,5	44.000.30.065	44.000.20.065	44.000.21.065	100
7,0	44.000.30.070	44.000.20.070	–	100
7,5	44.000.30.075	44.000.20.075	–	100
8,0	44.000.30.080	44.000.20.080	–	100
8,5	44.000.30.085	44.000.20.085	–	100
9,0	44.000.30.090	44.000.20.090	–	100
9,5	44.000.30.095	44.000.20.095	–	100
10,0	44.000.30.100	44.000.20.100	–	100

# Canules



RÉF. 73.890.00.000  
73.900.00.000-500

## Canules de Guedel

Conçues en PVC semi-transparent de qualité médicale avec cale-dents à codage couleur, rigidité standard, conditionnement individuel, stérile

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Taille 000, rose	oui	25	73.890.00.000
Taille 00, bleu	oui	25	73.900.00.000
Taille 0, noir	oui	25	73.900.00.010
Taille 1, blanc	oui	25	73.900.00.100
Taille 2, vert	oui	25	73.900.00.200
Taille 3, jaune	oui	25	73.900.00.300
Taille 4, rouge	oui	25	73.900.00.400
Taille 5, orange	oui	25	73.900.00.500

## Même produit – non stérile

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Taille 00, bleu	non	10	73.800.90.000
Taille 0, noir	non	10	73.800.90.010
Taille 1, blanc	non	10	73.800.90.100
Taille 2, vert	non	10	73.800.90.200
Taille 3, jaune	non	10	73.800.90.300
Taille 4, rouge	non	10	73.800.90.400
Taille 5, orange	non	10	73.800.90.500

Les tailles mentionnées ci-dessus correspondent au standard européen (une taille au dessus du standard US) et présentent un code couleur.



RÉF. 43.008.03.060

## Canules nasopharyngées (de type Wendl)

Conditionnement individuel, à usage unique

Description	Stérile	Pack	RÉF.
Taille 6,0	oui	20	43.008.03.060
Taille 6,5	oui	20	43.008.03.065
Taille 7,0	oui	20	43.008.03.070
Taille 7,5	oui	20	43.008.03.075
Taille 8,0	oui	20	43.008.03.080
Taille 8,5	oui	20	43.008.03.085



# Masques respiratoires

Masques respiratoires à usage unique



RÉF. 44.000.60.010-050

## Masque laryngé (silicone) – usage unique, stérile

Avec coussinet silicone gonflable

Description	Pack	RÉF.
Taille 1	50	44.000.60.010
Taille 1,5	50	44.000.60.015
Taille 2	50	44.000.60.020
Taille 2,5	50	44.000.60.025
Taille 3	50	44.000.60.030
Taille 4	50	44.000.60.040
Taille 5	50	44.000.60.050



RÉF. 51.480.00.000-006

## Masque respiratoire – à usage unique

Avec coussinet gonflable

Description	Pack	RÉF.
Taille 0, nouveau-né	50	51.480.00.000
Taille 1, nourrisson	50	51.480.00.001
Taille 2, pédiatrique	50	51.480.00.002
Taille 3, adulte, petit	50	51.480.00.003
Taille 4, adulte, intermédiaire	50	51.480.00.004
Taille 5, adulte, large	50	51.480.00.005
Taille 6, adulte, extra large	50	51.480.00.006



RÉF. 51.481.00.001-005

## Masque respiratoire – à usage unique ECOPlus

Coussinet ouvert

Description	Pack	RÉF.
Taille 1	50	51.481.00.001
Taille 2	50	51.481.00.002
Taille 3	50	51.481.00.003
Taille 4	50	51.481.00.004
Taille 5	50	51.481.00.005

# Masques respiratoires

## Masque en silicone



RÉF. 51.500.00.030-060

### Masque respiratoire – silicone

Coussinet gonflable, bleu

Description	Pack	RÉF.
Taille 3	100	51.500.00.030
Taille 4	100	51.500.00.040
Taille 5	100	51.500.00.050
Taille 6	100	51.500.00.060



RÉF. 51.500.00.010-012

### Masque respiratoire – 100 % silicone

Coussinet ouvert, transparent

Description	Pack	RÉF.
Taille 3	120	51.500.00.010
Taille 4	120	51.500.00.011
Taille 5	120	51.500.00.012



RÉF. 51.500.00.000-002

### Masque respiratoire – rond en silicone

Transparent

Description	Pack	RÉF.
Taille 0	1	51.500.00.000
Taille 0/1	1	51.500.00.001
Taille 2	1	51.500.00.002



RÉF. 51.500.00.003-005

### Masque respiratoire – silicone

Coussinet ouvert

Description	Pack	RÉF.
Taille 3	1	51.500.00.003
Taille 4	1	51.500.00.004
Taille 5	1	51.500.00.005

# Dispositifs de réanimation

## Kits de réanimation



RÉF. 48.010.55.004

### Kit de réanimation – nourrisson/pédiatrique/adulte

Avec réservoir d'oxygène, tubulure d'oxygène, deux masques et soupape – **à usage unique**

Description	Pack	RÉF.
Nourrisson, avec masques 0 et 1	24	48.010.55.104
Pédiatrique, avec masques 2 et 3	24	48.010.55.204
Adulte, avec masques 4 et 5	24	48.010.55.004

### Kit de réanimation – nourrisson

Avec soupape, 280 ml – **réutilisable**

Description	Pack	RÉF.
Avec masques 0 et 1	1	51.500.00.100
Avec masques 0 et 1, réservoir d'oxygène de 600 ml	1	51.500.00.303
Sans masque	1	51.500.00.458

### Kit de réanimation – pédiatrique

Avec soupape, 550 ml – **réutilisable**

Description	Pack	RÉF.
Avec masques 2 et 3	1	51.500.00.200
Avec masques 2 et 3, réservoir d'oxygène de 600 ml	1	51.500.00.302
Sans masque	1	51.500.00.454



RÉF. 51.500.00.300

### Kit de réanimation – adulte

Sans soupape, 1700 ml – **réutilisable**

Description	Pack	RÉF.
Avec masques 4 et 5	1	51.500.00.300
Avec masques 4 et 5, réservoir d'oxygène de 2500 ml	1	51.500.00.301
Sans masque	1	51.500.00.452
Sans masque et <b>avec soupape</b>	1	51.500.00.453

# Dispositifs de réanimation et composants

Description	Pack	RÉF.
Valve pour réservoir d'O <sub>2</sub>	1	51.500.00.436
Dispositif de réanimation en silicone, adulte, 1600 ml	24	51.500.00.452
Dispositif de réanimation en silicone, adulte, 1600 ml, avec soupape	24	51.500.00.453
Dispositif de réanimation en silicone, pédiatrique, 550 ml, avec soupape	24	51.500.00.454
Dispositif de réanimation en silicone, nouveau-né, 280 ml, avec soupape	24	51.500.00.458
Adaptateur valve PEP 22 mm	10	51.500.00.501
Valve d'entrée	1	51.500.00.528
Réservoir d'oxygène de 2500 ml	1	51.500.00.538
Réservoir d'oxygène de 600 ml	1	51.500.00.540



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49 (0) 2236 3913 - 0  
Fax: +49 (0) 2236 3913 - 409  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)