



## Laryngoscope Vidéo

Pour lames à usage unique

# Laryngoscope Vidéo

Système pour lames à usage unique



REF 91.000.01.002



REF 91.000.03.001 - 004



REF 91.000.05.000

## Principaux Avantages

- Portable
- Abordable
- Durable
- Haute Définition

Le laryngoscope vidéo pour lames à usage unique permet une intubation plus aisée même si les voies respiratoires sont difficiles d'accès. Le laryngoscope est équipé d'un écran LCD généreux de 3,5" pivotant et inclinable. Le dispositif peut prendre des photos et enregistrer des vidéos. Les images sont transmises au format (.jpg) et les vidéos sont transmises au format (.mp4). Les données sont transférées par le biais d'un câble USB. Un fonctionnement simple perfectionne le dispositif.

Description	RÉF.
Laryngoscope vidéo pour lames à usage unique	91.000.01.002

Description	RÉF.
Lames à usage unique Mac 1, pédiatrique	91.000.03.001
Lames à usage unique Mac 2, pédiatrique	91.000.03.002
Lames à usage unique Mac 3, adulte	91.000.03.003
Lames à usage unique Mac 4, adulte	91.000.03.004
Lames à usage unique MAC DX3, adulte, pour voies aériennes difficiles	91.000.03.005

Description	RÉF.
Pochette EMS pour laryngoscope vidéo, bleu	91.000.05.000

Composants	Paramètres	Données techniques
Ecran	Taille	3.5" plein écran
	Ecran	LCD
	Résolution	640*480 (RGB)
	Format d'écran	4:3
	Ratio de Rafraichissement vidéo	30 FPS
	Illumination	LED
Lame de laryngoscope camera incluse	Résolution	2.0 MPixels
	Luminosité	≥ 800 LUX
Batterie	Type	Batterie Lithium rechargeable
	Durée de marche	≥ 120 minutes
	Voltage	3.7 V
	Capacité	3,400 mAh
	Durée de vie	Plus de 300 fois
	Cycle de charge	approx. 8 heures
Adaptateur secteur	Port de charge	Micro USB
	Alimentation	100-240 V, 50-60 Hz, 0.15 A
	Output	5 V, 1.0 A
Conditions de transport/stockage	Température	- 20 °C to + 60 °C
	Humidité	10-95 %
Conditions de fonctionnement	Température	+ 5 °C to + 40 °C
	Humidité	10-95 %
Fonction unique antibuée	Fonction antibuée dès la mise sous tension, sans préchauffage	
Poids	313 g (léger, portable, confortable)	
Fonction Photo/Vidéo	Bouton sur la poignée pour prendre un instantané. Carte mémoire interne 4G pour stocker les fichiers. Utiliser le câble USB pour connecter l'écran externe et télécharger.	
Prise en main	Poignée courte au design confortable et ergonomique	