



Sanadep®

- » Tampons imprégnés d'alcool non pelucheux, 4 x 5 cm, imprégnés d'éthanol à 70 % avec 0,5 % de digluconate de chlorhexidine
- » Conditionnés dans un distributeur pratique avec patte adhésive sur le fond du récipient pour un positionnement ferme sur la table
- » Efficacité démontrée pour le nettoyage et la désinfection de la peau avant une injection ou un prélèvement de sang
- » Conditionnés par 150 ou 250 tampons par boîte

Mode d'emploi

Tampons imprégnés d'alcool pour le nettoyage et la désinfection de la peau intacte ou de toute autre surface. Veiller à ce que la peau ou la surface reste humidifiée pendant un temps d'exposition minimale de 30 secondes. Laisser sécher à l'air.

RÉF	Description	Conditionnement
78.000.13.100	Tampons Sanadep® pour nettoyage cutané	150 pcs
78.000.13.101	Tampons Sanadep® pour nettoyage cutané	250 pcs