



Gaines de protection pour sondes échographiques

Gynécologie/Urologie

Gynécologie/Urologie

DAHLHAUSEN propose une gamme exhaustive de gaines de protection jetables et d'accessoires qui correspondent aux transducteurs échographiques les plus fréquemment utilisés. Les têtes pour échographie sont protégées par des gaines. Les gaines pour sondes échographiques Dahlhausen offrent une protection contre les contaminations croisées des patients et du personnel, tout en améliorant l'efficacité et en prolongeant la durée de vie de vos équipements onéreux.



RÉF. 42.200.30.200



RÉF. 42.200.13.055



RÉF. 42.200.30.201

A utiliser pour les examens par échographie transvaginale et transrectale. Le matériau fin mais extrêmement résistant aux déchirures des gaines assure la répartition et la propagation optimales des ondes ultrasonores. L'ajustement serré des gaines préserve la transmission dans le gel et garantit un cliché échographique optimal. Les gaines de protection sont en partie ou totalement enroulées.



Gaines de protection pour sondes échographiques vaginales et rectales

Description	Matériau	Stérilité	UC	RÉF.
Gaine de protection pour sonde échographique, 20 x 200 mm	latex	non	2000	42.200.20.202
Gaine de protection pour sonde échographique, 20 x 200 mm	latex	oui	600	42.200.20.203
Gaine de protection pour sonde échographique, 26 x 200 mm	UC	non	300	42.200.26.201
Gaine de protection pour sonde échographique, 26 x 200 mm	latex	non	2000	42.200.26.203
Gaine de protection pour sonde échographique, 26 x 300 mm	UC	non	4000	42.200.26.301
Gaine de protection pour sonde échographique, 26 x 300 mm	latex	non	1800	42.200.26.303
Gaine de protection pour sonde échographique, 26 x 300 mm	latex	oui	600	42.200.26.305
Gaine de protection pour sonde échographique, 28 x 200 mm	latex	non	2400	42.200.28.202
Gaine de protection pour sonde échographique, 28 x 200 mm	latex	oui	600	42.200.28.203
Gaine de protection pour sonde échographique, 30 x 200 mm	UC	non	1500	42.200.30.201
Gaine de protection pour sonde échographique, 30 x 200 mm	latex	oui	600	42.200.30.203
Gaine de protection pour sonde échographique, 30 x 300 mm	UC	non	1500	42.200.30.301
Gaine de protection pour sonde échographique, 30 x 300 mm	latex	non	2200	42.200.30.303
Gaine de protection pour sonde échographique, 30 x 300 mm	latex	oui	600	42.200.30.305
Gaine de protection pour sonde échographique, 33 x 195 mm	latex	non	3300	42.200.33.197
Gaine de protection pour sonde échographique, 33 x 195 mm	latex	oui	600	42.200.33.198
Gaine de protection pour sonde échographique, 36 x 300 mm	latex	oui	540	42.200.36.301

D'autres gaines sont disponibles. Veuillez contacter votre conseiller en dispositifs médicaux.

Accessoires

Description	UC	RÉF.
Seringue avec gel pour échographie, 10 ml, stérile	200	42.200.00.001
Seringue avec gel pour échographie, 10 ml, non stérile	500	42.200.00.101
Gel pour échographie, 20 ml, stérile	800	42.200.00.010
Gel pour échographie, transparent, flacon de 250 ml	24	93.050.00.425
Gel pour échographie, transparent, flacon de 500 ml	24	93.050.00.435
Gel pour échographie, transparent, visqueux, flacon de 500 ml	24	93.050.00.436
Gel pour échographie, transparent, bouteille de 1 l	12	93.050.00.443
Gel pour échographie, transparent, visqueux, bouteille de 1 l	12	93.050.00.444
Gel pour échographie, transparent, bidon de 5 l	4	93.050.00.048
Gel pour échographie, visqueux, bidon de 5 l	4	93.050.00.049
Pompe pour gel pour échographie, bidon de 5 l	10	93.050.00.449
Gel pour échographie, cubitainer de 5 l	1	93.050.00.050
Robinet de décharge pour cubitainer de 5 l	30	93.050.00.051
Gel pour échographie, cubitainer de 5 l + robinet de décharge	1	93.050.00.052



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913-0
Fax: +49 (0) 2236 3913-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de