

Scalpels

Affûtés et sûrs

Affûtés et sûrs

Scalpels Präzisa



Les scalpels et lames de scalpel « Präzisa » vous offrent les avantages suivants :

- Affûtés
- Disponibles en différentes figures
- Manches en ABS bleu
- Stériles

Scalpels

Numéro de figure	PZN	RÉF
Figure 10	13832280	11.000.00.710
Figure 11	13832297	11.000.00.711
Figure 12	13832305	11.000.00.712
Figure 15	13832311	11.000.00.715
Figure 18	13832328	11.000.00.718
Figure 20	13832334	11.000.00.720
Figure 21	13832340	11.000.00.721
Figure 22	13832357	11.000.00.722
Figure 23	13832363	11.000.00.723
Figure 24	13832386	11.000.00.724

Lames de scalpel

Numéro de figure	PZN	RÉF
Figure 10	13832392	11.000.00.810
Figure 11	13832400	11.000.00.811
Figure 12	13832417	11.000.00.812
Figure 15	13832423	11.000.00.815
Figure 18	13832446	11.000.00.818
Figure 20	13832475	11.000.00.820
Figure 21	13832481	11.000.00.821
Figure 22	13832498	11.000.00.822
Figure 23	13832512	11.000.00.823
Figure 24	13832529	11.000.00.824

Scalpel « Long »

Numéro de figure	PZN	RÉF
Figure 10	09065900	11.000.00.410
Figure 11	09065917	11.000.00.411
Figure 15	09065923	11.000.00.415

Affûtés et sûrs

Scalpels Präzisa Plus



Les scalpels et lames de scalpel « Präzisa Plus » vous offrent les avantages suivants :

- Affûtage durable
- Disponibles en différentes figures
- Manches antidérapants en LDPE
- Stériles

Scalpels


Número de figure	PZN	RÉF
Figure 10	07490220	11.000.00.510
Figure 11	07490237	11.000.00.511
Figure 12	07490243	11.000.00.512
Figure 15	07490266	11.000.00.515
Figure 18	07490289	11.000.00.518
Figure 19	07490295	11.000.00.519
Figure 20	07490303	11.000.00.520
Figure 21	07490326	11.000.00.521
Figure 22	07490332	11.000.00.522
Figure 23	07490349	11.000.00.523
Figure 24	07490355	11.000.00.524

Lames de scalpel

Número de figure	PZN	RÉF
Figure 10	07490088	11.000.00.610
Figure 11	07490094	11.000.00.611
Figure 12	07490102	11.000.00.612
Figure 15	07490119	11.000.00.615
Figure 18	07490131	11.000.00.618
Figure 19	07490148	11.000.00.619
Figure 20	07490154	11.000.00.620
Figure 21	07490160	11.000.00.621
Figure 22	07490177	11.000.00.622
Figure 23	07490183	11.000.00.623
Figure 24	07490208	11.000.00.624

Affûtés et sûrs

Scalpels de sécurité




Nos scalpels de sécurité vous offrent les avantages suivants :

- Fourreau protège-lame transparent
- Le fourreau protège-lame peut être rouvert en première position
- Verrouillage durable et sûr en deuxième position
- Affûtage durable
- Disponibles en différentes figures
- Manches antidérapants en LDPE
- Stériles




Versions disponibles :

	Numéro de figure	PZN	RÉF
	Figure 10	12389109	11.000.10.910
	Figure 11	12389115	11.000.10.911
	Figure 15	12389121	11.000.10.915
	Figure 18	12389138	11.000.10.918
	Figure 19	12389144	11.000.10.919
	Figure 20	12389150	11.000.10.920
	Figure 21	12389167	11.000.10.921
	Figure 22	12389173	11.000.10.922
	Figure 23	12389196	11.000.10.923
	Figure 24	12389204	11.000.10.924



Affûtés et sûrs

Scalpels de section de fil et manches de scalpel



Nos scalpels de section de fil sont robustes et garantissent de par leur affûtage une extraction indolore des sutures.

Matériau	Longueur totale	RÉF
Lame : acier au carbone Dureté : 800 HV, court	6,4 cm	11.000.00.010
Lame : acier au carbone Dureté : 725 HV, long	11,0 cm	11.000.00.020
Scalpel de section de fil avec fermeture de sécurité		11.000.00.090



Nous vous proposons des manches de scalpel robustes et durables en acier inoxydable de qualité médicale disponibles en différentes tailles et qui conviennent à nos lames de scalpel.

Type de produit fabricant	RÉF
Taille 3	11.000.00.330
Taille 4	11.000.00.340
Taille 4 L	11.000.00.341



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Adam-Riese-Straße 4
50996 Köln · Germany
Phone: +49(2236)39 13-0
Fax: +49(2236)39 13-409
export@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de