



## Compresses chaud / froid

Les compresses de gel

# Compresse chaud / froid

Quand le temps presse



RÉF. 93.000.00.042



RÉF. 93.0.00.350

La substance de remplissage contenue dans les compresses chaud / froid est respectueuse de l'environnement. Le gel assure une diffusion homogène de la fraîcheur et de la chaleur au cours d'un usage thérapeutique. La poche qui retient le gel reste flexible, même à des températures négatives tout en résistante à l'eau bouillante. Les compresses peuvent être tout simplement réchauffées au four à micro-ondes. Nous proposons des housses protectrices avec les compresses qui servent à la protection hygiénique et évite les brûlures par effet thermique. Ces housses sont fabriquées en textile non-tissé. Nous proposons aussi pour les cas urgents des compresses rafraîchissantes instantanées. La fraîcheur est activée en quelques secondes lorsque la poche plastique interne est compressée. La compresse rafraîchissante instantanée est exclusivement destinée à un usage unique.

## Compresse chaud / froid, bleu

Taille (l x L)	Unité de conditionnement	RÉF
7,5 x 13 cm	1/50 pcs	93.000.00.039
11 x 14 cm	2 pcs/6 compresses	93.000.00.040
11 x 28 cm	2 pcs/6 compresses	93.000.00.041
16 x 26 cm	1/6 pcs	93.000.00.042
30 x 40 cm	1/4 pcs	93.000.00.044
7,5 x 35 cm	1/10 pcs	93.000.00.045
7,5 x 52 cm	1/10 pcs	93.000.00.046
11 x 14 cm	10 pcs	93.000.00.240
11 x 28 cm	25 pcs	93.000.00.241
16 x 26 cm	15 pcs	93.000.00.242
20 x 34 cm	10 pcs	93.000.00.243
7,5 x 35 cm	10 pcs	93.000.00.245

## Compresse chaud / froid, transparent

Taille (l x L)	Unité de conditionnement	RÉF
11 x 28 cm	25 pcs	93.000.00.350
11 x 14 cm	10 pcs	93.000.00.401
16 x 26 cm	15 pcs	93.000.00.402
20 x 34 cm	10 pcs	93.000.00.403
7,5 x 35 cm	10 pcs	93.000.00.405

# Compresse chaud / froid

Quand le temps presse



RÉF. 93.000.00.054



RÉF. 93.000.00.048

## Housse pour compresse chaud / froid

Taille (l x L)	Unité de conditionnement	RÉF
13 x 14 cm	100/1.000 pcs	93.000.00.050
13 x 29 cm	100/1.600 pcs	93.000.00.051
16 x 26 cm	100/1.000 pcs	93.000.00.052
21 x 38 cm	100/1.000 pcs	93.000.00.053
30 x 40 cm	100/500 pcs	93.000.00.054
7,5 x 35 cm	100/500 pcs	93.000.00.055
7,5 x 52 cm	100/1.800 pcs	93.000.00.056

## Compresse rafraîchissante instantanée

Taille (l x L)	Unité de conditionnement	RÉF
15 x 21 cm	10 pcs	93.000.00.048



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Phone: +49(0) 2236 3913-400  
Fax: +49(0) 2236 3913-409  
[export@dahlhausen.de](mailto:export@dahlhausen.de)  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)